



対応スピードNo.1!!

福祉用具レンタル カタログ

丸屋さん
だから
安心!

シーツ・パット
無料サービス



車いす
150単位~



福祉用具の事なら

レンタル **丸屋**



0120-39-4908



やさしくフィット
しっかりケア

やさしさのあるベッド

CARE YOU
ケア優

自走用 / 介助用

ケアフィットプラス
CARE FIT PLUS+

清潔感・安心感・信頼感 グリーンケア商品をお届けするために

1 洗浄・消毒

品質を守る最新鋭のシステムで洗浄・消毒



2 検品・修理

安全性もしっかり確認



3 保管

梱包し、清潔な場所で保管・管理



4 お届け

ご自宅まで安心・安全な福祉用具をお届けします



このシールが目印です

安心と信頼の
消 毒
消毒工程管理
認定マーク

この福祉用具は「福祉用具の消毒工程管理認定基準」に適合した消毒工程を経たものです。
一般社団法人シルバーサービス振興会

清潔・安心・信頼の福祉用具
グリーンケア

自社の品質基準に加え、福祉用具の安全衛生管理が適切に行われていることを第三者機関を利用し科学的に検証しています。

| | | |
|--|--------------------------|----|
| | ベッド・ベッド付属品 | 3 |
| | 床ずれ防止用具 | 21 |
| | 体位変換器 | 26 |
| | 認知症老人徘徊感知機器 | 27 |
| | 手すり | 29 |
| | 歩行補助杖 | 35 |
| | 歩行器 | 37 |
| | 車いす・車いす付属品 | 44 |
| | スロープ | 63 |
| | 移動用リフト・つり具 | 67 |
| | 介護保険購入対象品 腰掛便座・入浴補助用具 | 72 |
| | 販売品 | 73 |
| | 情報 | 75 |



ベッド [特殊寝台] の名称

床ずれ
防止用具


体位
変換器

認知症
老人
徘徊感知
機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器



ヘッドボード/フットボード

お部屋の雰囲気に合わせて選べます

ベッドサイドレール

ベッドからの転落や
寝具の落下を防ぎます

マットレス

ご利用者さまの症状に
適したものを選ぶこと
が大切です

ボトム

背上げ、膝上げの際に
この部分が曲がります

介助バー

ベッドから乗り降りする
ときの支えに使用します

オーバーテーブル

お食事や読書に便利
ベッドサイドレール
にのせて使います

ベッド [特殊寝台] の機能

車いす・
車いす
付属品

- 1 背上げ機能 2 高さ調節機能 3 膝上げ機能 4 背上げ・膝上げ連動

スロープ

移動用
リフト・
つり具

介護保険
購入
対象品




販売品



- 3
モーター
- 1 背上げ機能
 - 2 高さ調節機能
 - 3 膝上げ機能
 - 4 背上げ膝上げ連動
-
- 2
モーター
- 1 背上げ機能
 - 2 高さ調節機能
 - 4 背上げ膝上げ連動
-
- 1
モーター
- 1 背上げ機能
 - 4 背上げ膝上げ連動
- または
- 2 高さ調節機能

情報

| | | | |
|---|--|--|---|
| <p>point 1</p> <p>1 背上げ機能</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 起き上がりを補助 ● 食事を摂る時に便利 ● 呼吸を楽にする ● 円背の方の寝る姿勢を楽に | <p>point 2</p> <p>2 昇降機能</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 立上がりや車いすへの移乗を補助 ● 端座位姿勢を安定させる ● 介助者の腰痛予防 ● 転落時の危険軽減 | <p>point 3</p> <p>3 膝上げ機能</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 背上げ機能を使用した時に身体のずれを防止 ● むくみ防止 ● かかとへの部分圧軽減 | <p>point 4</p> <p>4 背上げ膝上げ連動</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 膝上げ、背上げを自動連動し、身体のずれ、摩擦、圧迫感を軽減 |
|---|--|--|---|

| 商品名 | 足元の広さ | リモコン | 背上げの時の動き | |
|--|---|--|--|---|
| <p>CARE YOU</p> <p>ケア優</p>  <p>最低床高 25 cm</p> |  | <p>2M 3M</p>  |  <p>ヒューマンケアライン 5分割の床板構造で、頭・背中・お尻・太もも・ふくらはぎに自然になじむ、なめらかなラインを実現。理想的な寝姿勢を保て、ベッド昇降や背上げ・脚上げもスムーズに行えます。</p> | <p>床ずれ 防止用具</p> <p>体位 変換器</p> <p>認知症 老人 徘徊感知 機器</p> |
| <p>ラフィオ</p> <p>Rafio</p>  <p>最低床高 23 cm</p> |  | <p>2M 3M</p>  |  <p>ハイバックサポート機能 背ボトムをハイバックとローバックの2つに分割し、それぞれが角度を調節しながら身体に負担の少ない背上げを行います。誤嚥や床ずれリスクの低減が期待できます。</p> | <p>手すり</p> <p>歩行 補助杖</p> <p>歩行器</p> |
| <p>Miolet For you</p> <p>For U</p> <p>ミオレット・フォーユー</p>  <p>最低床高 25 cm</p> |  | <p>2M 3M</p>  |  <p>ライジングモーション 背上げボタンを押すと、ひざ脚ボトムが先上がり背上げ時の身体のズレを防止し、起き上がる頃にはひざ脚ボトムがフラットになるため移乗がしやすいクライニングです。また、「ランパー機能」は背上げ時の背圧・腹圧を軽減し、自然な背上げを実現します。</p> | <p>車いす・ 車いす 付属品</p> <p>スロープ</p> |
| <p>楽匠 Z SERIES</p>  <p>最低床高 21 cm</p> |  <p>※切替式</p> | <p>2M 3M</p>  |  <p>ラクリアモーション (3M) 背ボトムの角度調節にともなう従来のらくらくモーションの動きにベッドの傾斜を組み合わせて、さらに進化した背上げ機能です。</p> | <p>移動用 リフト・ つり具</p> <p>介護保険 購入 対象品</p> <p>販売品</p> |
| <p>楽匠 S シリーズ</p> <p>らくしやう シリーズ</p>  <p>最低床高 20 cm</p> |  <p>※切替式</p> | <p>2M</p>  |  <p>キューマライン ボトムに取付けた「すのこ状の連結部分」が、背ボトムの角度の変化にともなう身体の動きと曲線に合わせて、伸びながら曲がります。身体のスレを抑えるとともに胸やおなかへの圧迫感を軽減します。</p> | <p>情報</p> |



- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 認知症老人徘徊感知機器
- 手すり
- 歩行補助杖
- 歩行器
- 車いす・車いす付属品
- スロープ
- 移動用リフト・つり具
- 介護保険購入対象品
- 販売品
- 情報

利用者と介助者のことを考えた
お部屋の家具と調和するデザイン

やさしさのあるベッド
CARE YOU
ケア優



停電時も安心 緊急対応スイッチつき

停電が起きても、スイッチひとつでベッドを水平状態へ戻すことができます。



広い足元 ノンサイドフレーム+格納式オプション受け


オプション受けが格納できるので、車いすをベッドへ隙間なく付ける(1)ことができます。また、サイドフレームベースフレームの突出がなく、端座位が安定しやすくなります。



立ち上がる時
足にフレームがあたりません

5つの 特徴

膝先の水平機能 脚のむくみを抑えます



うっかり操作を防止

リモコンロック
リモコンにロックをかけることで、寝ている間など間違っ触っても動きません。



有機化合物低減素材 エフフォースター基準をクリアしたボードを採用

エフフォースターとは、JIS、JAS 認定基準で、ホルムアルデヒドの放散量がゼロもしくは微少である素材を使用しているものに表示できるマークです。



税込価格で表記しています。(非課税 ※非課税 と表記のない商品に限る)

サービスコード/特殊寝台 介護給付:171003 予防給付:671003 /特殊寝台付属品 介護給付:171004 予防給付:671004

ケア優 ダークウォールナット

快適さや安全性だけでなく、お部屋においたときに他の家具と調和するデザインのベッド


2 モーター 3 モーター グリーンケア 非課税

フランスベッド

ヘッドボード (H)



写真はボードサイズHF
ボード色:ダークウォールナット



| 商品名 | 重さ (kg) | 商品番号 | 商品コード | ご利用者負担額 | レンタル月極価格 |
|--------------------------|---------|-----------|--------------------------|------------------|----------|
| 2モーターレギュラー HF (2R-HF-DW) | 87 | 11-5734-0 | 00200-000166 (1割) | 750円 (2割) 1,500円 | 7,500円 |
| 2モーターショート HF (2S-HF-DW) | 86 | 11-5739-0 | FURANSUBED-CY2SHFDW (1割) | 750円 (2割) 1,500円 | 7,500円 |
| 2モーターレギュラー HH (2R-HH-DW) | 89 | 11-5738-0 | FURANSUBED-CY2HHDW (1割) | 750円 (2割) 1,500円 | 7,500円 |
| 2モーターショート HH (2S-HH-DW) | 88 | 11-5740-0 | FURANSUBED-CY2SHHDW (1割) | 750円 (2割) 1,500円 | 7,500円 |
| 3モーターレギュラー HF (3R-HF-DW) | 88 | 11-5741-0 | FURANSUBED-CY3HFDW (1割) | 950円 (2割) 1,900円 | 9,500円 |
| 3モーターショート HF (3S-HF-DW) | 87 | 11-5743-0 | FURANSUBED-CY3SHFDW (1割) | 950円 (2割) 1,900円 | 9,500円 |
| 3モーターレギュラー HH (3R-HH-DW) | 90 | 11-5742-0 | FURANSUBED-CY3HHDW (1割) | 950円 (2割) 1,900円 | 9,500円 |
| 3モーターショート HH (3S-HH-DW) | 89 | 11-5744-0 | FURANSUBED-CY3SHHDW (1割) | 950円 (2割) 1,900円 | 9,500円 |

床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人
徘徊感知
機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車いす・
車いす
付属品

ケア優 ビーチ

快適さや安全性だけでなく、お部屋においたときに他の家具と調和するデザインのベッド


2 モーター 3 モーター グリーンケア 非課税

フランスベッド

ヘッドボード (H)



写真はボードサイズHH
ボード色:ビーチ



| 商品名 | 重さ (kg) | 商品番号 | 商品コード | ご利用者負担額 | レンタル月極価格 |
|-------------------------|---------|-----------|--------------------------|------------------|----------|
| 2モーターレギュラー HF (2R-HF-B) | 87 | 11-5745-0 | FURANSUBED-CY2HFBC (1割) | 750円 (2割) 1,500円 | 7,500円 |
| 2モーターショート HF (2S-HF-B) | 86 | 11-5747-0 | FURANSUBED-CY2SHFBC (1割) | 750円 (2割) 1,500円 | 7,500円 |
| 2モーターレギュラー HH (2R-HH-B) | 89 | 11-5746-0 | FURANSUBED-CY2HHBC (1割) | 750円 (2割) 1,500円 | 7,500円 |
| 2モーターショート HH (2S-HH-B) | 88 | 11-5748-0 | FURANSUBED-CY2SHHBC (1割) | 750円 (2割) 1,500円 | 7,500円 |
| 3モーターレギュラー HF (3R-HF-B) | 88 | 11-5749-0 | FURANSUBED-CY3HFBC (1割) | 950円 (2割) 1,900円 | 9,500円 |
| 3モーターショート HF (3S-HF-B) | 87 | 11-5751-0 | FURANSUBED-CY3SHFBC (1割) | 950円 (2割) 1,900円 | 9,500円 |
| 3モーターレギュラー HH (3R-HH-B) | 90 | 11-5750-0 | FURANSUBED-CY3HHBC (1割) | 950円 (2割) 1,900円 | 9,500円 |
| 3モーターショート HH (3S-HH-B) | 89 | 11-5752-0 | FURANSUBED-CY3SHHBC (1割) | 950円 (2割) 1,900円 | 9,500円 |

スロープ

移動用
リフト・
つり具

介護保険
購入
対象品

販売品

情報

※ベッドをキャスターと同時にレンタルした場合、ベッド本体も課税となります。
※サイドレールを非課税のベッドと同時にレンタルした場合、サイドレールも4本まで非課税となります。



ベッド・ベッド付属品

床ずれ
防止用具

サイドレール SR-100JJ CSIV

フランスベッド

ケア優 レギュラー



| 商品名/数量 | 商品番号 | 商品コード |
|------------------|--------------|--|
| 1本 | 19-5239-1 | 00200-000171 |
| ご利用者 負担額 (1割) | 2本50円 | (2割) 2本100円 レンタル月極価格 2本500円 |

体位
変換器


認知症
老人
徘徊感知
機器

手すり

サイドレール SR-300JJ CSIV

フランスベッド

ケア優 レギュラー
ショート兼用



| 商品名/数量 | 商品番号 | 商品コード |
|------------------|--------------|--|
| 1本 | 19-5241-1 | 00200-000172 |
| ご利用者 負担額 (1割) | 2本50円 | (2割) 2本100円 レンタル月極価格 2本500円 |

歩行
補助杖

歩行器

車いす・
車いす
付属品

サイドレール SR-100JJS CSBR

フランスベッド

ケア優 ショート



| 商品名/数量 | 商品番号 | 商品コード |
|------------------|--------------|--|
| 1本 | 19-5347-1 | FURANSUBED-SR100JJS |
| ご利用者 負担額 (1割) | 2本50円 | (2割) 2本100円 レンタル月極価格 2本500円 |

スロープ

移動用
リフト・
つり具

介護保険
購入
対象品

サイドレール SR-350JJ CS

フランスベッド

ケア優 レギュラー
ショート兼用



| 商品名/数量 | 商品番号 | 商品コード |
|------------------|------------|--------------------------------------|
| 1本 | 19-5542-1 | 00200-000471 |
| ご利用者 負担額 (1割) | 50円 | (2割) 100円 レンタル月極価格 500円 |

販売品

情報

サイドレール SR-100JJ CSBR

フランスベッド

ケア優 レギュラー




| 商品名/数量 | 商品番号 | 商品コード |
|------------------|--------------|--|
| 1本 | 19-5346-1 | 00200-000171 |
| ご利用者 負担額 (1割) | 2本50円 | (2割) 2本100円 レンタル月極価格 2本500円 |

サイドレール SR-300JJ CSBR

フランスベッド

ケア優 レギュラー
ショート兼用




| 商品名/数量 | 商品番号 | 商品コード |
|------------------|--------------|--|
| 1本 | 19-5348-1 | 00200-000172 |
| ご利用者 負担額 (1割) | 2本50円 | (2割) 2本100円 レンタル月極価格 2本500円 |

サイドレール SR-800JJ

フランスベッド

ケア優 レギュラー



| 商品名/数量 | 商品番号 | 商品コード |
|------------------|------------|--------------------------------------|
| 1本 | 19-5531-1 | 00200-000173 |
| ご利用者 負担額 (1割) | 50円 | (2割) 100円 レンタル月極価格 500円 |

カバー付サイドレール

フランスベッド

ケア優 レギュラー



サイドレールとカバーの
セットです。

| 商品名/数量 | 商品番号 | 商品コード |
|-------------------|------------|--------------------------------------|
| SR-100JJ CSIV(1本) | 19-5616-1 | FURANSUBED-SR10C1050 |
| SR-100JJ CSBR(1本) | 19-5617-1 | FURANSUBED-SR10C1050 |
| ご利用者 負担額 (1割) | 50円 | (2割) 100円 レンタル月極価格 500円 |

| 商品名/数量 | 商品番号 | 商品コード |
|-------------------|-------------|--|
| SR-100JJ CSIV(2本) | 19-5618-1 | FURANSUBED-SR10C2050 |
| SR-100JJ CSBR(2本) | 19-5619-1 | FURANSUBED-SR10C2050 |
| ご利用者 負担額 (1割) | 100円 | (2割) 200円 レンタル月極価格 1,000円 |

※ベッドをキャスターと同時にレンタルした場合、ベッド本体も課税となります。
※サイドレールを非課税のベッドと同時にレンタルした場合、サイドレールも4本まで非課税となります。

ベッド用グリップ GR-510

フランスベッド

ケア優 レギュラー
ショート兼用




※開閉角度: ±135° (45°刻み)

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-----------------|-----------|-----------------|
| ベッド用グリップ GR-510 | 19-5430-1 | 00200-000428 |
| ご利用者負担額 (1割) | 150円 | (2割) 300円 |
| | | レンタル月極価格 1,500円 |

マルチ移動支援バー SE-07JJ

フランスベッド

ケア優 レギュラー
ショート兼用



※開閉角度: ±150° (30°刻み)

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-------------------|-----------|-----------------|
| マルチ移動支援バー SE-07JJ | 19-5242-1 | 00200-000177 |
| ご利用者負担額 (1割) | 150円 | (2割) 300円 |
| | | レンタル月極価格 1,500円 |

床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人
徘徊感知
機器

イルリガートル棒 FF-522

フランスベッド

ケア優



※地域によっては介護保険を適用できない場合もあります。
サイズ: 全幅25×全高: 98~165cm

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-----------------|-----------|-----------------|
| イルリガートル棒 FF-522 | 19-5532-1 | 00200-000131 |
| ご利用者負担額 (1割) | 1,000円 | (2割) 1,000円 |
| | | レンタル月極価格 1,000円 |

キャスター 50CAJW

フランスベッド

ケア優



※ベッドの高さは変わりません。
※キャスターを取り付ける場合、ベッド本体も課税となります。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--------------|-----------|-------------------|
| キャスター 50CAJW | 19-5243-1 | FURANSUBED-50CAJW |
| ご利用者負担額 (1割) | 50円 | (2割) 100円 |
| | | レンタル月極価格 500円 |

手すり

歩行
補助杖

歩行器

ケア優サイドレール・介助バー推奨組み合わせ表

| ケア優 レギュラーサイズ 全長 210.5cm | | ケア優 ショートサイズ 全長 198cm | |
|-------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1本で使用 | 2本セットで使用 | 1本で使用 | 2本セットで使用 |
| SR-100JJ | SR-100JJ + SR-100JJ | SR-100JJS | SR-100JJS + SR-100JJS |
| SR-300JJ | SR-300JJ + SR-300JJ | SR-300JJ | SR-300JJ + SR-300JJ |
| SR-800JJ | SR-350JJ + SR-350JJ | SR-350JJ | SR-300JJ + SR-300JJ |
| SR-350JJ | GR-510 / SE-07JJ + SR-300JJ | GR-510 / SE-07JJ | SR-350JJ + SR-350JJ |
| GR-510 / SE-07JJ | GR-510 / SE-07JJ + SR-350JJ | | |
| FF-522 | FF-522 + SR-100JJ / SR-300JJ | FF-522 | FF-522 + SR-100JJS / SR-300JJ |

スロープ

移動用
リフト・
つり具

介護保険
購入
対象品

販売品

情報

※指定以外の商品と組み合わせると、ベッドに負担をかけケガや故障の原因となることがあります。指定以外の商品とは組み合わせないでください。



床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人
徘徊感知
機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

介護保険
購入
対象品

販売品


情報



ラフィオ *Rafio*

「ポジショニング」の考え方をもとに
「ハイバックサポート機能」と「膝位置のフィッティング機能」を搭載し
背上げ時の圧力、ズレカの軽減と、リラックスできる快適な姿勢を
サポートするベッドです。

ハイバックサポート機能



背上げを「ハイバック：頭～背部」と「ローバック：腰部」の二つに分け、それぞれ
の角度を自動で調節しながら背上げを行います。


収納ポケット付フットボード

フットボードには収納ポケット
があり、付属の部品バックや取扱
説明書の保管に便利です。




手元スイッチのロック機能

ロックボタンを押すことで、手元スイッチによる操作の
(可能/禁止)を切り換えることができます。



ハイバック・ローバック角度の設計




ハイバック20°・ローバック50°
の状態からローバックを上げよ
うとする場合…

背上げボタンを押すと、
ハイバックが下がりながらローバックが上がります

フィッティング機構

膝位置のフィッティング機能は利用者の大腿部の長さに合わせて、パーツの変更なし
でひざ脚ボトムの屈曲位置を2段階に調節できるので、ズレの少ない快適な姿勢
をサポートします。フィッティング機能は利用者の体格や用途に合わせて、背ボ
トムおよびひざ脚ボトムの屈曲位置を2段階に調節できる機能です。背上げ時の
ズレを抑制するほか、ポジショニング(体位管理)をサポートすることができます。
【ひざ脚ボトム】の屈曲位置と膝関節の場所が合っていないと…



⚠ 褥瘡(床ずれ)の原因になります

足先上げ・足先下げの切り替え

脚ボトムの先端の角度を、ワンタッチで切り替え可能です。脚のむくみの軽減
や、ベッド上における座位の安定など、状況に応じた使い方ができます。

その他様々な使い勝手の良い機能


1. 省スペースで設置可能な垂直昇降機能
2. 収納式のサイドレールホルダーで車いすへの移乗がしやすい
3. 体格にあわせて選択できる3つのベッドサイズ

税込価格で表記しています。(非課税 ※非課税 と表記のない商品に限る)

サービスコード/特殊寝台 介護給付: 171003 予防給付: 671003 / 特殊寝台付属品 介護給付: 171004 予防給付: 671004


ラフィオ 低床 ポジショニング 樹脂ボード

プラッツ



自然なリクライニング姿勢により床ずれ・誤嚥リスクを低減。

2 **非課税**
モーター



リモコン



2モーター

ハイバックサポート機能を連動させた、新たなライジングーションを実現。背上げ時の身体のズレと圧力を軽減し、ベッド上での安楽な姿勢や、起き上がり際の端座位をサポートします。

| 商品名 | 重さ(kg) | 商品番号 | 商品コード | ご利用者負担額 | レンタル月極価格 |
|------------|--------|-----------|-------------------|------------------|----------|
| 2モーターレギュラー | 94.9 | 11-6334-0 | 00631-000476 (1割) | 750円 (2割) 1,500円 | 7,500円 |
| 2モーターショート | 94.4 | 11-6335-0 | 00631-000476 (1割) | 750円 (2割) 1,500円 | 7,500円 |
| 2モーターロング | 95.9 | 11-6336-0 | 00631-000476 (1割) | 750円 (2割) 1,500円 | 7,500円 |

床ずれ
防止用具


体位
変換器

認知症
老人
徘徊感知
機器

手すり

ラフィオ 低床 ポジショニング 樹脂ボード

プラッツ



自然なリクライニング姿勢により床ずれ・誤嚥リスクを低減。

3 **非課税**
モーター

【3モーターポジショニングベッドの特徴】
ハイバックを単独で操作することができます。

【リモコンボタンの機能説明】
3モーターのリモコンには、1ボタンで身体のズレや圧力などのストレスが少ない、理想的な背上げをコンピュータ制御で行う「連動」ボタンと、ハイバック・背上げ・ひざ上げ・ベッドの高さをそれぞれ単独で操作するボタンが付いています。
また、操作をロックする機能のほか、握力の弱い方でも持ちやすい仕様となっています。

リモコン



3モーター

| 商品名 | 重さ(kg) | 商品番号 | 商品コード | ご利用者負担額 | レンタル月極価格 |
|------------|--------|-----------|-------------------|------------------|----------|
| 3モーターレギュラー | 96.9 | 11-6337-0 | 00631-000482 (1割) | 950円 (2割) 1,900円 | 9,500円 |
| 3モーターショート | 96.4 | 11-6338-0 | 00631-000482 (1割) | 950円 (2割) 1,900円 | 9,500円 |
| 3モーターロング | 97.9 | 11-6339-0 | 00631-000482 (1割) | 950円 (2割) 1,900円 | 9,500円 |

歩行
補助杖

歩行器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

ラフィオ 超低床 ポジショニング 樹脂ボード

プラッツ



自然なリクライニング姿勢により床ずれ・誤嚥リスクを低減。

2 **非課税**
モーター

3 **非課税**
モーター

最低床時に床高が15cmになります。ベッドからの転落の不安や転落した際の怪我のリスクを軽減します。

ラフィオポジショニング樹脂ボードの超低床仕様です。

リモコン



2モーター 3モーター

| 商品名 | 重さ(kg) | 商品番号 | 商品コード | ご利用者負担額 | レンタル月極価格 |
|------------|--------|-----------|-------------------|------------------|----------|
| 2モーターレギュラー | 94.9 | 11-6412-0 | 00631-000331 (1割) | 750円 (2割) 1,500円 | 7,500円 |
| 2モーターショート | 94.4 | 11-6413-0 | 00631-000331 (1割) | 750円 (2割) 1,500円 | 7,500円 |
| 2モーターロング | 95.9 | 11-6414-0 | 00631-000331 (1割) | 750円 (2割) 1,500円 | 7,500円 |
| 3モーターレギュラー | 96.9 | 11-6415-0 | 00631-000341 (1割) | 950円 (2割) 1,900円 | 9,500円 |
| 3モーターショート | 96.4 | 11-6416-0 | 00631-000341 (1割) | 950円 (2割) 1,900円 | 9,500円 |
| 3モーターロング | 97.9 | 11-6417-0 | 00631-000341 (1割) | 950円 (2割) 1,900円 | 9,500円 |

介護保険
購入
対象品

販売品

情報


※ラフィオ 低床ポジショニング 樹脂ボードの商品コードにつきましては、現在取得中となります。



ベッド・ベッド付属品

ミオレット・フォーユー 樹脂ボード

プラッツ



※写真は樹脂タイプ

背上げ時に発生する「背圧・腹圧・身体のズレ」に
配慮した5モーション機構

1 モーター 2 モーター 3 モーター 非課税



伝い歩きの際に握りやすく、終端がわかりやすい形状です。
リモコンコードをぴったり収納でき、不用意にリモコンが落ちるのを防ぎます。

床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人
徘徊感知
機器


手すり

歩行
補助杖

| 商品名 | 重さ (kg) | 商品番号 | 商品コード | ご利用者負担額 | レンタル月極価格 |
|-----------------------|---------|-----------|-------------------|------------------|----------|
| 1モーターレギュラー P100-11BD2 | 92 | 11-5886-0 | 00631-000186 (1割) | 600円 (2割) 1,200円 | 6,000円 |
| 1モーターショート P100-12BD2 | 90.5 | 11-5887-0 | 00631-000189 (1割) | 600円 (2割) 1,200円 | 6,000円 |
| 2モーターレギュラー P100-21BD2 | 93.5 | 11-5883-0 | 00631-000192 (1割) | 750円 (2割) 1,500円 | 7,500円 |
| 2モーターショート P100-22BD2 | 92 | 11-5884-0 | 00631-000195 (1割) | 750円 (2割) 1,500円 | 7,500円 |
| 3モーターレギュラー P100-31BD2 | 97 | 11-5888-0 | 00631-000198 (1割) | 950円 (2割) 1,900円 | 9,500円 |
| 3モーターショート P100-32BD2 | 95.5 | 11-5889-0 | 00631-000201 (1割) | 950円 (2割) 1,900円 | 9,500円 |

ミオレット・フォーユー 木製フラットボード

プラッツ



※写真は木製フラットタイプ

背上げ時に発生する「背圧・腹圧・身体のズレ」に
配慮した5モーション機構

1 モーター 2 モーター 3 モーター 非課税



洋室にも和室にも調和する、木調のデザインです。
伝い歩きの際に握りやすく、終端がわかりやすい形状です。

歩行器

車いす・
車いす
付属品


スロープ

移動用
リフト・
つり具

| 商品名 | 重さ (kg) | 商品番号 | 商品コード | ご利用者負担額 | レンタル月極価格 |
|-----------------------|---------|-----------|-------------------|------------------|----------|
| 1モーターレギュラー P100-11AA1 | 97.5 | 11-5918-0 | 00631-000184 (1割) | 600円 (2割) 1,200円 | 6,000円 |
| 1モーターショート P100-12AA1 | 96 | 11-5919-0 | 00631-000187 (1割) | 600円 (2割) 1,200円 | 6,000円 |
| 2モーターレギュラー P100-21AA1 | 99 | 11-5920-0 | 00631-000190 (1割) | 750円 (2割) 1,500円 | 7,500円 |
| 2モーターショート P100-22AA1 | 97.5 | 11-5921-0 | 00631-000193 (1割) | 750円 (2割) 1,500円 | 7,500円 |
| 3モーターレギュラー P100-31AA1 | 102.5 | 11-5922-0 | 00631-000196 (1割) | 950円 (2割) 1,900円 | 9,500円 |
| 3モーターショート P100-32AA1 | 101 | 11-5923-0 | 00631-000199 (1割) | 950円 (2割) 1,900円 | 9,500円 |

ミオレット・フォーユー 木製宮付ボード

プラッツ



※写真は木製宮付タイプ

背上げ時に発生する「背圧・腹圧・身体のズレ」に
配慮した5モーション機構

1 モーター 2 モーター 3 モーター 非課税



洋室にも和室にも調和する、木調のデザインです。
宮付タイプはティッシュやメガネなどの小物を置くのに便利です。

介護保険
購入
対象品

販売品

情報

| 商品名 | 重さ (kg) | 商品番号 | 商品コード | ご利用者負担額 | レンタル月極価格 |
|-----------------------|---------|-----------|-------------------|--------------------|----------|
| 1モーターレギュラー P100-11AB1 | 104 | 11-5932-0 | 00631-000185 (1割) | 700円 (2割) 1,400円 | 7,000円 |
| 1モーターショート P100-12AB1 | 102.5 | 11-5933-0 | 00631-000188 (1割) | 700円 (2割) 1,400円 | 7,000円 |
| 2モーターレギュラー P100-21AB1 | 105.5 | 11-5934-0 | 00631-000191 (1割) | 850円 (2割) 1,700円 | 8,500円 |
| 2モーターショート P100-22AB1 | 104 | 11-5935-0 | 00631-000194 (1割) | 850円 (2割) 1,700円 | 8,500円 |
| 3モーターレギュラー P100-31AB1 | 109 | 11-5936-0 | 00631-000197 (1割) | 1,050円 (2割) 2,100円 | 10,500円 |
| 3モーターショート P100-32AB1 | 107.5 | 11-5937-0 | 00631-000200 (1割) | 1,050円 (2割) 2,100円 | 10,500円 |


※ベッドをキャスターと同時にレンタルした場合、ベッド本体も課税となります。

※サイドレールを非課税のベッドと同時にレンタルした場合、サイドレールも4本まで非課税となります。

サイドレール 75cm BG-75J

プラッツ

ミオレット
フォーユー
レギュラー
ショート兼用
ラフィオ
ロングには
スペーサーが必要です




ラフィオ
ロング対応スペーサー
(取付時サイズ幅82×高さ40.5)

| 商品名/数量 | 商品番号 | 商品コード |
|---|----------------------------|--------------|
| BG-75J 1本 | 19-5496-1 | 00631-000151 |
| ご利用者 負担額 (1割) 2本50円 (2割) 2本100円 | レンタル月極価格 2本500円 | |
| 商品名/数量 | 商品番号 | 商品コード |
| ラフィオロング対応スペーサー付1本 | 19-6060-1 | 00631-000442 |
| ご利用者 負担額 (1割) 2本100円 (2割) 2本200円 | レンタル月極価格 2本1000円 | |

サイドレール 96cm BG-96J

プラッツ

ミオレット
フォーユー
レギュラー
ショート兼用
ラフィオ
ロングには
スペーサーが必要です



ラフィオ
ロング対応スペーサー
(取付時サイズ幅103×高さ40.5)

| 商品名/数量 | 商品番号 | 商品コード |
|---|----------------------------|--------------|
| BG-96J 1本 | 19-5495-1 | 00631-000150 |
| ご利用者 負担額 (1割) 2本50円 (2割) 2本100円 | レンタル月極価格 2本500円 | |
| 商品名/数量 | 商品番号 | 商品コード |
| ラフィオロング対応スペーサー付1本 | 19-6061-1 | 00631-000441 |
| ご利用者 負担額 (1割) 2本100円 (2割) 2本200円 | レンタル月極価格 2本1000円 | |

床ずれ
防止用具

体位
変換器


認知症
老人
徘徊感知
機器

手すり

サイドレール 44cm PA500-FU44

プラッツ

ミオレット
フォーユー
レギュラー
ショート兼用
ラフィオ
ロングには
スペーサーが必要です



ラフィオ
ロング対応スペーサー
(取付時サイズ幅51×高さ40.5)

| 商品名/数量 | 商品番号 | 商品コード |
|---|----------------------------|--------------|
| PA500-FU44 1本 | 19-5505-1 | 00631-000202 |
| ご利用者 負担額 (1割) 2本50円 (2割) 2本100円 | レンタル月極価格 2本500円 | |
| 商品名/数量 | 商品番号 | 商品コード |
| ラフィオロング対応スペーサー付1本 | 19-6062-1 | 00631-000443 |
| ご利用者 負担額 (1割) 2本100円 (2割) 2本200円 | レンタル月極価格 2本1000円 | |

安心ひざパッド付 自動ロック式 ベッド用グリップ ニーパロP

プラッツ

ミオレット
フォーユー
レギュラー
ショート兼用
ラフィオ
ロングには
スペーサーが必要です



ラフィオ
ロング対応スペーサー
(取付時サイズ幅123.5×高さ40.8)

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---------------------------|--------------|
| ニーパロP | 19-5494-1 | 00631-000181 |
| ご利用者 負担額 (1割) 150円 (2割) 300円 | レンタル月極価格 1,500円 | |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| ラフィオロング対応スペーサー付 | 19-6063-1 | 00631-000457 |
| ご利用者 負担額 (1割) 250円 (2割) 500円 | レンタル月極価格 2,500円 | |

※アーム開閉角度: ±135° (45°刻み)

歩行
補助杖

歩行器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

ラフィオ専用キャスター

プラッツ

ラフィオ



低床用キャスター

超低床用キャスター

※キャスターを取り付ける場合、ベッド本体も課税となります。
※超低床用キャスター仕様では、ベッドテーブルは使用しないでください。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--|-------------------------|--------------|
| 低床用キャスター | 19-6057-1 | 00631-000462 |
| 装着時の床面高: 23cm | | |
| ご利用者 負担額 (1割) 50円 (2割) 100円 | レンタル月極価格 500円 | |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| 超低床用キャスター | 19-6055-1 | 00631-000461 |
| 装着時の床面高: 15.5cm | | |
| ご利用者 負担額 (1割) 50円 (2割) 100円 | レンタル月極価格 500円 | |

ミオレット・フォーユー専用 オプション

プラッツ

ミオレット
フォーユー



PC500-FU8CK5 (4個1セット)

PC501-FU45 (4個1セット)

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--|-------------------------|--------------|
| キャスター | 19-5503-1 | 00631-000206 |
| ご利用者 負担額 (1割) 50円 (2割) 100円 | レンタル月極価格 500円 | |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| ハイトスペーサー | 19-5502-1 | 00631-000205 |
| ご利用者 負担額 (1割) 0円 (2割) 0円 | レンタル月極価格 0円 | |

※ベッドの高さは変わりません。
※キャスターを取り付ける場合、
ベッド本体も課税になります。
※キャスター仕様では、
ベッドテーブルは使用しないでください。
※固定脚使用でベッドテーブルをご使用の
際は、当該商品が必要となります。

介護保険
購入
対象品

販売品

情報



ベッド・ベッド付属品

楽匠Z

パラマウントベッド



垂直昇降

セーフティラウンドボード (樹脂木目)

ラクリアモーションで、かつてない背上げ姿勢を実現

2 モーター 3 モーター 非課税



■ベッドが前後に動かない垂直昇降方式の高さ調節機能
手元スイッチの「高さ」ボタンを操作することでベッドの高さ(床からボトム上面までの高さ)を約21cmから約64.5cmまで調節できます。高さ調節をする時にベッドが前後に動かない垂直昇降方式を採用しています。



■暗いところでも操作しやすい白色液晶表示付きの手元スイッチ
液晶表示パネルに操作内容が絵記号と数値で表示されるので、背ボトムの角度やベッドの高さなどベッドの状態を確認しながら適切に操作できます。



<ラクリアモーション>

一般的な3モーターベッドの機能(背上げ、膝上げ、高さ調節)または、2モーターベッドの機能(背上げ、高さ調節)に加え、ベッド全体を傾ける機能が付いています。

床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
徘徊感知
機器

手すり

| 商品名 | 重さ(kg) | 商品番号 | 商品コード | ご利用者負担額 | レンタル月極価格 |
|-------------------------|--------|-----------|--------------|-------------------------------|----------------|
| 2モーション91cm幅レギュラーKQ-7231 | 85.5kg | 11-5995-0 | 00170-000777 | (1割) 750 円 (2割) 1,500円 | 7,500 円 |
| 3モーション91cm幅レギュラーKQ-7331 | 86.5kg | 11-5999-0 | 00170-000785 | (1割) 950 円 (2割) 1,900円 | 9,500 円 |


歩行
補助杖

楽匠S

2 モーター 非課税

パラマウントベッド

低床20cmから65cmまでのロングストローク




垂直昇降

セーフティラウンドボード樹脂木目

サイドレール

楽匠Z 楽匠S

パラマウントベッド



| 商品名/数量 | 商品番号 | 商品コード |
|--|-------------------------|--------------|
| ベッドサイドレール KS-191Q 1本 | 19-5653-1 | 00170-000752 |
| サイズ: 全幅 82.7 × ボトム面からの高さ 37.5cm | | |
| ご利用者負担額 (1割) 2本50 円 (2割) 2本100円 | レンタル月極価格 2本500 円 | |
| 商品名/数量 | 商品番号 | 商品コード |
| ベッドサイドレール KS-161Q 1本 | 19-5236-1 | 00170-000527 |
| サイズ: 全幅 96.4 × ボトム面からの高さ 37.5cm | | |
| ご利用者負担額 (1割) 2本50 円 (2割) 2本100円 | レンタル月極価格 2本500 円 | |

歩行器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

スイングアーム介助バー KS-096A

楽匠Z 楽匠S

パラマウントベッド



※楽匠Z、楽匠Sとの組み合わせでJIS認証を取得しています。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--|-------------------------|--------------|
| KS-096A | 19-5237-1 | 00170-000551 |
| サイズ: 全幅 110.9 × 全高 50.3cm アーム開閉角度: ±150° (30°刻み) | | |
| ご利用者負担額 (1割) 150 円 (2割) 300円 | レンタル月極価格 1,500 円 | |

キャスター KQ-P70C

楽匠Z

パラマウントベッド



※ベッドが3cm高くなります。
※キャスターを取り付ける場合、ベッド本体も課税となります。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|------------------------------------|-----------------------|--------------|
| KQ-P70C | 19-5688-1 | 00170-000794 |
| ご利用者負担額 (1割) 50 円 (2割) 100円 | レンタル月極価格 500 円 | |

介護保険
購入
対象品

販売品

情報

※ベッドをキャスターと同時にレンタルした場合、ベッド本体も課税となります。
※サイドレールを非課税のベッドと同時にレンタルした場合、サイドレールも4本まで非課税となります。

ベルトセット付リハビリテーブル KF-840BS

ケア優 ラフィオ ミオレット
フォーユー
楽匠 Z 楽匠 S

パラマウントベッド



※ラフィオ超低床仕様ではご使用できません。
※楽匠 S と組み合わせる場合、ハイトスペーサーが必要です。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--------------|-----------|-----------------|
| KF-840BS | 19-5234-1 | 00170-000826 |
| ご利用者負担額 (1割) | 300円 (2割) | 600円 |
| | | レンタル月極価格 3,000円 |

オーバーベッドテーブル KF-833LA

ケア優 ラフィオ ミオレット
フォーユー
楽匠 Z 楽匠 S

パラマウントベッド



| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--------------|-----------|-----------------|
| KF-833LA | 19-0168-1 | 00170-000315 |
| ご利用者負担額 (1割) | 300円 (2割) | 600円 |
| | | レンタル月極価格 3,000円 |

床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人
徘徊感知
機器

手すり

ベッドサイドテーブル KF-1920

ケア優 ラフィオ ミオレット
フォーユー
楽匠 Z 楽匠 S

パラマウントベッド



※ラフィオ超低床仕様ではご使用できません。
※ミオレット・フォーユー、楽匠 S と組み合わせる場合、ハイトスペーサーが必要です。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--------------|-----------|-----------------|
| KF-1920 | 19-5659-1 | 00170-000716 |
| ご利用者負担額 (1割) | 300円 (2割) | 600円 |
| | | レンタル月極価格 3,000円 |

ベッドサイドテーブル KF-192

ケア優 ラフィオ ミオレット
フォーユー
楽匠 Z 楽匠 S

パラマウントベッド



※ラフィオ超低床仕様ではご使用できません。
※ミオレット・フォーユー、楽匠 S と組み合わせる場合、ハイトスペーサーが必要です。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--------------|-----------|-----------------|
| KF-192 | 19-0142-1 | 00170-000233 |
| ご利用者負担額 (1割) | 300円 (2割) | 600円 |
| | | レンタル月極価格 3,000円 |

歩行
補助杖

歩行器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

ベッドサイドテーブル ST-136N LO

ケア優 ラフィオ ミオレット
フォーユー
楽匠 Z 楽匠 S

フランスベッド



※ラフィオ超低床仕様ではご使用できません。
※ミオレット・フォーユー、楽匠 S と組み合わせる場合、ハイトスペーサーが必要です。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--------------|-----------|-----------------|
| ST-136N LO | 19-5399-1 | 00200-000410 |
| ご利用者負担額 (1割) | 300円 (2割) | 600円 |
| | | レンタル月極価格 3,000円 |

ガス圧式昇降ベッドテーブル PZT-840

ケア優 ラフィオ ミオレット
フォーユー
楽匠 Z 楽匠 S

プラッツ



※ラフィオ超低床仕様ではご使用できません。
※ミオレット・フォーユー、楽匠 S と組み合わせる場合、ハイトスペーサーが必要です。
※ミオレット・フォーユーはキャスター装着時はご使用できません。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--------------|-----------|-----------------|
| PZT-840 | 19-5589-1 | 00631-000178 |
| ご利用者負担額 (1割) | 300円 (2割) | 600円 |
| | | レンタル月極価格 3,000円 |

介護保険
購入
対象品

販売品

情報



ベッド・ベッド付属品

床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人
徘徊感知
機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

介護保険
購入
対象品


販売品

情報

オーバーテーブル (ケア優用) K-135CY

ケア優

シーホネンス



| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--------------|-----------|--------------------|
| K-135CY | 19-5345-1 | SEAHONENCE-K-135CY |
| ご利用者負担額 (1割) | 50円 (2割) | 100円 |
| | | レンタル月極価格 500円 |

オーバーテーブル PGT-400LM

ラフイオ

ミオレット
フォーユー

ブラッツ



| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--------------|-----------|---------------|
| PGT-400LM | 19-5504-1 | 00631-000121 |
| ご利用者負担額 (1割) | 50円 (2割) | 100円 |
| | | レンタル月極価格 500円 |

オーバーテーブル KQ-060L

楽匠 S

パラマウントベッド



| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--------------|-----------|---------------|
| KQ-060L | 19-0167-1 | 00170-000374 |
| ご利用者負担額 (1割) | 50円 (2割) | 100円 |
| | | レンタル月極価格 500円 |

ティコブ移乗用介助ベルト AB31

ケア優

ラフイオ

ミオレット
フォーユー

楽匠 Z

楽匠 S

幸和製作所

安全にベッドからの移乗介助が出来ます。安全に介助者の負担を軽減します。適応胴囲サイズが約60～130cmと小柄な方から大柄な方まで対応できます。保管時に便利な吊り下げ用ストラップ付き。ベルト裏面に滑り止め付き。




| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--------------|-----------|-----------------|
| AB31 | 19-5519-1 | 00030-000142 |
| ご利用者負担額 (1割) | 100円 (2割) | 200円 |
| | | レンタル月極価格 1,000円 |

ケアスライダー (MEMS)

モルテン

より安全でスムーズな移乗をサポートします。



全高0.5cm/耐荷重 130kg

ケア優

ラフイオ

ミオレット
フォーユー

グリーン
ケア

楽匠 Z

楽匠 S




| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--------------|-----------|-----------------|
| MEMS | 19-1301-1 | 00054-000033 |
| ご利用者負担額 (1割) | 100円 (2割) | 200円 |
| | | レンタル月極価格 1,000円 |

ベッドサプライ

マットレスは、パッドを敷きシーツをかけて使いましょう。

シーツやカバーを使用し、むれにくく清潔な環境をつくりましょう。快適さが増し、床ずれなどの予防にもつながります。また、マットレスやベッドを汗や汚れから守るため、お手入れも楽になります。

こまめに交換できるように予備を用意しておくくと便利です。



床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人
徘徊感知
機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

パイルシーツ

竹虎

※掲載以外の商品も取り扱っております。

介護保険対象外販売品



- 柔らかく肌ざわりのよいパイル素材
- 高い防水性で、ベッドや布団を汚れからしっかりガードします。
- ムシもなく快適です。
- 耐久性もよく、繰返しのお洗濯や乾燥にも丈夫です。

介護保険
購入
対象品

販売品

情報

| カラー | 商品番号 |
|-----|-----------|
| 黄色 | 51-5342-1 |
| 水色 | 51-5343-1 |

サイズ: 幅 150 × 全長 90cm
材質/綿80%+ポリエステル20% (ポリウレタンラミネート加工)

メーカー希望
小売価格

3,780円



マットレス

床ずれ
防止用具

マットレスは寝心地と寝返りのしやすさと体圧分散効果を配慮して選ぶようにしましょう。
特に寝返りが困難な方や臀部の筋肉に萎縮（臀部が痩せている）がある方の場合、床ずれのリスクが高くなっていますので、注意をして選ぶ必要があります。

体位
変換器

認知症
老人
徘徊感知
機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具




介護保険
購入
対象品

販売品

情報

や
わ
ら
か
め

し
っ
か
り




ケアブリーズ

トーヨーソフランテック



① 選べる寝心地
やわらかな寝心地の「やわらか」面と身体がしずみこみにくい「しっかり」面のリバーシブル仕様となっております。お好みに合わせてご使用ください。

② 軽くて通気性が良い
ムレにくいウレタンフォームと、通気カバーの組み合わせでいつも快適にご使用いただけます。カバーは取外して丸洗いができ、衛生的です。



※納入時はカバーにロゴマークが付いている面がやわらかめの面です。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-----------------------------------|-----------|-----------------|
| 90cm幅 レギュラー | 12-5846-1 | 00523-000019 |
| サイズ: 幅 90 × 全長 191 × 厚さ 8cm | | |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| 90cm幅 ショート | 12-5847-1 | 00523-000019 |
| サイズ: 幅 90 × 全長 181 × 厚さ 8cm | | |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| 83cm幅 レギュラー | 12-5848-1 | 00523-000019 |
| サイズ: 幅 83 × 全長 191 × 厚さ 8cm | | |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| 83cm幅 ショート | 12-5849-1 | 00523-000019 |
| サイズ: 幅 83 × 全長 181 × 厚さ 8cm | | |
| 材質/カバー: ポリエステル 100%、マット: ウレタンフォーム | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 200円 (2割) | 400円 |
| | | レンタル月極価格 2,000円 |

床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人
徘徊感知
機器

手すり

歩行
補助杖

ケアデュオ

日本ケアサプライ



お手入れしやすい「防水タイプ」の
カバーです。やさしい寝心地で、
かつ端座位をとるときも
姿勢が安定します。



| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|-----------|-----------------|
| 90cm幅 レギュラー | 12-5642-1 | 00614-000007 |
| サイズ: 幅 90 × 全長 191 × 厚さ 8cm | | |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| 90cm幅 ショート | 12-5715-1 | 00614-000007 |
| サイズ: 幅 90 × 全長 181 × 厚さ 8cm | | |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| 90cm幅 セミロング | 12-5755-1 | 00614-000007 |
| サイズ: 幅 90 × 全長 195 × 厚さ 8cm | | |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| 83cm幅 レギュラー | 12-5643-1 | 00614-000007 |
| サイズ: 幅 83 × 全長 191 × 厚さ 8cm | | |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| 83cm幅 ショート | 12-5915-1 | 00614-000007 |
| サイズ: 幅 83 × 全長 181 × 厚さ 8cm | | |
| 材質/カバー: 表地 ウレタン合皮、裏地 ウレタンフィルム、マット: ウレタンフォーム | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 200円 (2割) | 400円 |
| | | レンタル月極価格 2,000円 |

歩行
補助杖

歩行
器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

ケアさらり


日本ケアサプライ



通気性の良いムレにくいマットレスです。
「多層構造」の採用により、寝姿勢を
水平に保つための適度な硬さと
クッション性を実現。
安定した寝姿勢や端座位を
サポートします。



両端は硬く
立ち上がりを
サポート



腰部が沈み込みにくい

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--|-----------|-----------------|
| 91cm幅 レギュラー | 12-5735-1 | 00614-000006 |
| サイズ: 幅 91 × 全長 191 × 厚さ 8cm | | |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| 91cm幅 ショート | 12-5737-1 | 00614-000006 |
| サイズ: 幅 91 × 全長 181 × 厚さ 8cm | | |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| 83cm幅 レギュラー | 12-5736-1 | 00614-000006 |
| サイズ: 幅 83 × 全長 191 × 厚さ 8cm 材質/カバー、マット: ポリエステル 抗菌防臭加工、防炎加工のカバー | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 200円 (2割) | 400円 |
| | | レンタル月極価格 2,000円 |

介護保険
購入
対象品

販売品

情報

※上記体表面接触圧データは、当社測定における仰臥位時、臀部の最大接触圧を表しています。※マットレスを非課税のベッドと同時にレンタルした場合、マットレスも1枚まで非課税となります。
※しみや汚れ、タバコのこげ跡など破損がひどい場合は、マットレスの実費を請求させていただきます。※マットレスの快適性、清潔さを保つためにベッドシーツ関連 (P16) をあわせてご利用下さい。



テルサ 防水タイプ [特殊寝台付属品]

モルテン

厚さ
12
cm

床ずれ
防止用具

体位
変換器


認知症
老人
徘徊感知
機器

手すり

歩行
補助杖



- 従来の標準マットレスより厚みをもたせることで、体圧分散性能と質感が向上
- 体全体を優しくつつみ込む【やわらか面】と、体の沈み込みをおさえ寝返りのしやすい【しっかり面】の異なる質感を選ぶことが可能（リバーシブル）



●マットレス内部は3つのインナーマットから構成されており、【やわらか面】と【しっかり面】を部分的に組み合わせ、異なる質感を選ぶことが可能。（部分交換）



| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---------------------------------------|-----------|--------------------|
| 91cm幅 | 12-5952-1 | 00054-000204 |
| サイズ：幅 91 × 長さ 191（ショート 180） × 厚さ 12cm | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 200円 | レンタル月極価格 (2割) 400円 |
| | | レンタル月極価格 2,000円 |

ストレッチフィットマットレス 通気

パラマウントベッド

マットレスが伸びて、背上げに伴う身体のずれを軽減します。プロファイル加工を施したウレタンフォームのトップクッションが、身体の突起にかかる圧力を効果的に分散します。

厚さ
9
cm

歩行器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具



| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-----------------------------------|-----------|--------------------|
| 91cm幅レギュラー | 12-5874-1 | 00170-000735 |
| サイズ：幅 91 × 全長 191 × 厚さ 9cm | | |
| 材質／カバー：ポリエステル、マット：ポリエステル・ウレタンフォーム | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 300円 | レンタル月極価格 (2割) 600円 |
| | | レンタル月極価格 3,000円 |

ストレッチスリムマットレス 通気

パラマウントベッド


マットレスが伸びて、背上げに伴う身体のずれを軽減します。
薄型・軽量マットレスで、高い機能性と快適なクッション性を両立しました。

厚さ
7
cm

介護保険
購入
対象品

販売品

情報




| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-----------------------------------|-----------|--------------------|
| 91cm幅レギュラー | 12-5866-1 | 00170-000745 |
| サイズ：幅 91 × 全長 191 × 厚さ 7cm | | |
| 材質／カバー：ポリエステル、マット：ポリエステル・ウレタンフォーム | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 200円 | レンタル月極価格 (2割) 400円 |
| | | レンタル月極価格 2,000円 |

アルファプラすくっと 防水

タイカ

撥水/防水カバータイプ。両端に高硬度ウレタンを使用し、立ち上がり、起き上がり動作を助けます。中央部はソフトな寝心地、両端は硬く立ち上がりをサポートします。



厚さ
9
cm

床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人
徘徊感知
機器

手すり




| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--|-----------|--------------------|
| 91cm幅 レギュラー | 12-5627-1 | 00563-000024 |
| サイズ: 幅 91 × 全長 191 × 厚さ 9cm | | |
| 材質/カバー: 表地 ポリエステル、裏地 ポリウレタン、マット: アルファゲル、ポリウレタンフォーム | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 300円 (2割) | 600円 |
| | | レンタル月極価格 3,000円 |

歩行
補助杖

ソフィアグリーンマットレス

モルテン

適度なかたさで快適さと安定感を両立しました。カバーは「もれない・むれない」抗菌加工の素材を使用。少し柔らかめの面とふつうのかたさの面のリバーシブル仕様です。



グリーン
ケア 厚さ
10
cm

歩行器

車いす・
車いす
付属品



| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--|-----------|--------------------|
| 91cm幅レギュラー | 12-1304-1 | 00054-000034 |
| サイズ: 幅 91 × 全長 191 × 厚さ 10cm | | |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| 83cm幅レギュラー | 12-1303-1 | 00054-000034 |
| サイズ: 幅 83 × 全長 191 × 厚さ 10cm | | |
| 材質/カバー: 表地 ポリエステル、裏地 ポリウレタンラミネート、マット: ウレタンフォーム | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 300円 (2割) | 600円 |
| | | レンタル月極価格 3,000円 |


スロープ

移動用
リフト・
つり具

プレグラーマットレス

パラマウントベッド

ベッドで起き上がる動作や安定した座位姿勢を支援します。




厚さ
8
cm

ダブルウェーブマットレス

シーホネンス

ベッドで起き上がる動作や安定した座位姿勢を支援します。



厚さ
8
cm



| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-----------------------------|-----------|--------------------|
| 91cm幅レギュラー | 12-0104-1 | 00170-000159 |
| サイズ: 幅 91 × 全長 191 × 厚さ 8cm | | |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| 83cm幅レギュラー | 12-0103-1 | 00170-000142 |
| サイズ: 幅 83 × 全長 191 × 厚さ 8cm | | |
| 材質/カバー、マット: ポリエステル | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 200円 (2割) | 400円 |
| | | レンタル月極価格 2,000円 |

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-----------------------------|-----------|--------------------|
| 90cm幅レギュラー | 12-0202-1 | 00167-000184 |
| サイズ: 幅 90 × 全長 191 × 厚さ 8cm | | |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| 90cm幅 ショート | 12-0201-1 | 00167-000184 |
| サイズ: 幅 90 × 全長 181 × 厚さ 8cm | | |
| 材質/カバー、マット: ポリエステル | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 200円 (2割) | 400円 |
| | | レンタル月極価格 2,000円 |

介護保険
購入
対象品

販売品

情報



床ずれ防止用具

床ずれ
防止用具

床ずれってなに？

寝返りが打てないと、いつもの場所に体重がかかり続けるので、血の流れが悪くなり、床ずれができます。また、そこにずれ力が加わるとより発生しやすくなります。

体位
変換器

認知症
老人
徘徊感知
機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

介護保険
購入
対象品

販売品

情報

圧迫

- 細胞は血から栄養をもらっています。
- 血の流れが悪いと栄養がもらえません。
- とうとう細胞が死んでしまいました。


床ずれ

ずれ力

- ハサミと同じ力
ハサミで紙を切る時と同じような力がかかります。
-



発生しやすい部位



まずは床ずれになりやすさを調べましょう

OHスケール 次の質問に答えると、床ずれになりやすさがわかります。

| | | | |
|--------------------------------------|-----------|--|----------------------------|
| Q1 ベッドの上で自分で寝返りできますか？ | A1 | <ul style="list-style-type: none"> ・できる 0点 ・どちらでもない 1.5点 ・できない 3点 | <input type="checkbox"/> 点 |
| Q2 お尻の骨の飛び出し具合は次のうちどれですか？ | A2 | <ul style="list-style-type: none"> ・正常 0点 ・軽度・中等度 1.5点 ・高度 3点 | <input type="checkbox"/> 点 |
| Q3 むくみはありますか？ | A3 | <ul style="list-style-type: none"> ・いいえ 0点 ・はい 3点 | <input type="checkbox"/> 点 |
| Q4 関節が硬くなって手足を伸ばしにくいですか？ | A3 | <ul style="list-style-type: none"> ・いいえ 0点 ・はい 1点 | <input type="checkbox"/> 点 |

合計点数は
何点でしたか？

1点でもついた人は、
床ずれになりやすい
人です。また、点数が
高い人ほど床ずれに
なりやすい人です。

合計 点

OHスケールとリスクレベル

| 合計点数 | リスク | 床ずれ発症率(目安) | 治癒期間(目安) |
|-------|----------|------------|----------|
| 0点 | リスクなし・予防 | — | — |
| 1～3点 | 軽度リスク | 約25%以下 | 40日 |
| 4～6点 | 中等度リスク | 約26～65% | 57日 |
| 7～10点 | 高度リスク | 約66%以上 | 173日 |

使用者の介護環境も考えてマットレスを選びましょう

床ずれ防止用具は床ずれができてから使うだけでなく、床ずれができる前から「床ずれを防止」するために使う用具です。使用者の状態や床ずれになりやすさを把握し、マットレスを選びましょう。

| 合計点数 | 介護力あり | 介護力なし | 静止型 |
|-------|--|--|--|
| 0点 | 布団、ベッドマットレス | 体圧分散式マットレス (静止型 厚さ10cm未満) | 体圧分散性能と、安楽性や安定性のバランスに優れています。 |
| 1~3点 | | 体圧分散式マットレス (静止型 厚さ10cm以上) 上敷き型エアマットレスなど | ハイブリッド型 ウレタンフォームとエアを組み合わせたマットレスです。 |
| 4~6点 | 体圧分散式マットレス (静止型 厚さ10cm未満) | 体圧分散式マットレス (静止型 厚さ10cm以上) コンピューター制御エアマットレス、 ハイブリッド型など | 圧切替型 エアを自動的に出し入れし、圧がかかる場所を移動させる マットレスです。 |
| 7~10点 | 体圧分散式マットレス (静止型 厚さ10cm以上) 上敷き型エアマットレス ハイブリッド型など | | |

体位
変換器

認知症
老人
徘徊感知
機器

手すり

よりよい介護のために

身体機能を維持・向上させたり、床ずれを防止するために、次のようなポイントで観察をして、必要なケアを実践しましょう。



歩行
補助杖


歩行器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

床ずれ対応マットレス一覧表



介護保険
購入
対象品

販売品

情報

本表はあくまで目安です。ご使用にあたっては主治医等にご相談ください。
※しみや汚れ、タバコのこげ跡など破損がひどい場合は、マットレスの実費を請求させていただきます。
※マットレスの快適性、清潔さを保つためにベッドシーツ関連(16ページ)をあわせてご利用ください。

OHスケール点数



床ずれ防止用具

床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人
徘徊感知
機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具


介護保険
購入
対象品

販売品


情報

ケアリラックス

日本ケアサプライ



予防～軽度 静止型 グリーンケア



ケアリラックスは、リハビリ期や少し歩ける方の床ずれ防止に適した安定感のあるウレタンフォームマットレスです。特殊構造により、ベッド背上げ時の苦しさ・ずれを軽減させる新発想のマットレスで、長時間の背上げ体位もリラックステして行えます。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--|-----------|--------------|
| 91cm幅 (RLX-910) | 13-5400-1 | 00614-000003 |
| サイズ: 幅 91 × 全長 191 × 厚さ 10cm 重さ: 7.6kg | | |

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--|-----------|--------------|
| 91cm幅ショート (RLX-910ショート) | 13-5404-1 | 00614-000003 |
| サイズ: 幅 91 × 全長 181 × 厚さ 10cm 重さ: 7.3kg | | |

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--------------------------------------|-----------|--------------|
| 83cm幅 (RLX-830) | 13-5399-1 | 00614-000003 |
| サイズ: 幅 83 × 全長 191 × 厚さ 10cm 重さ: 7kg | | |

材質/外カバー: ポリウレタンラミネート加工布 (抗菌・防水) 内カバー: ポリエステルサテス、マット: ポリウレタンフォーム

| ご利用者負担額 (1割) | ご利用者負担額 (2割) | レンタル月極価格 |
|--------------|--------------|----------|
| 450円 | 900円 | 4,500円 |

アルファプラフ 撥水・防水 MB-FW1R

タイカ



軽度～中度 静止型



独自のスリット加工によりマットレスが身体にフィット。体重の軽い方でも十分に身体が沈み込み、高い体圧分散効果が得られます。変形してもすばやく戻る高弾性。適度な弾力が少ない力での寝返りや起き上がりをサポートします。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---------------------------|-----------|--------------|
| 91cm幅 (MB-FW1R) | 13-5455-1 | 00563-000059 |
| サイズ: 幅91 × 全長195 × 厚さ13cm | | |

材質/マット: アルファゲル、ポリウレタンフォーム、カバー: 表地 ポリエステル、裏地 ポリウレタン

| ご利用者負担額 (1割) | ご利用者負担額 (2割) | レンタル月極価格 |
|--------------|--------------|----------|
| 600円 | 1,200円 | 6,000円 |

ブレイラハイブリッドケアマットレス

予防～軽度 静止型

ボディドクター・メディカルケア

柔らかいのに動きやすい、通気と防水の両面仕様、床ずれ防止マットレス。



| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-------------------------------------|-----------|--------------|
| 91cm幅 (BRHM-910R) | 13-5396-1 | 01149-000015 |
| サイズ: 幅91 × 全長195 × 厚さ8cm 重さ: 13.5kg | | |

●中材: 天然ラテックス ●カバー: 防水面: ナイロン100%、通気面: ポリエステル100%

| ご利用者負担額 (1割) | ご利用者負担額 (2割) | レンタル月極価格 |
|--------------|--------------|----------|
| 400円 | 800円 | 4,000円 |

ディンプルマットレス CR-541

軽度～中度 静止型

ケープ

圧縮から変形へ発想を転換したディンプル形状です。かかとの骨突出部位をピンポイントで圧力解放し、各部位に最適な体圧分散を実現します。沈み込みを抑えた寝姿勢を保持するほか、離床・端座位も安定して行えます。



| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-------------------------------------|-----------|--------------|
| 90cm幅 (CR-541) | 13-5422-1 | 00206-000070 |
| サイズ: 幅90 × 全長191 × 厚さ12cm 重さ: 6.6kg | | |

材質/カバー: (上面側面) ポリウレタンラミネート加工布、(下面) ナイロンオックス マット: (1、2層目) ラバータッチウレタンフォーム、(2層目サイド、3層目) 高硬度ウレタンフォーム

| ご利用者負担額 (1割) | ご利用者負担額 (2割) | レンタル月極価格 |
|--------------|--------------|----------|
| 450円 | 900円 | 4,500円 |

ステージア

モルテン

体圧分散性能と除圧性能を向上し、さらにエアマットレスの弱点を対策



厚さ 13 cm
重さ 10~11 kg

軽度〜
リスク保有者 ハイリフト

●ステージアが備えている7つの特性

- 体圧分散性能
- 除圧性能
- ずれ力対策
- 寝心地
- 座位安定性
- むれ対策
- ひえ対策

●簡単なリモコン操作と場所を取らない内臓式ポンプ

●安全・安心のための充実した設計

(安全: 心臓マッサージなど緊急時はリハビリモードで素早い対応が可能)

(安心: リハビリモード/背上げモード/強力除湿モード)

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|----------------|-----------|--------------|
| 91cm幅 (MSTA91) | 13-5410-1 | 00054-000115 |

サイズ: 幅91×全長193×厚さ13cm マット重さ: 11kg

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---------------------|-----------|--------------|
| 91cm幅ショート (MSTA91S) | 13-5412-1 | 00054-000115 |

サイズ: 幅91×全長182×厚さ13cm マット重さ: 10.5kg

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|----------------|-----------|--------------|
| 83cm幅 (MSTA83) | 13-5409-1 | 00054-000115 |

サイズ: 幅83×全長193×厚さ13cm マット重さ: 10.0kg

材質/カバー: ウレタン合皮、マット: <マイクロエアセル>ウレタンフィルム <フィッティング層・底着き防止層>高耐久ウレタンフォーム

| | | | | | |
|--------------|-------|------|---------|----------|---------|
| ご利用者負担額 (1割) | 800 円 | (2割) | 1,600 円 | レンタル月極価格 | 8,000 円 |
|--------------|-------|------|---------|----------|---------|

床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人
徘徊感知
機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

エアマスターネクサス Rセット

ケーブル



厚さ 12 cm
重さ 8.1~9.1 kg

軽度〜
リスク保有者 圧切替型



体重40~60kgの方であれば、ワンタッチで自動に内圧調整ができる“かんたんモード”を搭載。自動ヘッドアップ対応機能。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|----------------|-----------|--------------|
| 90cm幅 (CR-663) | 13-5516-1 | 00206-000083 |

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--------------------|-----------|--------------|
| 90cm幅ショート (CR-667) | 13-5518-1 | 00206-000085 |

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|----------------|-----------|--------------|
| 84cm幅 (CR-660) | 13-5517-1 | 00206-000082 |

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--------------------|-----------|--------------|
| 84cm幅ショート (CR-665) | 13-5520-1 | 00206-000084 |

サイズ: 幅84×全長191 (ショート180) ×厚さ12cm マット重さ: 8.6kg (ショート8.1kg)

| | | | | | |
|--------------|-------|------|---------|----------|---------|
| ご利用者負担額 (1割) | 800 円 | (2割) | 1,600 円 | レンタル月極価格 | 8,000 円 |
|--------------|-------|------|---------|----------|---------|

材質/カバー: ポリウレタンフィルムラミネート加工布 (防水・抗菌・防炎・透湿)、エアセル: ポリウレタンフィルム表面シボ加工 (抗菌)

消費電力: 10w、1日約2円

介護保険
購入
対象品

販売品

エアマスターネクサス

ケーブル



厚さ 13 cm
重さ 7.5~8.1 kg

軽度〜
リスク保有者 圧切替型



エアポンプ表示

早期予防から重度まで幅広い療養者や状態の変化にも対応する高機能エアマットレス。ムレ対応換気機能、災害対策・安全対策機能、リハビリモード付き。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|----------------|-----------|--------------|
| 90cm幅 (CR-610) | 13-5311-1 | 00206-000067 |

サイズ: 幅90×全長191×厚さ13cm マット重さ: 8.1kg

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|----------------|-----------|--------------|
| 84cm幅 (CR-600) | 13-5310-1 | 00206-000067 |

サイズ: 幅84×全長191×厚さ13cm マット重さ: 7.5kg

材質/カバー: ポリウレタンフィルム、ラミネート加工布 (抗菌・防水)、エアセル: ウレタンフィルム、表面シボ加工 (抗菌)

| | | | | | |
|--------------|-------|------|---------|----------|---------|
| ご利用者負担額 (1割) | 700 円 | (2割) | 1,400 円 | レンタル月極価格 | 7,000 円 |
|--------------|-------|------|---------|----------|---------|

消費電力: 12w、1日約2.4円

情報



床ずれ防止用具

ベッド・
ベッド
付属品

床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人
徘徊感知
機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

介護保険
購入
対象品

販売品

情報

オスカー

モルテン

人の手で行うような優しい自動体位変換機能付き



●自動体位変換機能

厚さ 17 cm
重さ 11.5~13.5 kg



軽度～
リスク保有者 ハイリフト

●オスカーが備えている8つの特性

体圧分散性能 除圧性能 ずれ力対策 寝心地 座位安定性 むれ対策 ひえ対策 体位変換

●簡単なリモコン操作と場所を取らない内臓式ポンプ

●安全・安心のための充実した設計

(安全：心臓マッサージなど緊急時に素早く対応できる CPR ボタン/CPR ユニット)
(安心：リハビリモード / 背上げモード / 強力除湿モード)

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|----------------|-----------|--------------|
| 91cm幅 (MOSC91) | 13-5466-1 | 00054-000137 |

サイズ：幅91×全長193×厚さ17cm マット重さ：13.5kg

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--------------------|-----------|--------------|
| 91cm幅ヨット (MOSC91S) | 13-5468-1 | 00054-000137 |

サイズ：幅91×全長182×厚さ17cm マット重さ：13kg

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|----------------|-----------|--------------|
| 83cm幅 (MOSC83) | 13-5465-1 | 00054-000137 |

サイズ：幅83×全長193×厚さ17cm マット重さ：12kg

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--------------------|-----------|--------------|
| 83cm幅ヨット (MOSC83S) | 13-5467-1 | 00054-000137 |

サイズ：幅83×全長182×厚さ17cm マット重さ：11.5kg

材質/カバー：ウレタン合成、マット：ウレタンフィルム(フィッティング層・底着き防止層=高耐久ウレタンフォーム)

| ご利用者負担額 | (1割) | (2割) | レンタル月極価格 |
|---------|--------|--------|----------|
| 900円 | 1,800円 | 9,000円 | |

ビッグセルインフィニティ/ビッグセルインフィニティプラス

ケーブ



ビッグセルインフィニティプラス

厚さ 17 cm
重さ 8.6~9.6 kg

中度～
リスク保有者 圧切替型



拘縮対応モード
自動ヘッドアップ対応機能

エアポンプ表示

リスクの高い療養者向けのエアマットレスです。センサーがベッドの背上げを自動感知。停電対策機能でマット内圧を14日間保持。インフィニティプラス専用パッドがエアマットレス内部の冷えを防ぎます。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|----------------|-----------|--------------|
| 90cm幅 (CR-555) | 13-5445-1 | 00206-000074 |

サイズ：幅90×全長191×厚さ17cm マット重さ：8.6kg

| ご利用者負担額 | (1割) | (2割) | レンタル月極価格 |
|---------|--------|---------|----------|
| 1,000円 | 2,000円 | 10,000円 | |

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-------------------|-----------|--------------|
| プラス90cm幅 (CR-565) | 13-5471-1 | 00206-000076 |

サイズ：幅90×全長191×厚さ17(足元のみ18)cm マット重さ：9.6kg

材質/カバー：ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・制菌・防炎・透湿)、エアセル：ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌)

消費電力：(インフィニティ)12W、1日約2.4円、(インフィニティプラス)40W、1日約9.7円

| ご利用者負担額 | (1割) | (2割) | レンタル月極価格 |
|---------|--------|---------|----------|
| 1,000円 | 2,000円 | 10,000円 | |

グランデ

モルテン

身体状況に合わせて最適な使用状態を自動で設定



厚さ 18/13 cm
重さ 6.0~6.2 kg

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|----------------|-----------|--------------|
| 91cm幅 (MGRA91) | 13-5331-1 | 00054-000071 |

サイズ：幅91×全長191×厚さ18/13cm マット重さ：6.2kg

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|----------------|-----------|--------------|
| 83cm幅 (MGRA83) | 13-5330-1 | 00054-000071 |

サイズ：幅83×全長191×厚さ18/13cm マット重さ：6.0kg

| ご利用者負担額 | (1割) | (2割) | レンタル月極価格 |
|---------|--------|---------|----------|
| 1,000円 | 2,000円 | 10,000円 | |

クレイド

モルテン

自動体位変換機能で
さまざまなニーズに対応



●自動体位変換機能

厚さ 16 cm
重さ 7.5~7.9 kg



| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-----------------|-----------|--------------|
| 91cm幅 (MCRD91A) | 13-0309-1 | 00054-000031 |

サイズ：幅91×全長191×厚さ16cm マット重さ：7.9kg

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-----------------|-----------|--------------|
| 83cm幅 (MCRD83A) | 13-0308-1 | 00054-000031 |

サイズ：幅83×全長191×厚さ16cm マット重さ：7.5kg

| ご利用者負担額 | (1割) | (2割) | レンタル月極価格 |
|---------|--------|---------|----------|
| 1,000円 | 2,000円 | 10,000円 | |

※しみや汚れ、タバコのこげ跡など破損がひどい場合は、マットレスの実費を請求させていただきます。
※マットレスの快適性、清潔さを保つためにベッドシーツ関連 (P16) をあわせてご利用下さい。



体位変換器

単位: cm

税込価格で表記しています。(非課税 ※非課税 と表記のない商品に限る)

サービスコード/体位変換器 介護給付: 171006 予防給付: 671006

ベッド・
ベッド
付属品

ラグーナ 900タイプ CR-703

ケーブル


15分毎に小さな体位変換を繰り返す「スモールチェンジ機能」搭載。



自動で小さな体位変換を頻回に行う



スモールチェンジ機能



スモールチェンジの動きが熱・湿気を逃がす


非課税

厚さ

13.5 cm

重さ

8.6 kg



●スモールチェンジで床ずれを防止

スモールチェンジ機能は、骨盤を中心に対角線上の小さな体位変換を自動化したシステムです。ラグーナはご利用者にとって身体のずれが小さく、違和感のない、「安心」、「安楽」な環境を提供します。

●自動ヘッドアップ対応機能

マットレスに内蔵したセンサがヘッドアップ角度を検知。角度に応じて、マットレスの柔らかさや動きを最適な状態に自動調整します。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|-----------|-----------------|
| CR-703 | 14-5603-0 | 00206-000103 |
| サイズ: 幅90×全長192×厚さ13.5cm 重さ: 8.6kg | | |
| 材質/カバー: ポリウレタンフィルムラミネート加工布 (防水・透湿・制菌・伸縮・防炎) | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 800円 (2割) | 1,600円 |
| | | レンタル月極価格 8,000円 |

床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人
徘徊感知
機器

手すり

セロリアタイプ まくら型

材質/カバー: 綿、ポリエステル
クッション材: オレフィン系エラストマー

モルテン

高耐久・快適性・衛生的 体位変換器

重さ
2.4 kg



- 持ち手を引っ張るだけの動作で、力を必要とせず簡単に体位変換ができ、体位変換した姿勢をそのまま保持することも可能。
- 心地よい触感で、むれにくい、特殊なクッションビーズ素材。
- 変形やへたりがなく、耐久性に優れ、丸洗いも可能。

【体位変換例】



※地域によっては介護保険を適用できない場合があります。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---------------------------|-----------|-----------------|
| セロリアタイプ (MTYA) | 14-5505-1 | 00054-000112 |
| サイズ: 幅68×奥行32cm 重さ: 2.4kg | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 180円 (2割) | 360円 |
| | | レンタル月極価格 1,800円 |

セロリBタイプ スネーク型

材質/カバー: 綿、ポリエステル
クッション材: オレフィン系エラストマー

モルテン

高耐久・快適性・衛生的 体位変換器

重さ
3.1 kg



- 持ち手を引っ張るだけの動作で、力を必要とせず簡単に体位変換ができ、体位変換した姿勢をそのまま保持することも可能。
- 心地よい触感で、むれにくい、特殊なクッションビーズ素材。
- 変形やへたりがなく、耐久性に優れ、丸洗いも可能。

【体位変換例】



※地域によっては介護保険を適用できない場合があります。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|----------------------------|-----------|-----------------|
| セロリBタイプ (MTYB) | 14-5506-1 | 00054-000113 |
| サイズ: 幅141×奥行23cm 重さ: 3.1kg | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 200円 (2割) | 400円 |
| | | レンタル月極価格 2,000円 |

歩行
補助杖

歩行器

車いす・
車いす
付属品

スロープ



移動用
リフト・
つり具

ナーセントパットA 3点セット

アイソネックス

材質/カバー: ポリエステル 100%、裏面撥水加工、
パット: 高密度特殊ウレタン

重さ
1.75 kg



身体に簡単に差し込むことができ、介護する方の負担を軽減します。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--------------|-----------|-----------------|
| ナーセントパットA | 14-0401-1 | 00149-000012 |
| ご利用者負担額 (1割) | 200円 (2割) | 400円 |
| | | レンタル月極価格 2,000円 |

※地域によっては介護保険を適用できない場合があります。

販売品

情報



認知症老人徘徊感知機器

ベッド・
ベッド
付属品

家族コール2 ポケットタイプ

テクノスジャパン



床ずれ
防止用具

A ポケットタイプ・・・ベッドからの離床をポケット受信器で報知します！
ベッドサイドや出入り口にも手軽に設置ができるマットタイプのセンサーです！


B ポケットタイプ・・・ベッドからの起き上がりをポケット受信器で報知します！
上体の下に敷くシートタイプのセンサーです！

体位
変換器

認知症
老人
徘徊感知
機器




手すり



歩行
補助杖

C ポケットタイプ・・・赤外線センサーで離床・徘徊行動を検知します！
センサーが目立たないので便利！設置場所によってさまざまな使い方ができます！

歩行器



車いす・
車いす
付属品



スロープ

移動用
リフト・
つり具

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-----------------------|--------------|-------------------------|
| Aポケットタイプ | 01-0246-1 | 00318-000058 |
| ご利用者負担額 (1割) | 700 円 | (2割) 1,400 円 |
| | | レンタル月極価格 7,000 円 |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| Bポケットタイプ | 01-0239-1 | 00318-000059 |
| ご利用者負担額 (1割) | 700 円 | (2割) 1,400 円 |
| | | レンタル月極価格 7,000 円 |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| Cポケットタイプ自在クランプ | 01-0247-1 | 00318-000060 |
| ご利用者負担額 (1割) | 700 円 | (2割) 1,400 円 |
| | | レンタル月極価格 7,000 円 |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| Cポケットタイプ固定スタンド | 01-0248-1 | 00318-000060 |
| ご利用者負担額 (1割) | 700 円 | (2割) 1,400 円 |
| | | レンタル月極価格 7,000 円 |


家族コール1 Aタイプ (HK-1A)

テクノスジャパン

介護保険
購入
対象品


ベッドからの離床をメロディチャイムで報知します！

販売品



情報

●床センサー
厚さ0.4cm
ケーブル長さ240cm



ベッドサイドや出入り口にも手軽に設置ができるマットタイプのセンサーです！


| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--------------|--------------|-------------------------|
| Aタイプ | 01-0172-1 | 00318-000032 |
| ご利用者負担額 (1割) | 700 円 | (2割) 1,400 円 |
| | | レンタル月極価格 7,000 円 |

家族コール2

テクノスジャパン


Aタイプ・・・ベッドからの離床をメロディチャイム10で報知します!

ベッドサイドや出入り口にも手軽に設置ができるマットタイプのセンサーです!




Bタイプ・・・ベッドからの起き上がりをメロディチャイム10で報知します!

上体の下に敷くシートタイプのセンサーです!



Cタイプ・・・赤外線センサーで離床・徘徊行動を検知します!

センサーが目立たないので便利! 設置場所によってさまざまな使い方ができます!



| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-------------------|--------------|-------------------------|
| Aタイプ | 01-0221-1 | 00318-000055 |
| ご利用者負担額 (1割) | 700 円 | (2割) 1,400 円 |
| | | レンタル月極価格 7,000 円 |
| Bタイプ | 01-0222-1 | 00318-000056 |
| ご利用者負担額 (1割) | 700 円 | (2割) 1,400 円 |
| | | レンタル月極価格 7,000 円 |
| Cタイプ自在クランプ | 01-0223-1 | 00318-000057 |
| ご利用者負担額 (1割) | 700 円 | (2割) 1,400 円 |
| | | レンタル月極価格 7,000 円 |
| Cタイプ固定スタンド | 01-0224-1 | 00318-000057 |
| ご利用者負担額 (1割) | 700 円 | (2割) 1,400 円 |
| | | レンタル月極価格 7,000 円 |

床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人
徘徊感知
機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車いす・
車いす
付属品


スロープ

移動用
リフト・
つり具


家族コール1 Bタイプ (HK-1B)

テクノスジャパン

ベッドからの起き上がりをメロディチャイムで報知します!



●ベッドセンサー
厚さ0.4cm
ケーブル長さ140cm



上体の下に敷くシートタイプのセンサーです。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--------------|--------------|-------------------------|
| Bタイプ | 01-0132-1 | 00318-000033 |
| ご利用者負担額 (1割) | 700 円 | (2割) 1,400 円 |
| | | レンタル月極価格 7,000 円 |

介護保険
購入
対象品

販売品

情報



手すり

床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人
徘徊感知
機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

介護保険
購入
対象品

販売品

情報

バディーⅠ

モルテン

突っ張ることで高い安全性と生活動作を広げる垂直型手すり




●梁のある天井であれば、梁の位置を気にせず、どこにでも設置可能。

| | |
|---|---|
|  <p>十字型ストッパー</p> | 梁をしっかりつかまえる安定感抜群の標準ストッパー。設置場所に制限がない場合に。 |
|---|---|

| | |
|--|----------------------------------|
|  <p>I型ストッパー</p> | 壁際に寄せて設置する場合に。必ず梁のある場所へ設置してください。 |
|--|----------------------------------|

| | |
|--|---------------------|
|  <p>丸型ストッパー</p> | 天井の隅（角）に寄せて設置する場合に。 |
|--|---------------------|



●天井と床で突っ張らせ固定するため、単体での使用のほか、複数本を連結して使用しても抜群の安定性を発揮。



●握りやすく、滑りにくく、冷たくならないグリップ。握るところには、金属とは異なる滑りにくいグリップカバー付き。グリップカバーはファスナー式のため、好みの位置に取り付けることが可能。



| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-----------------|-----------|------------------------|
| バディーⅠ | 27-6323-1 | 00054-000054 |
| 対応天井高さ：2.1～3.2m | | 手すり部直径：3.65cm 重さ：7.5kg |

| | | | | | |
|--------------|------|------|------|----------|--------|
| ご利用者負担額 (1割) | 250円 | (2割) | 500円 | レンタル月極価格 | 2,500円 |
|--------------|------|------|------|----------|--------|

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-----------------|-----------|------------------------|
| バディーⅠI型 | 27-6562-1 | 00054-000054 |
| 対応天井高さ：2.1～3.2m | | 手すり部直径：3.65cm 重さ：7.1kg |

| | | | | | |
|--------------|------|------|------|----------|--------|
| ご利用者負担額 (1割) | 250円 | (2割) | 500円 | レンタル月極価格 | 2,500円 |
|--------------|------|------|------|----------|--------|


| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-----------------|-----------|------------------------|
| バディーⅠ丸型 | 27-6561-1 | 00054-000054 |
| 対応天井高さ：2.1～3.2m | | 手すり部直径：3.65cm 重さ：6.8kg |

| | | | | | |
|--------------|------|------|------|----------|--------|
| ご利用者負担額 (1割) | 250円 | (2割) | 500円 | レンタル月極価格 | 2,500円 |
|--------------|------|------|------|----------|--------|

サイドバー

モルテン

立ち座りや寝返りをサポート



| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|------------------|-----------|--------------|
| サイドバー | 27-6325-1 | 00054-000055 |
| サイズ：幅26×高さ19.5cm | | 重さ：0.65kg |

| | | | | | |
|--------------|------|------|------|----------|--------|
| ご利用者負担額 (1割) | 100円 | (2割) | 200円 | レンタル月極価格 | 1,000円 |
|--------------|------|------|------|----------|--------|

立位保持パッド

モルテン

もたれかかることで立ち姿勢をサポート



| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|------------|-----------|--------------|
| 立位保持パッド | 27-6384-1 | 00054-000067 |
| サイズ：長さ50cm | | 重さ：0.5kg |

| | | | | | |
|--------------|-----|------|------|----------|------|
| ご利用者負担額 (1割) | 50円 | (2割) | 100円 | レンタル月極価格 | 500円 |
|--------------|-----|------|------|----------|------|

丸型サイドバー

モルテン

手すりがしっかり握れない人の立ち座りをサポート



必ずバディーⅠの下部に丸型ストッパーを使用してください。



| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|----------------|-----------|--------------|
| 丸型サイドバー | 27-6364-1 | 00054-000064 |
| サイズ：幅15×高さ28cm | | 重さ：1.5kg |

| | | | | | |
|--------------|------|------|------|----------|--------|
| ご利用者負担額 (1割) | 100円 | (2割) | 200円 | レンタル月極価格 | 1,000円 |
|--------------|------|------|------|----------|--------|

丸型ストッパー

モルテン

カーペットや畳など滑りやすい床の対策



| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|------------|-----------|--------------|
| 丸型ストッパー | 27-6347-1 | 00054-000061 |
| サイズ：直径25cm | | 重さ：0.7kg |

| | | | | | |
|--------------|-----|------|------|----------|------|
| ご利用者負担額 (1割) | 50円 | (2割) | 100円 | レンタル月極価格 | 500円 |
|--------------|-----|------|------|----------|------|

L型サイドバー

モルテン

玄関での立ち座りや段差の昇り降りをサポート



【L型サイドバー-90】

【L型サイドバー-45】

必ずバディーⅠの下部に丸型ストッパーを使用してください。

- 【L型サイドバー-90】は段差の小さいあがりかまち(10cm以下)に、
【L型サイドバー-45】は段差の大きいあがりかまち(10~36cm)に最適。



玄関での昇り降り(L型90)




玄関での昇り降り(L型45)

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--------------------------------------|--------------|-------------------|
| L型サイドバー-90 | 27-6365-1 | 00054-000065 |
| サイズ: 全長76×全高75cm 直径: 3.5cm 重さ: 3.1kg | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 200 円 | (2割) 400 円 |
| レンタル月極価格 2,000 円 | | |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| L型サイドバー-45 | 27-6366-1 | 00054-000066 |
| サイズ: 全長76×全高100cm 直径3.5cm 重さ: 3.5kg | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 200 円 | (2割) 400 円 |
| レンタル月極価格 2,000 円 | | |

クロスバー

モルテン

廊下など長い距離の歩行をサポート



【固定式】

【跳ね上げ式】

- 何本つないでも、段差のない連結(高さ同一)が可能。



廊下での歩行



寝室での歩行



リビングでの歩行

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-------------------------|--------------|-------------------|
| 固定式 1.2m | 27-6344-1 | 00054-000060 |
| 固定式 1.6m | 27-6345-1 | 00054-000060 |
| 固定式 2.0m | 27-6346-1 | 00054-000060 |
| 直径: 3.5cm | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 100 円 | (2割) 200 円 |
| レンタル月極価格 1,000 円 | | |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| 跳ね上げ式 1.2m | 27-6326-1 | 00054-000059 |
| 跳ね上げ式 1.6m | 27-6343-1 | 00054-000059 |
| 跳ね上げ式 2.0m | 27-6327-1 | 00054-000059 |
| 直径: 3.5cm | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 100 円 | (2割) 200 円 |
| レンタル月極価格 1,000 円 | | |

バディーⅡ (床用)

モルテン

布団での離床動作や座布団などの低いところからの立ち座りをサポート



布団での離床

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--|--------------|-------------------|
| バディーⅡ (床用) | 27-6324-1 | 00054-000056 |
| サイズ: 全長70×全幅65×高さ40~56cm(無段階調整可能) 重さ: 11kg | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 250 円 | (2割) 500 円 |
| レンタル月極価格 2,500 円 | | |

バディーⅡ (座位用)

モルテン

ベッドでの離床動作や椅子などの少し高いところからの立ち座りをサポート



ベッドでの離床

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--|--------------|-------------------|
| バディーⅡ (座位用) | 27-6341-1 | 00054-000057 |
| サイズ: 全長70×全幅65×高さ55~78cm(無段階調整可能) 重さ: 11.5kg | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 300 円 | (2割) 600 円 |
| レンタル月極価格 3,000 円 | | |

バディーⅣ

モルテン

立った姿勢の保持や立ち座り動作をサポート



立位保持

昇降支援

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--|--------------|-------------------|
| バディーⅣ | 27-6367-1 | 00054-000068 |
| サイズ: 全長70×全幅60×高さ70~80cm(無段階調整可能) 重さ: 15.2kg | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 300 円 | (2割) 600 円 |
| レンタル月極価格 3,000 円 | | |

バディーⅤ

モルテン

廊下や室内での歩く動作をサポート



※2台を組み合わせると(直線型・L字型)使用することも可能。

歩行支援

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|--------------|-------------------|
| バディーⅤ 1.8m | 27-6368-1 | 00054-000069 |
| サイズ: 手すり長さ1.8m×手すり高さ70~80cm(無段階調整可能) 重さ: 26.5kg | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 400 円 | (2割) 800 円 |
| レンタル月極価格 4,000 円 | | |
| バディーⅤ 1.4m | 27-6369-1 | 00054-000069 |
| サイズ: 手すり長さ1.4m×手すり高さ70~80cm(無段階調整可能) 重さ: 26.0kg | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 400 円 | (2割) 800 円 |
| レンタル月極価格 4,000 円 | | |



手すり

床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人
徘徊感知
機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

介護保険
購入
対象品

販売品

情報

たちあっぷ CKA-01

矢崎化工

重さ
11.7
kg




布団・ベッドからなどの立ち上がり・姿勢保持をサポートします。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--------------|-----------|-----------------|
| CKA-01 | 27-6329-1 | 00055-000071 |
| ご利用者負担額 (1割) | 200円 | (2割) 400円 |
| | | レンタル月極価格 2,000円 |

たちあっぷ CKA-02

矢崎化工

重さ
15.5
kg




布団・ベッドからなどの立ち上がり・姿勢保持をサポートします。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--------------|-----------|-----------------|
| CKA-02 | 27-6330-1 | 00055-000072 |
| ご利用者負担額 (1割) | 200円 | (2割) 400円 |
| | | レンタル月極価格 2,000円 |

たちあっぷ CKA-03

矢崎化工

重さ
15.4
kg




ベッドサイド等からの立ち上がり・姿勢保持・歩き出しまでサポートします。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--------------|-----------|-----------------|
| CKA-03 | 27-6331-1 | 00055-000073 |
| ご利用者負担額 (1割) | 250円 | (2割) 500円 |
| | | レンタル月極価格 2,500円 |

たちあっぷ CKA-04

矢崎化工

重さ
16.0
kg



ベッドサイド等からの立ち上がり・姿勢保持・転落防止をサポートします。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--------------|-----------|-----------------|
| CKA-04 | 27-6332-1 | 00055-000074 |
| ご利用者負担額 (1割) | 200円 | (2割) 400円 |
| | | レンタル月極価格 2,000円 |

ベッドでとまるくん L字型/CKA-CA

矢崎化工

たちあっぷの安定性をさらに向上させます。 左右両側で1セット。



L字型 取付可能範囲:
ベッド下2.5cm~34cm

CKA-CA 取付可能範囲:
ベッド下5.5cm~25cm

L字型+CKA-01取付例



ベッドでとまるくん L字型使用例



※電動ベッドとの併用はできません。
※ベッドでとまるくんはオプションで取り付けるたちあっぷによりTAISコードが変わります。
CKA-01:00055-000075/CKA-02:00055-000076/CKA-03:00055-000077/
CKA-04:00055-000078

| 商品名 | 商品番号 | TAISコード |
|--------------|-----------|---------------|
| L字型 | 27-6477-1 | ※参照 |
| ご利用者負担額 (1割) | 50円 | (2割) 100円 |
| | | レンタル月極価格 500円 |

| 商品名 | 商品番号 | TAISコード |
|--------------|-----------|---------------|
| CKA-CA | 27-6339-1 | ※参照 |
| ご利用者負担額 (1割) | 50円 | (2割) 100円 |
| | | レンタル月極価格 500円 |

あがりかまち用たちあっぷ 矢崎化工

玄関に置くだけで補助手すりが構築でき、あがりかま치의昇降をサポートします。



手すりはデンプルタイプ

直径32mmのデンプル(くぼみ)形状の為しっかり握ることができます。



手すり高さ調整可能

80~85cmまで無段階調整ができます。ご利用者様の状況に合わせてご利用ください。

滑り止めマット標準装備

土足で乗っても滑りづらいマットを標準装備しています。ベースへの取り付けもマグネット式でメンテナンスも簡単にできます。



対応かまち高さ4~36cm

4~18cmまでCKE-03・CKE-4が対応し、18~36cmまでをCKE-01-1・CKE-02-1が対応します。

がたつき防止アジャスター

設置時の床面のがたつきを解消するためベース前面にアジャスターがついています。



床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人
徘徊感知
機器

手すり

あがりかまち用たちあっぷ ステップ台無し CKE-01-1/CKE-02-1

矢崎化工



※ステップ台もご用意しております。お問い合わせください。

握り手直径

3.2cm

対応するあがりかま치의高さ

18~36cm

玄関での昇降支援に



| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---------------|-----------|-----------------|
| 両手すり CKE-01-1 | 27-6538-1 | 00055-000109 |
| ご利用者負担額 (1割) | 550円 (2割) | 1,100円 |
| | | レンタル月極価格 5,500円 |

歩行
補助杖

歩行器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---------------|-----------|-----------------|
| 片手すり CKE-02-1 | 27-6539-1 | 00055-000110 |
| ご利用者負担額 (1割) | 400円 (2割) | 800円 |
| | | レンタル月極価格 4,000円 |

移動用
リフト・
つり具

あがりかまち用たちあっぷ CKE-03/CKE-04

矢崎化工



握り手直径

3.2cm

対応するあがりかま치의高さ

4~18cm

玄関での昇降支援に



| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--------------|-----------|-----------------|
| 両手すり CKE-03 | 27-6497-1 | 00055-000107 |
| ご利用者負担額 (1割) | 550円 (2割) | 1,100円 |
| | | レンタル月極価格 5,500円 |

介護保険
購入
対象品

販売品

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--------------|-----------|-----------------|
| 片手すり CKE-04 | 27-6536-1 | 00055-000108 |
| ご利用者負担額 (1割) | 400円 (2割) | 800円 |
| | | レンタル月極価格 4,000円 |

情報



手すり

重さ
21.5
kg

室内用自在手すりツインディ



パナソニックエイジフリーライフテック

床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人
徘徊感知
機器

手すり



左右の手すりが独立して角度調整 (60度~300度まで30度ピッチ) できる、1台2役の床置手すりです。症状や環境にあわせて様々なシーンに対応可能です。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---------------|-----------|--------------|
| 室内用自在手すりツインディ | 27-6686-1 | 00980-000203 |
| ご利用者負担額 (1割) | 300円 | レンタル月極価格 |
| (2割) | 600円 | 3,000円 |

歩行
補助杖

洋式トイレ用スライド手すり (ステンレス)

パナソニックエイジフリーライフテック

重さ
8.5
kg

歩行器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具



脚部が出ていないので、トイレにスムーズに近づくことができます。後方にスライドさせたひじ掛けが残るので安心安全に移乗できます。ひじ掛けが後方にスライドするので、移乗動作を妨げません。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-------------------------------------|-----------|--------------|
| 洋式トイレ用スライド手すり (ステンレス) | 27-6633-1 | 00980-000191 |
| サイズ：幅65×奥行45cm ひじ掛け高さ：58~74cm (9段階) | | |
| ひじ掛け長さ：33cm | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 350円 | レンタル月極価格 |
| (2割) | 700円 | 3,500円 |

介護保険
購入
対象品

バディーⅦ

シックス

モルテン

トイレでの立つ・座るなどの昇降動作をサポート

重さ
8.2
kg

販売品

情報



トイレでの昇降動作(例)

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--------------|-----------|--------------|
| バディーⅦ | 27-6383-1 | 00054-000070 |
| ご利用者負担額 (1割) | 200円 | レンタル月極価格 |
| (2割) | 400円 | 2,000円 |

バディーⅦ 追加手すり

シックス

モルテン

バディーⅦに手すりを追加して、左右に設置が可能



| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|----------------------|-----------|---------------|
| 追加手すり | 27-6385-1 | 4905741903688 |
| アームレストサイズ：長さ28×幅15cm | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 100円 | レンタル月極価格 |
| (2割) | 200円 | 1,000円 |

安寿洋式トイレ用フレーム S-はねあげR-2

アロン化成

重さ
9.8
kg



木製



プラスチック製



従来商品よりひじ掛けが2.5cm長くなり、より使いやすくなりました。足もとがすっきりし、立ち上がり時に邪魔になりにくい本体フレームです。

ひじ掛けが跳ね上がるので移乗を安心して行えます

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-----------|-----------|--------------|
| 木製ひじ掛けタイプ | 27-6625-1 | 00221-000450 |

サイズ: 幅66×奥行55cm ひじ掛け高さ: 55~70cm ひじ掛け長さ: 40cm

| | | | | | |
|--------------|------|------|------|----------|--------|
| ご利用者負担額 (1割) | 350円 | (2割) | 700円 | レンタル月極価格 | 3,500円 |
|--------------|------|------|------|----------|--------|

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|----------------|-----------|--------------|
| プラスチック製ひじ掛けタイプ | 27-6626-1 | 00221-000451 |

サイズ: 幅66×奥行55cm ひじ掛け高さ: 55~70cm ひじ掛け長さ: 40.5cm

| | | | | | |
|--------------|------|------|------|----------|--------|
| ご利用者負担額 (1割) | 350円 | (2割) | 700円 | レンタル月極価格 | 3,500円 |
|--------------|------|------|------|----------|--------|

床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人
徘徊感知
機器

手すり

安寿 洋式トイレ用フレームS-はねあげR

アロン化成

重さ
9.0
kg




ひじ掛けはね上げ式で移乗に便利。

ひじ掛けのはね上げ機能が必要ない時は、ひじ掛けストッパーをかけるとより安心してお使いいただけます。

| 取り付け可能な温水洗浄便座付の便器 | 取り付け可能な洋式便器 |
|-------------------|-------------|
|-------------------|-------------|



操作盤の長さが25cm以下の場合



(A) 寸法が14cm以上、40cm以下の便器に取り付け可能。

(A) は床から20cmの高さの便器の最大幅

操作盤の長さが25cm以上の場合



| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-----|------|-------|
|-----|------|-------|

安寿 洋式トイレ用フレームS-はねあげR 27-6431-1 00221-000343

サイズ: 幅64×奥行50cm ひじ掛け高さ: 55・58・61・64・67・70cm (6段階) ひじ掛け長さ: 35cm

| | | | | | |
|--------------|------|------|------|----------|--------|
| ご利用者負担額 (1割) | 350円 | (2割) | 700円 | レンタル月極価格 | 3,500円 |
|--------------|------|------|------|----------|--------|

歩行
補助杖

歩行器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

安寿 洋式トイレ用フレーム SUS-45

アロン化成

重さ
6.4
kg



立ち座りをサポートする手すりを簡単に設置できます。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-----|------|-------|
|-----|------|-------|

SUS-45 27-6316-1 00221-000236

サイズ: 幅70×奥行47cm ひじ掛け高さ: 55・58・61・66・71cm (5段階) ひじ掛け長さ: 30cm

| | | | | | |
|--------------|------|------|------|----------|--------|
| ご利用者負担額 (1割) | 200円 | (2割) | 400円 | レンタル月極価格 | 2,000円 |
|--------------|------|------|------|----------|--------|

安寿 ポータブルトイレ用フレームささえ

アロン化成

重さ
8.0
kg



※設置可能トイレ/
幅 51.5cm 以下、奥行 54cm 以下

ひじ掛けは冷たたくなく、すべりにくいソフトな感触です。ゆったりとした扁平形状なので、握りやすく、しっかりささえます。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-----|------|-------|
|-----|------|-------|

安寿 ポータブルトイレ用フレームささえ 27-0302-1 00221-000054

| | | | | | |
|--------------|------|------|------|----------|--------|
| ご利用者負担額 (1割) | 100円 | (2割) | 200円 | レンタル月極価格 | 1,000円 |
|--------------|------|------|------|----------|--------|

介護保険
購入
対象品

販売品

情報



歩行補助杖

歩行補助杖の種類

参考元：一般財団法人保健福祉広報協会発行「福祉機器選び方・使い方副読本 基本動作編」

多脚杖





サイドウォーカー

ロフトランド杖

C字型

T字型

オフセットL型



※現在お取扱いが
ございません。

介護保険貸与対象

介護保険貸与対象外

杖の役割・使い方


参考元：一般財団法人保健福祉広報協会発行「福祉機器選び方・使い方副読本 基本動作編」

1 免荷

杖に体重を預けることで、足にかかる負担を減らすことができます。

2 バランスの補助

両足+杖を使用することで、からだを支える面積が増え、バランスがとりやすくなります。



3 歩行のリズム

歩行が不安定になると「イチ」「ニ」「イチ」「ニ」という二拍子のリズムで歩くことが難しくなります。そこで杖を使って、「イチ」「ニ」「サン」の三拍子のリズムでゆっくりと歩くことで、安定した歩行をサポートします。

二拍子のリズム

イチ♪ ニ♪
患側の足 健側の足

三拍子のリズム


イチ♪ ニ♪ サン♪
杖 患側の足 健側の足



イチ♪ 杖を持ち上げて前に出す


ニ♪ 患側の左足を前に出す

サン♪ 右足を前に出す



力を抜いて自然に立ちます。杖をしっかり握り、地面に対して真下に押し使用します。杖を使用することで足を出すリズムがイチ♪(杖)、ニ♪、サン♪の三拍子になります。

グリップの握り方



カーボン四点可動式スモールタイプ

島製作所

非課税 重量 440g



カーボン柄グレー

支柱が前後に可動し路面に接地しやすい為、屋外や坂道などでも使用可能です。左右両用。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|------------------|-----------|-----------------|
| 74MC-3(カーボン柄グレー) | 24-5510-0 | 00576-000033 |
| ご利用者負担額 (1割) | 120円 (2割) | 240円 |
| | | レンタル月極価格 1,200円 |

オールカーボンオッドケイン四点式

島製作所

非課税 重量 400g



格子BR

グリップがT字の為、一本杖を使用してきた方も、違和感が少なくお使い頂けます。60.5cmまでグリップ位置が下がり、身長が低い方にもおススメです。左右両用。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--------------|-----------|-----------------|
| 70C-C1(格子BR) | 24-5467-0 | 00576-000031 |
| ご利用者負担額 (1割) | 100円 (2割) | 200円 |
| | | レンタル月極価格 1,000円 |

床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人
徘徊感知
機器

手すり

テトラ・ケイン (青墨)

田辺プレス

非課税 重量 S:440g

重量 M:460g



右・左の切替えができてにぎりやすいオリジナルグリップ。左右両用。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-------------------------------------|-----------|-----------------|
| S | 24-5449-0 | 01105-000001 |
| 材質:(杖) マグネシウム合金(石突キャップ・グリップ) イラストマー | | |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| M | 24-5450-0 | 01105-000001 |
| 材質:(杖) マグネシウム合金(石突キャップ・グリップ) イラストマー | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 120円 (2割) | 240円 |
| | | レンタル月極価格 1,200円 |

四点杖 CMS-40S

松永製作所

非課税 重量 980g



身長の高い方にも使いやすい長めのサイズ。左右両用。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--------------|-----------|-----------------|
| CMS-40S | 24-5303-0 | 00066-000222 |
| ご利用者負担額 (1割) | 100円 (2割) | 200円 |
| | | レンタル月極価格 1,000円 |

歩行
補助杖

歩行器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

四脚杖 TY142S

日進医療器

非課税 重量 800g



小柄な方も使いやすい軽量、コンパクトタイプ。左右両用。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-------------------------------------|-----------|-----------------|
| TY142S | 24-0201-0 | 00175-000270 |
| 材質:(杖) マグネシウム合金(石突キャップ・グリップ) イラストマー | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 100円 (2割) | 200円 |
| | | レンタル月極価格 1,000円 |

サイドウォーカー MRB-02031


ミキ

非課税 重量 1.75kg



サイドウォーカーの使い方
(左側にまひのある場合)

- ・ご使用前に利用者様に合わせて脚部の長さを調節します。
- ・サイドウォーカーは右手で持ちます。
- ①サイドウォーカーを前に出す
- ②左足を出す
- ③右足を出す
- この動きを繰り返して進みます。



立ち上がりの支持や歩行バランスを保ち、体をしっかりサポート。歩行訓練にも。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-----------------------------------|-----------|-----------------|
| MRB-02031 | 24-5304-0 | 00122-000118 |
| 折りたたみ時: 全幅41.5~44×奥行7×全高78~90.5cm | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 150円 (2割) | 300円 |
| | | レンタル月極価格 1,500円 |

介護保険
購入
対象品

販売品

情報



床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人
徘徊感知
機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

介護保険
購入
対象品

販売品


情報

歩行器の使い方

固定型


屋内

- ①グリップをつかみます。
- ②歩行器を持ち上げます。
- ③歩行器を前方に降ろします。
- ④足を前に進めます。



屋内

- ①歩行器を前に出します。
- ②真上から体重をかけるとストッパーが作動します。
- ③体を前方に移動します。



キャスター付き

交互式

屋内

- ①グリップをにぎります。
 - ②左アームを前に出します。
 - ③右足を前に出します。
 - ④左足を前に出します。
 - ⑤右アームを前に出します。
 - ④左足を前に出します。
 - ④右足を前に出します。
- ②～④を繰り返します。




歩行車

馬蹄型歩行器

歩行器を握るのではなく、腕や脇をかけて体を支えながら歩くことができます

屋内



四輪歩行器

グリップが握りやすく、休憩しながら歩くことができます

屋外



キャスター付きコンパクト歩行器 C2021CR

アクションジャパン



非課税 折りたたみ 重量 3.3 kg
屋内 屋外

幅の小さなタイプですので、小柄な方や狭い空間でも使いやすいサイズです。後脚は荷重がかかるとストッパーが作動する安心設計。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---------|-----------|--------------|
| C2021CR | 23-0520-0 | 00428-000018 |

折りたたみ時: 幅 54×奥行 10×高さ 79(最小) cm カスター: 3 インチ

| | | | | | |
|--------------|------|------|------|----------|--------|
| ご利用者負担額 (1割) | 300円 | (2割) | 600円 | レンタル月極価格 | 3,000円 |
|--------------|------|------|------|----------|--------|

スイングキャスター付きコンパクト歩行器 C2021CMR

アクションジャパン



非課税 折りたたみ 重量 3.8 kg
屋内 屋外

日本人の体格、日本の家屋に合わせたコンパクトタイプ。前輪が自在に動き、よりスムーズに移動できます。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|----------|-----------|--------------|
| C2021CMR | 23-0521-0 | 00428-000019 |

折りたたみ時: 幅 60×奥行 10×高さ 79(最小) cm カスター: 3 インチ

| | | | | | |
|--------------|------|------|------|----------|--------|
| ご利用者負担額 (1割) | 300円 | (2割) | 600円 | レンタル月極価格 | 3,000円 |
|--------------|------|------|------|----------|--------|

交互歩行器 C2023

アクションジャパン



非課税 折りたたみ 重量 2.7 kg
屋内 屋外

歩幅に合わせて、左右のフレームを交互に動かします。持ち上げる力の弱い方でも操作できます。特に負荷のかかりやすい脚連結部を二重構造にしています。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-------------|-----------|--------------|
| C2023(ブロンズ) | 23-0511-0 | 00428-000015 |

折りたたみ時: 幅 54×奥行 10×高さ 73 ~ 86 cm

| | | | | | |
|--------------|------|------|------|----------|--------|
| ご利用者負担額 (1割) | 200円 | (2割) | 400円 | レンタル月極価格 | 2,000円 |
|--------------|------|------|------|----------|--------|

立ち上がり歩行器 C2021W

アクションジャパン



非課税 折りたたみ 重量 2.8 kg
屋内 屋外

いすやトイレでの離着席を、二段式グリップがしっかり応援します。特に負荷のかかりやすい脚連結部を二重構造にしています。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--------|-----------|--------------|
| C2021W | 23-5574-0 | 00428-000021 |

折りたたみ時: 幅 58×奥行 10×高さ 78 ~ 91 cm

| | | | | | |
|--------------|------|------|------|----------|--------|
| ご利用者負担額 (1割) | 250円 | (2割) | 500円 | レンタル月極価格 | 2,500円 |
|--------------|------|------|------|----------|--------|

アルコール1G-T型

星光医療器製作所



非課税 折りたたみ 重量 13.6 kg
屋内 屋外

狭い場所でも移動しやすいコンパクトタイプ。歩行速度調整可。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|------------|-----------|--------------|
| アルコール1G-T型 | 23-5534-0 | 00125-000021 |

折りたたみ時: 幅 22×奥行 57×高さ 87.5 ~ 107.5 cm カスター: 約 4 インチ

| | | | | | |
|--------------|------|------|------|----------|--------|
| ご利用者負担額 (1割) | 300円 | (2割) | 600円 | レンタル月極価格 | 3,000円 |
|--------------|------|------|------|----------|--------|

室内用歩行車 トレウォークスリム

日進医療器



非課税 折りたたみ 重量 12.1 kg
屋内 屋外

高さ調整がワンタッチレバー式で手間いらず。ストッパーハンドルつきの、手軽に扱える歩行車です。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-----------|-----------|--------------|
| トレウォークスリム | 23-5782-0 | 00175-000283 |

カスター: 前輪約 6 インチ、後輪約 4 インチ

| | | | | | |
|--------------|------|------|------|----------|--------|
| ご利用者負担額 (1割) | 350円 | (2割) | 700円 | レンタル月極価格 | 3,500円 |
|--------------|------|------|------|----------|--------|



歩行器

床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人
徘徊感知
機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

介護保険
購入
対象品

販売品

情報

ホップステップ SM-40 (ブレーキ付)

松永製作所

非課税 折りたたみ 重さ 14.4kg
屋内 屋外



小回りのきく、6輪歩行器。一歩前に出るための安心で頼れるアイテム。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|-----------|-----------------|
| SM-40 | 23-0150-0 | 00066-000150 |
| 折りたたみ時: 幅 25.7 × 奥行 72.1 × 高さ 107.1 ~ 141.1cm キャスター: 4インチ | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 350円 | (2割) 700円 |
| | | レンタル月極価格 3,500円 |

アルコーDX(デラックス)

星光医療器製作所

非課税 折りたたみ 重さ 11.8kg
屋内 屋外



ベッド下部に脚部が入り、歩行器を手前に寄せて立ち座りができます。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--|-----------|-----------------|
| アルコーDX | 23-0613-0 | 00125-000007 |
| 折りたたみ時: 幅 22 × 奥行 65 × 高さ 86.5 ~ 122.5cm キャスター: 4インチ | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 300円 | (2割) 600円 |
| | | レンタル月極価格 3,000円 |

セーフティーアームウォーカー

イースタイ

非課税 折りたたみ



単位: cm

※セーフティーアームウォーカーは、㊸:スタンダードタイプ、㊹:ハイタイプ、㊺:ミニタイプ、㊻:SSタイプの4サイズより選択できます。

基本の固定型。持ち上げる動作を繰り返すことで手のリハビリにもなります。

屋内 屋外

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-----------------------------------|-----------|-----------------|
| スタンダードタイプ | 23-5516-0 | 00465-000036 |
| 折りたたみ時: 幅56×奥行11×高さ68cm 重さ: 2.8kg | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 200円 | (2割) 400円 |
| | | レンタル月極価格 2,000円 |

屋内 屋外

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-----------------------------------|-----------|-----------------|
| ハイタイプ | 23-5761-0 | 00465-000036 |
| 折りたたみ時: 幅58×奥行11×高さ77cm 重さ: 3.0kg | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 200円 | (2割) 400円 |
| | | レンタル月極価格 2,000円 |

屋内 屋外

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-------------------------------------|-----------|-----------------|
| ミニタイプ | 23-5506-0 | 00465-000037 |
| 折りたたみ時: 幅54×奥行10×高さ60.5cm 重さ: 2.7kg | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 200円 | (2割) 400円 |
| | | レンタル月極価格 2,000円 |

屋内 屋外

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--|-----------|-----------------|
| SSタイプ | 23-5742-0 | 00465-000043 |
| 折りたたみ時: 幅45.5×奥行10.5×高さ60cm 重さ: 2.5kg ※室内専用です。 | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 200円 | (2割) 400円 |
| | | レンタル月極価格 2,000円 |

セーフティーアームウォーカー Cタイプ

イースタイ

非課税 折りたたみ 屋内 屋外



単位: cm

※セーフティーアームウォーカーCタイプは、㊸:スタンダードタイプ、㊹:ハイタイプ、㊺:ミニタイプ、㊻:SSタイプの4サイズより選択できます。

前輪は1方向に固定。少しずつゆっくりと歩行・方向転換をサポートします。

前輪

後輪

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|-----------|-----------------|
| スタンダードタイプ | 23-5552-0 | 00465-000025 |
| 折りたたみ時: 幅60×奥行11×高さ73.5cm 重さ: 3.1kg キャスター: 3インチ | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 200円 | (2割) 400円 |
| | | レンタル月極価格 2,000円 |

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|-----------|-----------------|
| ハイタイプ | 23-5925-0 | 00465-000047 |
| 折りたたみ時: 幅61×奥行11×高さ82.5cm 重さ: 3.3kg キャスター: 3インチ | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 200円 | (2割) 400円 |
| | | レンタル月極価格 2,000円 |

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|-----------|-----------------|
| ミニタイプ | 23-5507-0 | 00465-000040 |
| 折りたたみ時: 幅57×奥行10×高さ66cm 重さ: 2.9kg キャスター: 3インチ | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 200円 | (2割) 400円 |
| | | レンタル月極価格 2,000円 |

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|-----------|-----------------|
| SSタイプ | 23-5743-0 | 00465-000044 |
| 折りたたみ時: 幅49×奥行10.5×高さ65.5cm 重さ: 2.7kg キャスター: 3インチ | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 200円 | (2割) 400円 |
| | | レンタル月極価格 2,000円 |

セーフティーアームウォーカー Mタイプ

イーストアイ



単位: cm

※セーフティーアームウォーカーMタイプは、㊷:スタンダードタイプ、
㊸:ハイタイプ、㊹:ミニタイプ、㊺:SSタイプの4サイズより
選択できます。

非課税 折りたたみ 屋内 屋外

前輪スイングキャスターは小回りがきき、スムーズな歩行をサポートします。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-----------|-----------|--------------|
| スタンダードタイプ | 23-5542-0 | 00465-000039 |

折りたたみ時: 幅63×奥行11×高さ76.5cm 重さ: 3.5kg キャスター: 3インチ

| ご利用者負担額 (1割) | (2割) | レンタル月極価格 |
|--------------|------|----------|
| 200円 | 400円 | 2,000円 |

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-------|-----------|--------------|
| ハイタイプ | 23-5832-0 | 00465-000048 |

折りたたみ時: 幅64.5×奥行12×高さ85cm 重さ: 3.7kg キャスター: 3インチ

| ご利用者負担額 (1割) | (2割) | レンタル月極価格 |
|--------------|------|----------|
| 200円 | 400円 | 2,000円 |

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-------|-----------|--------------|
| ミニタイプ | 23-5508-0 | 00465-000041 |

折りたたみ時: 幅61×奥行10×高さ68cm 重さ: 3.3kg キャスター: 3インチ

| ご利用者負担額 (1割) | (2割) | レンタル月極価格 |
|--------------|------|----------|
| 200円 | 400円 | 2,000円 |

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-------|-----------|--------------|
| SSタイプ | 23-5744-0 | 00465-000045 |

折りたたみ時: 幅52×奥行12.5×高さ68cm 重さ: 3.1kg キャスター: 3インチ

| ご利用者負担額 (1割) | (2割) | レンタル月極価格 |
|--------------|------|----------|
| 200円 | 400円 | 2,000円 |

床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人
徘徊感知
機器

手すり

セーフティーアームウォーカー Gタイプ

イーストアイ



※セーフティーアームウォーカーGタイプは、㊷:スタンダードタイプ、
㊸:ハイタイプ、㊹:ミニタイプの3サイズより選択できます。

非課税 折りたたみ 屋内 屋外

溝にはまりにくい幅広キャスター。6輪タイヤで安定した歩行をサポートします。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-----------|-----------|--------------|
| スタンダードタイプ | 23-5551-0 | 00465-000038 |

折りたたみ時: 幅64×奥行13.5×高さ82.5cm 重さ: 4.8kg キャスター: 4インチ

| ご利用者負担額 (1割) | (2割) | レンタル月極価格 |
|--------------|------|----------|
| 200円 | 400円 | 2,000円 |

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-------|-----------|--------------|
| ハイタイプ | 23-5930-0 | 00465-000046 |

折りたたみ時: 幅66×奥行13.5×高さ91.5cm 重さ: 5kg キャスター: 4インチ

| ご利用者負担額 (1割) | (2割) | レンタル月極価格 |
|--------------|------|----------|
| 200円 | 400円 | 2,000円 |

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-------|-----------|--------------|
| ミニタイプ | 23-5505-0 | 00465-000027 |

折りたたみ時: 幅62×奥行13.5×高さ75cm 重さ: 4.5kg キャスター: 4インチ

| ご利用者負担額 (1割) | (2割) | レンタル月極価格 |
|--------------|------|----------|
| 200円 | 400円 | 2,000円 |

歩行
補助杖

歩行器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

セーフティーアームUタイプウォーカー

イーストアイ



非課税 折りたたみ 屋内 屋外

前腕保持歩行器。軽く、薄型に折りたたみ可。ハンドルブレーキ付き。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-----------|-----------|--------------|
| スタンダードタイプ | 23-5907-0 | 00465-000056 |

折りたたみ時: 幅68×奥行20×高さ96cm 重量: 7.4kg 前輪7インチ、後輪5インチ

| ご利用者負担額 (1割) | (2割) | レンタル月極価格 |
|--------------|------|----------|
| 250円 | 500円 | 2,500円 |



センターパッド仕様
使用例



センターパッド
取り付け時

折りたたみ 屋内 屋外

センターパッドをつけるとう肢保持歩行器として使用できます。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-----------|-----------|--------------|
| センターパッド仕様 | 23-5909-0 | 00465-000056 |

重量: 8.4kg 前輪7インチ、後輪5インチ

| ご利用者負担額 (1割) | (2割) | レンタル月極価格 |
|--------------|------|----------|
| 300円 | 600円 | 3,000円 |

※折りたたむ場合はセンターパッドを取り外してください。
※センターパッドを取り付けた場合、本体は課税対象商品となります。

介護保険
購入
対象品

販売品

情報



床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人
徘徊感知
機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

介護保険
購入
対象品

販売品

情報

ショッピングターン

アロン化成



買い物カゴが載せられて、歩行器のまま買い物ができる！
買い物に適した歩行器です。*製品にカゴは付属しません。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|-----------|---------------------|
| ショッピングターン | 23-6077-0 | 00221-000507 |
| 折りたたみ時：幅 28 × 奥行 73 × 高さ 72.5cm キャスター：約 8 インチ | | |
| 袋サイズ：幅 34 × 奥行 18.5 × 高さ 26 cm | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 400 円 | レンタル月極価格 (2割) 800 円 |
| | | 4,000 円 |

テイコブリトルスリム WAW04

幸和製作所



小回りが利き、軽さが魅力のスリム設計。*歩行時は座面を上げてご使用ください。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|-----------|---------------------|
| テイコブリトルスリム(ネイビー) | 23-6001-1 | 00030-000163 |
| 折りたたみ時：幅 47 × 奥行 35 × 高さ 72cm キャスター：6 インチ | | |
| 袋サイズ：幅 30 × 奥行 12 × 高さ 34cm | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 300 円 | レンタル月極価格 (2割) 600 円 |
| | | 3,000 円 |

トライリンク

アロン化成



大きく使えて、小さくしまえる歩行器です。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--|-----------|---------------------|
| トライリンク | 23-6062-0 | 00221-000467 |
| 折りたたみ時：幅 22 × 奥行 61.5 × 高さ 76 ~ 86cm キャスター：約 8 インチ | | |
| 袋サイズ (約)：幅 33 × 奥行 15 × 高さ 25 cm | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 300 円 | レンタル月極価格 (2割) 600 円 |
| | | 3,000 円 |

テイコブリトルハイ HS05H

幸和製作所



軽量でコンパクト。幅広い高さ調節のできる歩行器です。 ※歩行時は座面を上げてご使用ください。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--|-----------|--------------|
| テイコブリトルハイ(チェックプラウン) | 23-5836-1 | 00030-000143 |
| 折りたたみ時: 幅 52×奥行 37×高さ 81.5cm キャスター: 6インチ | | |
| 袋サイズ: 幅 32×奥行 16×高さ 33cm | | |

| | | | | | |
|--------------|------|------|------|----------|--------|
| ご利用者負担額 (1割) | 300円 | (2割) | 600円 | レンタル月極価格 | 3,000円 |
|--------------|------|------|------|----------|--------|

テイコブリトル HS05

幸和製作所



ハンドル高さが65cmから調整可能。身長が低い方も使いやすい歩行器です。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|-----------|--------------|
| テイコブリトル(チェックブルー) | 23-5738-1 | 00030-000099 |
| テイコブリトル(ブラック) | 23-5739-1 | 00030-000099 |
| 折りたたみ時: 幅 52×奥行 40×高さ 73cm キャスター: 前輪約7インチ、後輪約6インチ | | |
| 袋サイズ: 幅 32×奥行 12×高さ 26cm | | |

| | | | | | |
|--------------|------|------|------|----------|--------|
| ご利用者負担額 (1割) | 300円 | (2割) | 600円 | レンタル月極価格 | 3,000円 |
|--------------|------|------|------|----------|--------|

シンフォニーSP

島製作所



片方のブレーキで両側のブレーキを制御できます。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|-----------|--------------|
| シンフォニーSP(CLプラウン) | 52-0159-1 | 00576-000014 |
| 折りたたみ時: 幅 50×奥行 28.5×高さ 86.5cm キャスター: 約6インチ | | |
| カゴサイズ: 幅 30.5×奥行 14.5×高さ 26cm | | |

| | | | | | |
|--------------|------|------|------|----------|--------|
| ご利用者負担額 (1割) | 300円 | (2割) | 600円 | レンタル月極価格 | 3,000円 |
|--------------|------|------|------|----------|--------|

リトルターン

アロン化成



| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--|-----------|--------------|
| ロータイプ | 23-5967-1 | 00221-000457 |
| 折りたたみ時: 幅 26×奥行 65×高さ 67-74.5cm キャスター: 約8インチ | | |
| 袋サイズ: 幅 30×奥行 16.5×高さ 28cm | | |

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--|-----------|--------------|
| ハイトタイプ | 23-5966-1 | 00221-000456 |
| 折りたたみ時: 幅 26×奥行 65×高さ 74-86cm キャスター: 約8インチ | | |
| 袋サイズ: 幅 30×奥行 16.5×高さ 28cm | | |

| | | | | | |
|--------------|------|------|------|----------|--------|
| ご利用者負担額 (1割) | 300円 | (2割) | 600円 | レンタル月極価格 | 3,000円 |
|--------------|------|------|------|----------|--------|

ハッピーII

竹虎



シンプルかつ安全性が高い、スタンダードタイプの歩行器です。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|-----------|--------------|
| ハッピーII(ブルー) | 23-5514-1 | 00110-000095 |
| 折りたたみ時: 幅 55.5×奥行 43.5×高さ 93-102cm キャスター: 約7インチ | | |
| カゴサイズ: 幅 36×奥行 22×高さ 13cm | | |

| | | | | | |
|--------------|------|------|------|----------|--------|
| ご利用者負担額 (1割) | 300円 | (2割) | 600円 | レンタル月極価格 | 3,000円 |
|--------------|------|------|------|----------|--------|

ハッピーミニ

竹虎



軽量・コンパクトタイプの歩行器です。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--|-----------|--------------|
| ハッピーミニ(パープルメタリック) | 23-5748-1 | 00110-000103 |
| ハッピーミニ(ミルクティーベージュ) | 23-5747-1 | 00110-000103 |
| 折りたたみ時: 幅 50×奥行 39.5×高さ 85-93cm キャスター: 約7インチ | | |
| カゴサイズ: 幅 33×奥行 19×高さ 10cm | | |

| | | | | | |
|--------------|------|------|------|----------|--------|
| ご利用者負担額 (1割) | 300円 | (2割) | 600円 | レンタル月極価格 | 3,000円 |
|--------------|------|------|------|----------|--------|



歩行器

床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人
徘徊感知
機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具


介護保険
購入
対象品

販売品

情報

エボリューションウォーカーPS

竹虎



低重心構造により高い安定性を確保しました。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--|-----------|--------------|
| エボリューションウォーカーPS | 23-5519-1 | 00110-000096 |
| 折りたたみ時：幅 61×奥行 46×高さ 80～91cm キャスター：約 8 インチ | | |
| カゴサイズ：幅 39×奥行 27×高さ 13cm | | |

| | | | | | |
|--------------|------|------|------|----------|--------|
| ご利用者負担額 (1割) | 400円 | (2割) | 800円 | レンタル月極価格 | 4,000円 |
|--------------|------|------|------|----------|--------|

ウォーカー スローダウンブレーキ付

ラックヘルスケア



シート跳ね上げにより、足元に広いスペースができ、自然な姿勢で安全に歩行できます。
※歩行時は座面を上げてご使用ください。
※メーカー商品名：ウォーカー2 Sサイズ/Mサイズ

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|-----------|--------------|
| ウォーカーS | 23-5529-0 | 00245-000131 |
| 折りたたみ時：幅 55×奥行 25×高さ 71cm キャスター：約 8 インチ | | |
| カゴサイズ：幅 30×奥行 21.5×高さ 16.5 cm | | |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| ウォーカーM | 23-5530-0 | 00245-000132 |
| 折りたたみ時：幅 61.5×奥行 25×高さ 75cm キャスター：約 8 インチ | | |
| カゴサイズ：幅 38×奥行 31.5×高さ 29 cm | | |

| | | | | | |
|--------------|------|------|------|----------|--------|
| ご利用者負担額 (1割) | 400円 | (2割) | 800円 | レンタル月極価格 | 4,000円 |
|--------------|------|------|------|----------|--------|

コンパルリハモ

ナブテスコ




- 進みすぎを防止して安心・安全
- 抑速ブレーキは3段階調整

現状の歩行車



抑速ブレーキ付歩行車




上肢や体幹が不安定な方でも身体をあずけられる前腕支持タイプの歩行器です。抑速ブレーキ搭載。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|-----------|--------------|
| コンパルリハモ(リッチクリーム) | 23-5996-0 | 00025-000024 |
| 折りたたみ時：幅 54.5×奥行 40×高さ 85cm キャスター：約 8 インチ | | |
| 袋サイズ：幅 32×奥行 17×高さ 18 cm | | |

| | | | | | |
|--------------|------|------|------|----------|--------|
| ご利用者負担額 (1割) | 450円 | (2割) | 900円 | レンタル月極価格 | 4,500円 |
|--------------|------|------|------|----------|--------|

コンパル

ナブテスコ



<特徴>

- 必要なときだけ作動するので安心・快適
転倒につながる急加速時に抑速ブレーキが作動し、速度が上がりにくいのを抑えます。
- 抑速ブレーキの設定が3段階で簡単
- 抑速ブレーキの再調整が不要
- 耐久性・耐摩耗性が強み

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|-----------|--------------|
| シャンパングールド | 23-5885-0 | 00025-000022 |
| 折りたたみ時：幅 26×奥行 70.5×高さ 78～100cm キャスター：約 8 インチ | | |
| 袋サイズ：幅 33×奥行 14×高さ 18 cm | | |

| | | | | | |
|--------------|------|------|------|----------|--------|
| ご利用者負担額 (1割) | 400円 | (2割) | 800円 | レンタル月極価格 | 4,000円 |
|--------------|------|------|------|----------|--------|



車いすの機能と名称

バックサポート(背シート)

背張り
調節



ご利用者の体の状態に合わせて背シートの張りが調節できます。

リクライニング



背シートが後方に倒れます。

介助用ブレーキレバー

介助用
ブレーキレバー



介助用のブレーキレバーが付いています。

シートベルト

シート
ベルト



車いすからずり落ちないように体を固定します。

ティッピングレバー

ハンドリム

タイヤ(後輪)

ノーパンク
タイヤ



空気圧の低下や、空気漏れの心配がありません。

キャスター(前輪)

ショックレス
キャスター



屋外などの凸凹のある道でも振動が伝わりにくいキャスターです。

ハンドグリップ

グリップ
高さ調節



介助者の手の位置に合わせてグリップの高さを調節できます。

アームサポート(ひじ当て)

ひじ当て
ウイング



ひじ当てがはね上がり、移乗に便利です。

ひじ当て
高さ調節



ご利用者の体に合わせてひじ当ての高さが調整できます。

座シート

クッション



長時間座っていても疲れにくく、床ずれ防止効果もあります。

レッグサポート

フットサポート

ティルト



座と背シートの角度はそのまま後方に倒れます。

スイング
アウト



フット・レッグサポートが外方折りたたみ式で、移乗や片足歩行の時に便利です。

重さの色分け

軽

重さ
0.00
kg

13kg
未満

普通

重さ
0.00
kg

13kg~18kg
以上 未満

重

重さ
0.00
kg

18kg
以上

車いすの機能

自走用車いす

- 自分で操作する
- 後輪が大きい
- ハンドリムがある



介助用車いす

- 介助者が操作してくれる
- 後輪が小さい



ティルト式車いす

- 座シートと背シートの角度はそのままに後方に倒れる車いす



リクライニング式車いす

- 背シートが後方に倒れる車いす



床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人
徘徊感知
機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

介護保険
購入
対象品

販売品

情報



チェックポイント

床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人
徘徊感知
機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

介護保険
購入
対象品

販売品

情報

目的



- 車いすでどこにいきたい？
- 屋内で使う？屋外で使う？
- どのくらいの時間使用する？

状態像



- 身体との適合は？
- 心理的な適合は？
- 予算などの社会的適合は？

環境適合



- 部屋の広さ、行動範囲は？
- 通路の幅は十分ですか？
- 段差や階段はありますか？

動かし方で選ぶ

ご自分の両腕で動かせる方におすすめ



ケアフィットプラス



キックル



室内専用6輪車いすクルット



M-1スタイル(自走用)

ご自分の片手、片足で動かせる方におすすめ



ケアフィットプラス



ネクストコア・アジャスト



キックル



MM-フィット(自走用)

介助で移動される方におすすめ



ケアフィットプラス(介助用)



ケアアジャスト(介助用)



ネクストコア・マルチ



スキット2

狭い室内で使用される方におすすめ



室内専用6輪車いすタイトターン



室内専用6輪車いすクルット



スキット5(自走用)

車いすを介助する方の力が弱い方におすすめ



ハイパワー型 アシストホイール



アシストホイールライト

介助用
ブレーキパー

ひじ当て
ウイング

ひじ当て
高さ調節

スイング
アウト

背張り
調節

グリップ
高さ調節

ノーパンク
タイヤ

ショックス
キャスター

クッション

シート
ベルト

ティルト

リクライニング

単位: cm

ベッド・
ベッド
付属品

税込価格で表記しています。(※非課税 と表記のない商品に限る) サービスコード/車いす 介護給付: 171001 予防給付: 671001

座ったときの姿勢で選ぶ

円背の方におすすめ

(※1 介助で移動される方には介助用をおすすめします。)



ケアフィットプラス (※1)



ケアアジャスト (※1)



オアシスポジティブ

座位姿勢のバランス維持にサポートが必要な方におすすめ

(※1 介助で移動される方には介助用をおすすめします。)



ケアフィットプラス (※1)



ネクストコア・アジャスト (※1)



RX-1 Lo (※1)

体幹だけではなく頭のサポートまで必要で様々な休息姿勢をとりたいたい方におすすめ



ネットィem



オアシスポジティブ



TRC-2



グランドフリッチャーSP

ベッドへの移乗方法で選ぶ

立って移乗ができる方におすすめ



ケアフィットプラス



ふわりす



BAL-1



M-1スタイル(自走用)

座ったままなら移乗できる方におすすめ



ケアアジャスト



ネクストコア・マルチ(自走用)



BAL3



MM-フィット

ご自分で姿勢を変えられない方におすすめ



ネットィem



オアシスポジティブ



TRC-2



グランドフリッチャーSP

床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人
徘徊感知
機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

介護保険
購入
対象品

販売品

情報



床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人
徘徊感知
機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

介護保険
購入
対象品

販売品

情報



ワンタッチで、素早いフィッティング

ケアフィットプラス CARE FIT PLUS+

—— 自走用と介助用 ——

小柄な方、円背の方にもおすすめな一台です。

ケアフィットプラス 自走用

しっかり
ケア

ワンタッチで素早い
フィッティング！

背シートは、裏側から直接、しかもベルト1本（ワンフィットベルト）の調整で済む手軽さ。短時間で簡単にフィッティングできるので、最適な状態の維持を助けます。




ケアフィットプラス 3つの特徴

やさしく
フィット

女性や、小柄な方にも
合わせやすい

36cm の座奥行。タイヤ径や座面の高さも小ぶりにサイズ設計。車いすのサイズが合わないために起こってしまう、つらいずっとこけ座りを防ぎます。

※40×40cmのクッションも使用可能です。



クッション付

あんしん
プラス

共同開発製品

福祉機器の研究開発・臨床評価に20年以上の実績を持ち、利用当事者の声を反映し、より実用的な製品開発に取り組まれている横浜市総合リハビリテーションセンターとの共同開発製品です。

「背シートにたくさんの背張り調節ベルトがあっても現場では調整が難しくて」という声をよく聞きます。そこで一本のワンフィットベルトの操作と2種類のエラスティックベルトの弾力性の組み合わせで、円背の方にも対応できる実用レベルの快適安定性を求めました。

横浜市総合リハビリテーションセンター
テクニカルアドバイザー 飯島 浩



ケアフィットプラス (自走用)

ミキ


ケアフィットプラス
CARE FIT PLUS



重さ
12.93
kg

※重量はクッション含まず

背張り調整により座位姿勢のバランス維持をサポートする車いす




ワンフィットベルト
実用新案出願済の背張り調節機能。短時間でのフィッティングが可能です。
かたさの異なる2種類のエラストティックウェビングベルトがやさしくフィットします。



小柄な方多い日本人高齢者に適したサイズ設計です。座り防ぎます。
ご利用者様に合わせて座面高を3サイズからお選びいただけます。

グリーンケア 非課税

- 介助用ブレーキレバー
- ひとひだりウイング
- ひとひだり高さ調節
- スイングアウト
- 背張り調節
- グリップ高さ調節
- ノーパンクタイヤ
- ショックレスキャスター
- クッション



| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--|-------------------|-------------------------|
| ケアフィットプラス(自走用) | 21-6183-0 | 00122-000530 |
| 前輪: 6インチ 後輪: 20インチ 折りたたみ: 全幅31×全高60・62.5・65×全長91cm クッション厚: 6cm | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 350 円 (2割) | 700円 |
| | | レンタル月極価格 3,500 円 |

床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人
徘徊感知
機器

手すり

ケアアジャスト (自走用) MC-KM001

ミキ



重さ
14.7
kg

アームサポートが跳ね上がり、フット・レッグサポートが外側へひらく、移乗に便利な車いす


座幅や座面高を3サイズからお選びいただけます。安心のシートベルト付。



軽量モジュールタイプです

グリーンケア 非課税

- 介助用ブレーキレバー
- ひとひだりウイング
- ひとひだり高さ調節
- スイングアウト
- 背張り調節
- グリップ高さ調節
- ノーパンクタイヤ
- ショックレスキャスター
- クッション
- シートベルト



| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|-------------------|-------------------------|
| MC-KM001 | 21-5247-0 | 00122-000304 |
| 前輪: 6インチ 後輪: 22インチ 折りたたみ: 全幅32×全高65.5・68・70.5×全長73.5cm クッション厚さ: 5cm | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 600 円 (2割) | 1,200円 |
| | | レンタル月極価格 6,000 円 |

歩行
補助杖

歩行器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

MM-Fitt (自走用) MM-Fit Hi22/Hi20/Lo20

ミキ





重さ
17.4
kg

重さ
16.9
kg

重さ
16.9
kg

Hi22 Hi20 Lo20



※体型や状況に合わせて選べる3サイズ、押し手高・ひじ高調整機能付 ※前座高・後座高・ひじ高はクッションの厚み含まず

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--|-------------------|-------------------------|
| MM-Fit (Hi22) | 21-5300-0 | 00122-000346 |
| 前輪: 6インチ 後輪: 22インチ 折りたたみ: 全幅33×全高67~74.5×全長74cm クッション厚さ: 6cm | | |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| MM-Fit (Hi20) | 21-5301-0 | 00122-000347 |
| 前輪: 6インチ 後輪: 20インチ 折りたたみ: 全幅33×全高64.5~74.5×全長71.5cm クッション厚さ: 6cm | | |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| MM-Fit (Lo20) | 21-5303-0 | 00122-000349 |
| 前輪: 6インチ 後輪: 20インチ 折りたたみ: 全幅33×全高62~72×全長74cm クッション厚さ: 6cm | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 700 円 (2割) | 1,400円 |
| | | レンタル月極価格 7,000 円 |

介護保険
購入
対象品

販売品

情報



車いす・車いす付属品

床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人
徘徊感知
機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

介護保険
購入
対象品

販売品

情報

ふわりす(KF)シリーズ(自走用) KF22-40SB (エア軽量タイヤ仕様)

カワムラサイクル

軽くて、コンパクト! 持ち運びに便利な車いす

非課税



重さ
9.6
kg

耐荷重100kgの軽量車いすで標準車と変わらない使いやすさ

こぎやすいバックサポート角


バックサポートを8度後傾させることにより、シートが背中に沿いやすくなります。駆動の際も腕の動きをジャマしません。



フットサポート・シート間距離調節(2cm ピッチ)

3段階で調節できます。

- ・利用者、介助者が使いやすいアームサポート長さ
- ・バンド式ブレーキ標準装備
- ・サイドガード標準装備



| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|-----------|-----------------|
| KF22-40SB (すみれパープル) | 21-6217-0 | 00160-000241 |
| 前輪: 6インチ 後輪: 22インチ 折りたたみサイズ: 全幅33×全高66×全長93cm | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 500円 | (2割) 1,000円 |
| | | レンタル月極価格 5,000円 |

ネクストコア・アジャスト(自走型) NEXT-51B

松永製作所

アームサポートが跳ね上がり、フット・レッグサポートが外側へひろく、移乗に便利な車いす

非課税




重さ
14.6
kg

アームレスト、座シートの高さ調整機能が姿勢をサポートします。

肘掛・座面・フットサポート調整機能で姿勢をサポートするモジュールタイプ




アームサポート高さ調整
市販のクッションの組み合わせ時に!



座面高さ調整
ご利用者の身長、足こぎクッション併用等の使用状況に合わせて!



フットサポート前後&角度調整
身体や状態に合わせて!



| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|-----------|-----------------|
| NEXT-51B(ブルー) | 21-6039-0 | 00066-000320 |
| 前輪: 6インチ 後輪: 22インチ 折りたたみサイズ: 全幅28×全高67.5×全長96cm | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 600円 | (2割) 1,200円 |
| | | レンタル月極価格 6,000円 |

ネクストコア(自走用) NEXT-11B


松永製作所

非課税

背張り調整により座位姿勢のバランス維持をサポートする車いす



重さ
11.8
kg



| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|-----------|-----------------|
| NEXT-11B(ブルー) | 21-5953-0 | 00066-000315 |
| 前輪: 6インチ 後輪: 22インチ 折りたたみサイズ: 全幅29×全高65.5×全長93.5cm | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 500円 | (2割) 1,000円 |
| | | レンタル月極価格 5,000円 |

ネクストコア・マルチ(自走用) NEXT-31B


松永製作所

非課税

アームサポートが跳ね上がり、フット・レッグサポートが外側へひろく、移乗に便利な車いす



重さ
13.2
kg



| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|-----------|-----------------|
| NEXT-31B(ブルー) | 21-6041-0 | 00066-000318 |
| 前輪: 6インチ 後輪: 22インチ 折りたたみサイズ: 全幅28×全高65.5×全長95cm | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 600円 | (2割) 1,200円 |
| | | レンタル月極価格 6,000円 |

税込価格で表記しています。(※非課税 と表記のない商品に限る) サービスコード/車いす 介護給付: 171001 予防給付: 671001

ベッド・
ベッド
付属品


BAL-1 (自走用)

ミキ

軽くて、コンパクト!
持ち運びに便利な車
いす



ノーパンクタイヤ



重さ
12.9
kg

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-------|-----------|--------------|
| BAL-1 | 21-5755-0 | 00122-000451 |

前輪: 6インチ 後輪: 22インチ 折りたたみ: 全幅33.5×全高67×全長96.5cm

| | | | | | |
|------------------|------|------|------|----------|--------|
| ご利用者 負担額 (1割) | 300円 | (2割) | 600円 | レンタル月極価格 | 3,000円 |
|------------------|------|------|------|----------|--------|

非課税

- 介助用 プレーキーパー
- ひじ当て ウイング
- ひじ当て 高さ調節
- スイング アウト
- 背張り 調節
- グリップ 高さ調節
- ノーパンク タイヤ
- ショックス キャスター
- クッション

M-1スタイル (自走用) MP-43JD SHG


ミキ

シンプルで
スタンダードな車いす



レッド
グレー
重さ
13.7
kg

- 介助用 プレーキーパー
- ひじ当て ウイング
- ひじ当て 高さ調節
- スイング アウト
- 背張り 調節
- グリップ 高さ調節
- ノーパンク タイヤ
- ショックス キャスター
- クッション



| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-------------------|-----------|--------------|
| MP-43JD SHG (ブルー) | 21-5236-0 | 00122-000334 |
| MP-43JD SHG (レッド) | 21-5237-0 | 00122-000334 |
| MP-43JD SHG (グレー) | 21-5238-0 | 00122-000334 |

前輪: 6インチ 後輪: 22インチ 折りたたみ: 全幅34.5×全高67×全長98cm

| | | | | | |
|------------------|------|------|------|----------|--------|
| ご利用者 負担額 (1割) | 400円 | (2割) | 800円 | レンタル月極価格 | 4,000円 |
|------------------|------|------|------|----------|--------|

床ずれ
防止用具

体位
変換器


認知症
老人
徘徊感知
機器

手すり

スキット4 (自走用) SKT-4

ミキ

アームサポートが跳ね
上がり、フット・レッ
グサポートが外側へ
ひらく、移乗に便利
な車いす



重さ
13.7
kg

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-------|-----------|--------------|
| SKT-4 | 21-5637-0 | 00122-000411 |

前輪: 6インチ 後輪: 22インチ 折りたたみ: 全幅28.5×全高66.5×全長72.5cm

| | | | | | |
|------------------|------|------|--------|----------|--------|
| ご利用者 負担額 (1割) | 700円 | (2割) | 1,400円 | レンタル月極価格 | 7,000円 |
|------------------|------|------|--------|----------|--------|

非課税

- 介助用 プレーキーパー
- ひじ当て ウイング
- ひじ当て 高さ調節
- スイング アウト
- 背張り 調節
- グリップ 高さ調節
- ノーパンク タイヤ
- ショックス キャスター
- クッション


BAL-3 (自走用)

ミキ

アームサポートが跳ね
上がり、フット・レッ
グサポートが外側へ
ひらく、移乗に便利
な車いす



ノーパンク
タイヤ



重さ
14.7
kg

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-------|-----------|--------------|
| BAL-3 | 21-5863-0 | 00122-000453 |

前輪: 6インチ 後輪: 22インチ 折りたたみ: 全幅34.5×全高67×全長73cm

| | | | | | |
|------------------|------|------|------|----------|--------|
| ご利用者 負担額 (1割) | 300円 | (2割) | 600円 | レンタル月極価格 | 3,000円 |
|------------------|------|------|------|----------|--------|

歩行
補助杖

歩行器

車いす・
車いす
付属品


スロープ

移動用
リフト・
つり具

かるがもくん (自走用) M-40KDB

ミキ

軽くて、コンパクト!
持ち運びに便利な車いす



重さ
11.8
kg

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---------|-----------|--------------|
| M-40KDB | 21-5244-0 | 00122-000146 |

前輪: 6インチ 後輪: 22インチ 折りたたみ: 全幅35×全高66×全長95cm

| | | | | | |
|------------------|------|------|--------|----------|--------|
| ご利用者 負担額 (1割) | 500円 | (2割) | 1,000円 | レンタル月極価格 | 5,000円 |
|------------------|------|------|--------|----------|--------|


非課税

- 介助用 プレーキーパー
- ひじ当て ウイング
- ひじ当て 高さ調節
- スイング アウト
- 背張り 調節
- グリップ 高さ調節
- ノーパンク タイヤ
- ショックス キャスター
- クッション

モックスイングアウト (自走用) MOCSW-43DB

ミキ

軽くて、コンパクト!
持ち運びに便利な車いす



重さ
11.8
kg

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|------------|-----------|--------------|
| MOCSW-43DB | 21-5248-0 | 00122-000290 |

前輪: 6インチ 後輪: 22インチ 折りたたみ: 全幅31×全高68×全長71.5cm

| | | | | | |
|------------------|------|------|--------|----------|--------|
| ご利用者 負担額 (1割) | 500円 | (2割) | 1,000円 | レンタル月極価格 | 5,000円 |
|------------------|------|------|--------|----------|--------|

介護保険
購入
対象品

販売品

情報



車いす・車いす付属品

床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人
徘徊感知
機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

介護保険
購入
対象品

販売品

情報


RX-1 Lo (自走用)

ミキ

シンプルで
スタンダードな車いす



ロックブレーキ



※前座高・後座高・ひじ高は
クッションの厚み含まず

非課税

- 介助用
フーネレバー
- ひじ当て
ウイング
- ひじ当て
高さ調節
- スイング
アウト
- 背張り
調節
- グリップ
高さ調節
- ノーバンク
タイヤ
- ジョックス
キャスター
- クッション

重さ
15.1
kg

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--------|-----------|--------------|
| RX-1Lo | 21-5587-0 | 00122-000428 |

前輪：6インチ 後輪：22インチ 折りたたみ：全幅33×全高65×全長93cm クッション厚さ：6cm

| ご利用者 負担額 (1割) | (2割) | レンタル月極価格 |
|------------------|--------|----------|
| 500円 | 1,000円 | 5,000円 |


とまっティ (自走用) MBY-41B

ミキ

立ち上がると自動で
ノンパックブレーキが
働き、転倒を未然に
防ぎます



うっかり、ヒヤリ!の防止に...



※前座高・後座高・ひじ高は
クッションの厚み含まず

非課税

- 介助用
フーネレバー
- ひじ当て
ウイング
- ひじ当て
高さ調節
- スイング
アウト
- 背張り
調節
- グリップ
高さ調節
- ノーバンク
タイヤ
- ジョックス
キャスター
- クッション

重さ
16.6
kg

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|----------------|-----------|--------------|
| MBY-41B(エメラルド) | 21-6191-0 | 00122-000528 |

前輪：6インチ 後輪：22インチ 折りたたみ：全幅38×全高69×全長95cm クッション厚さ：4cm

| ご利用者 負担額 (1割) | (2割) | レンタル月極価格 |
|------------------|--------|----------|
| 600円 | 1,200円 | 6,000円 |

スキット5 (自走用) SKT-5


ミキ

廊下など狭いところ
でも、小回りがきく
6輪車いす



回転半径
52cm

コーナー幅
65cm以上



非課税

- 介助用
フーネレバー
- ひじ当て
ウイング
- ひじ当て
高さ調節
- スイング
アウト
- 背張り
調節
- グリップ
高さ調節
- ノーバンク
タイヤ
- ジョックス
キャスター
- クッション

重さ
15.2
kg

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-------|-----------|--------------|
| SKT-5 | 21-5678-0 | 00122-000444 |


キャスター：前・後4インチ タイヤ：20インチ 折りたたみ：全幅28.5×全高64×全長73.5cm

| ご利用者 負担額 (1割) | (2割) | レンタル月極価格 |
|------------------|--------|----------|
| 700円 | 1,400円 | 7,000円 |

キックル

日進医療器

アームサポートが跳ね上
がり移乗に便利な車いす



※前座高・後座高・ひじ高は
クッションの厚み含まず

非課税

- 介助用
フーネレバー
- ひじ当て
ウイング
- ひじ当て
高さ調節
- スイング
アウト
- 背張り
調節
- グリップ
高さ調節
- ノーバンク
タイヤ
- ジョックス
キャスター
- クッション

重さ
15.0
kg

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|------|-----------|--------------|
| キックル | 21-5355-0 | 00175-000249 |


前輪：5インチ 後輪：20インチ 折りたたみサイズ：全幅35×全高60×全長89cm (前座高36cmのとき) クッション厚さ：前方5cm、後方4cm

| ご利用者 負担額 (1割) | (2割) | レンタル月極価格 |
|------------------|--------|----------|
| 700円 | 1,400円 | 7,000円 |

室内専用6輪車いすクルット MQ-40SW

ミキ

アームサポートが跳ね上がり、
フット・レッグサポートが外側へ
ひらく、移乗に便利な車いす



非課税

- 介助用
フーネレバー
- ひじ当て
ウイング
- ひじ当て
高さ調節
- スイング
アウト
- 背張り
調節
- グリップ
高さ調節
- ノーバンク
タイヤ
- ジョックス
キャスター
- クッション

重さ
15.9
kg

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---------------|-----------|--------------|
| MQ-40SW (ブルー) | 21-5297-0 | 00122-000373 |
| MQ-40SW (レッド) | 21-5298-0 | 00122-000373 |
| MQ-40SW (グレー) | 21-5299-0 | 00122-000373 |


キャスター：(前) 4インチ (後) 3インチ タイヤ：20インチ 折りたたみ：全幅35×全高63×全長72cm

| ご利用者 負担額 (1割) | (2割) | レンタル月極価格 |
|------------------|--------|----------|
| 600円 | 1,200円 | 6,000円 |

室内専用6輪車いすタイトターン TT-01E-2

松永製作所

アームサポートが跳ね上がり、
フット・レッグサポートが外側
へひらく、移乗に便利な車いす



非課税

- 介助用
フーネレバー
- ひじ当て
ウイング
- ひじ当て
高さ調節
- スイング
アウト
- 背張り
調節
- グリップ
高さ調節
- ノーバンク
タイヤ
- ジョックス
キャスター
- クッション

重さ
17.6
kg

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|----------|-----------|--------------|
| TT-01E-2 | 21-5281-0 | 00066-000154 |

キャスター：4インチ タイヤ：20インチ
クッション厚さ：前方4cm、後方2cm 折りたたみサイズ：全幅32.5×全高83・85×全長99cm

| ご利用者 負担額 (1割) | (2割) | レンタル月極価格 |
|------------------|--------|----------|
| 700円 | 1,400円 | 7,000円 |

ケアフィットプラス (介助用)

ミキ

ケアフィットプラス
CARE FIT PLUS



重さ 11.6 kg

※重量はクッション含まず

背張り調整により座位姿勢のバランス維持をサポートする車いす

ワンフィットベルトとエラストックベルトの組み合わせで、利用者の背中をやさしくサポートする車いすです。



ワンフィットベルト


実用新案出願済の背張り調節機能。短時間でのフィッティングが可能です。

かたさの異なる2種類のエラストック ウェビングベルトがやさしくフィットします。



ご利用者様に合わせて座面高を3サイズからお選びいただけます。

| | |
|-------------|--------------|
| グリーンケア | 非課税 |
| 介助用 プレーキレバー | ひじ当て ウイング |
| スイング アウト | 背張り 調節 |
| ノーパンク タイヤ | ショックレス キャスター |
| | クッション |



※前座高・後座高・ひじ高はクッションの厚み含まず

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|-----------|-----------------|
| ケアフィットプラス(介助用) | 21-6385-0 | 00122-000543 |
| 前輪: 6インチ 後輪: 16インチ 折りたたみ: 全幅27×全高60・62.5・65×全長85cm クッション厚さ: 6cm | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 350円 (2割) | 700円 |
| | | レンタル月極価格 3,500円 |

ケアアジャスト (介助用) MC-KM002


ミキ

アームサポートが跳ね上がり、フット・レッグサポートが外側へひらく、移乗に便利な車いす



重さ 13.0 kg

| | |
|-------------|--------------|
| グリーンケア | 非課税 |
| 介助用 プレーキレバー | ひじ当て 高さ調節 |
| スイング アウト | 背張り 調節 |
| ノーパンク タイヤ | ショックレス キャスター |
| シート ベルト | クッション |



※前座高・後座高・ひじ高はクッションの厚み含まず

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|-----------|-----------------|
| MC-KM002 | 21-5246-0 | 00122-000305 |
| 前輪: 6インチ 後輪: 16インチ 折りたたみ: 全幅30×全高65.5・68・70.5×全長65cm クッション厚さ: 5cm | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 600円 (2割) | 1,200円 |
| | | レンタル月極価格 6,000円 |

ふわりす (KF) シリーズ (介助用) (エア軽量タイヤ仕様)


カワムラサイクル

軽くて、コンパクト！持ち運びに便利な車いす



重さ 8.9 kg

| |
|-------------|
| 非課税 |
| 介助用 プレーキレバー |
| スイング アウト |
| ノーパンク タイヤ |
| シート ベルト |



| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|-----------|-----------------|
| KF16-40SB(すみれパープル) | 21-6218-0 | 00160-000240 |
| 前輪: 6インチ 後輪: 16インチ 折りたたみサイズ: 全幅28×全高66×全長84cm | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 500円 (2割) | 1,000円 |
| | | レンタル月極価格 5,000円 |

MM-FIT (介助用) MM-Fit Hi16/Lo16

ミキ



重さ 15.5 kg


重さ 15.4 kg

Hi16 Lo16

からだに合わせて、サイズ調整が可能な車いす

体型や状況に合わせて選べる2サイズ、押し手高・ひじ高調整機能付

| |
|-------------|
| 非課税 |
| 介助用 プレーキレバー |
| スイング アウト |
| ノーパンク タイヤ |



※前座高・後座高・ひじ高はクッションの厚み含まず

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--|-----------|-----------------|
| MM-Fit Hi16 | 21-5302-0 | 00122-000348 |
| MM-Fit Lo16 | 21-5304-0 | 00122-000350 |
| 前輪: 6インチ 後輪: 16インチ 折りたたみ: 全幅32×全高64.5~74.5×全長66.5cm クッション厚さ: 6cm | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 700円 (2割) | 1,400円 |
| | | レンタル月極価格 7,000円 |

ベッド・ベッド付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

認知症老人徘徊感知機器

手すり

歩行補助杖

歩行器

車いす・車いす付属品

スロープ

移動用リフト・つり具

介護保険購入対象品

販売品

情報



車いす・車いす付属品

ベッド・
ベッド
付属品

床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人
徘徊感知
機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

介護保険
購入
対象品

販売品

情報


ネクストコア・アジャスト(介助用) NEXT-61B

松永製作所

からだに合わせて、
サイズ調整が可能な車いす

- 介助用
ブレーキレバー
- ひじ当て
ウイング
- ひじ当て
高さ調節
- スイング
アウト
- 背張り
調節
- グリップ
高さ調節
- ノーバンク
タイヤ
- ジョウグレス
キャスター
- クッション

非課税



※前座高・後座高・ひじ高は
クッションの厚み含まず

重さ
13.6
kg

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---------------|-----------|--------------|
| NEXT-61B(ブルー) | 21-6040-0 | 00066-000321 |

前輪：6インチ 後輪：16インチ 折りたたみサイズ：全幅28×全高67.5×全長95.5cm クッション厚さ：前方4cm後方2cm

| ご利用者 負担額 (1割) | (2割) | レンタル月極価格 |
|------------------|--------|----------|
| 600円 | 1,200円 | 6,000円 |


ネクストコア(介助用) NEXT-21B

松永製作所

背張り調整により座位
姿勢のバランス維持を
サポートする車いす

- 介助用
ブレーキレバー
- ひじ当て
ウイング
- ひじ当て
高さ調節
- スイング
アウト
- 背張り
調節
- グリップ
高さ調節
- ノーバンク
タイヤ
- ジョウグレス
キャスター
- クッション

非課税



重さ
10.8
kg

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---------------|-----------|--------------|
| NEXT-21B(ブルー) | 21-5954-0 | 00066-000316 |

前輪：6インチ 後輪：16インチ 折りたたみサイズ：全幅28×全高65.5×全長93.5cm

| ご利用者 負担額 (1割) | (2割) | レンタル月極価格 |
|------------------|--------|----------|
| 500円 | 1,000円 | 5,000円 |


ネクストコア・マルチ(介助用) NEXT-41B

松永製作所

軽くて、コンパクト！
持ち運びに便利な車いす

- 介助用
ブレーキレバー
- ひじ当て
ウイング
- ひじ当て
高さ調節
- スイング
アウト
- 背張り
調節
- グリップ
高さ調節
- ノーバンク
タイヤ
- ジョウグレス
キャスター
- クッション

非課税



※前座高・後座高・ひじ高は
クッションの厚み含まず

重さ
12.2
kg

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---------------|-----------|--------------|
| NEXT-41B(ブルー) | 21-6042-0 | 00066-000319 |

前輪：6インチ 後輪：16インチ 折りたたみサイズ：全幅27×全高65.5×全長94.5cm クッション厚さ：前方4cm後方2cm

| ご利用者 負担額 (1割) | (2割) | レンタル月極価格 |
|------------------|--------|----------|
| 600円 | 1,200円 | 6,000円 |


軽7 NAH-L7-CS

日進医療器

軽くて、コンパクト！
持ち運びに便利な車いす

- 介助用
ブレーキレバー
- ひじ当て
ウイング
- ひじ当て
高さ調節
- スイング
アウト
- 背張り
調節
- グリップ
高さ調節
- ノーバンク
タイヤ
- ジョウグレス
キャスター
- クッション

非課税



重さ
7.8
kg

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-----------|-----------|--------------|
| NAH-L7-CS | 21-5311-0 | 00175-000169 |

前輪：6インチ 後輪：14インチ 折りたたみサイズ：全幅28×全高69×全長88cm

| ご利用者 負担額 (1割) | (2割) | レンタル月極価格 |
|------------------|--------|----------|
| 500円 | 1,000円 | 5,000円 |

スキット1(介助用) SKT-1

ミキ

軽くて、コンパクト！持ち運びに便利な車いす

- 介助用
ブレーキレバー
- ひじ当て
ウイング
- ひじ当て
高さ調節
- スイング
アウト
- 背張り
調節
- グリップ
高さ調節
- ノーバンク
タイヤ
- ジョウグレス
キャスター
- クッション


非課税



シート幅 40cm

全幅 47cm

20cm



重さ
9.9
kg

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-------|-----------|--------------|
| SKT-1 | 21-5296-0 | 00122-000319 |

前輪：6インチ 後輪：14インチ 折りたたみ：全幅20×全高66.5×全長85cm

| ご利用者 負担額 (1割) | (2割) | レンタル月極価格 |
|------------------|--------|----------|
| 600円 | 1,200円 | 6,000円 |

かるがもくん(介助用) MC-43KDB

ミキ


軽くて、コンパクト！
持ち運びに便利な車いす

- 介助用
ブレーキレバー
- ひじ当て
ウイング
- ひじ当て
高さ調節
- スイング
アウト
- 背張り
調節
- グリップ
高さ調節
- ノーバンク
タイヤ
- ジョウグレス
キャスター
- クッション

非課税



軽量化を追求した14.5φのアルミパイプを
メインフレームに使用。耐荷重100kg対応です。



重さ
9.9
kg

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|----------|-----------|--------------|
| MC-43KDB | 21-5245-0 | 00122-000175 |

前輪：5インチ 後輪：14インチ 折りたたみ：全幅28×全高66×全長84cm

| ご利用者 負担額 (1割) | (2割) | レンタル月極価格 |
|------------------|--------|----------|
| 500円 | 1,000円 | 5,000円 |

税込価格で表記しています。(※非課税 と表記のない商品に限る) サービスコード/車いす 介護給付: 171001 予防給付: 671001

ベッド・
ベッド
付属品


モックスイングアウト (介助用) MOCCSW-43DB

非課税

ミキ

軽くて、コンパクト!
持ち運びに便利な車いす

- 介助用
プレーキレバー ひじ当て
ウイング ひじ当て
高さ調節
- スイング
アウト 背張り
調節 グリップ
高さ調節
- ノーパンク
タイヤ ショックス
キャスター クッション



重さ
11.1
kg

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-------------|-----------|--------------|
| MOCCSW-43DB | 21-5249-0 | 00122-000291 |

前輪: 6インチ 後輪: 16インチ 折りたたみ: 全幅29.5×全高67×全長60cm

| | | | | | |
|------------------|------|------|--------|----------|--------|
| ご利用者 負担額 (1割) | 500円 | (2割) | 1,000円 | レンタル月極価格 | 5,000円 |
|------------------|------|------|--------|----------|--------|

M-1スタイル (介助用) MPC-46JD SHG


非課税

ミキ

シンプルで
スタンダードな車いす

- 介助用
プレーキレバー ひじ当て
ウイング ひじ当て
高さ調節
- スイング
アウト 背張り
調節 グリップ
高さ調節
- ノーパンク
タイヤ ショックス
キャスター クッション

- レッド
- グレー
- ブルー
- 重さ
12.6
kg



| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--------------------|-----------|--------------|
| MPC-46JD SHG (ブルー) | 21-5239-0 | 00122-000336 |
| MPC-46JD SHG (レッド) | 21-5240-0 | 00122-000336 |
| MPC-46JD SHG (グレー) | 21-5241-0 | 00122-000336 |

前輪: 6インチ 後輪: 16インチ 折りたたみ: 全幅33×全高69×全長86.5cm

| | | | | | |
|------------------|------|------|------|----------|--------|
| ご利用者 負担額 (1割) | 400円 | (2割) | 800円 | レンタル月極価格 | 4,000円 |
|------------------|------|------|------|----------|--------|

床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人
徘徊感知
機器

手すり

RXC-1 Lo (介助用)

非課税


ミキ

シンプルで
スタンダードな車いす

- 介助用
プレーキレバー ひじ当て
ウイング ひじ当て
高さ調節
- スイング
アウト 背張り
調節 グリップ
高さ調節
- ノーパンク
タイヤ ショックス
キャスター クッション



ロックブレーキ



重さ
13.3
kg

※前座高・後座高・ひじ高は
クッションの厚み含まず

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---------|-----------|--------------|
| RXC-1Lo | 21-5588-0 | 00122-000429 |

前輪: 6インチ 後輪: 16インチ 折りたたみ: 全幅28×全高66×全長87cm クッション厚さ: 6cm

| | | | | | |
|------------------|------|------|--------|----------|--------|
| ご利用者 負担額 (1割) | 500円 | (2割) | 1,000円 | レンタル月極価格 | 5,000円 |
|------------------|------|------|--------|----------|--------|

BAL-2 (介助用)

非課税


ミキ

軽くて、コンパクト!
持ち運びに便利な車いす

- 介助用
プレーキレバー ひじ当て
ウイング ひじ当て
高さ調節
- スイング
アウト 背張り
調節 グリップ
高さ調節
- ノーパンク
タイヤ ショックス
キャスター クッション



ノーパンクタイヤ



重さ
11.5
kg

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-------|-----------|--------------|
| BAL-2 | 21-5756-0 | 00122-000452 |

前輪: 6インチ 後輪: 16インチ 折りたたみ: 全幅27×全高69×全長86.5cm

| | | | | | |
|------------------|------|------|------|----------|--------|
| ご利用者 負担額 (1割) | 300円 | (2割) | 600円 | レンタル月極価格 | 3,000円 |
|------------------|------|------|------|----------|--------|

歩行
補助杖

歩行器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具


BAL-4 (介助用)

非課税

ミキ

アームサポートが跳ね
上がり、フット・レッ
グサポートが外側へ
ひらく、移乗に便利な
車いす

- 介助用
プレーキレバー ひじ当て
ウイング ひじ当て
高さ調節
- スイング
アウト 背張り
調節 グリップ
高さ調節
- ノーパンク
タイヤ ショックス
キャスター クッション



重さ
13.2
kg

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-------|-----------|--------------|
| BAL-4 | 21-5864-0 | 00122-000454 |

前輪: 6インチ 後輪: 16インチ 折りたたみ: 全幅27.5×全高69.5×全長66.5cm

| | | | | | |
|------------------|------|------|------|----------|--------|
| ご利用者 負担額 (1割) | 300円 | (2割) | 600円 | レンタル月極価格 | 3,000円 |
|------------------|------|------|------|----------|--------|

スキット2 (介助用) SKT-2

非課税


ミキ

軽くて、コンパクト!
持ち運びに便利な車いす

- 介助用
プレーキレバー ひじ当て
ウイング ひじ当て
高さ調節
- スイング
アウト 背張り
調節 グリップ
高さ調節
- ノーパンク
タイヤ ショックス
キャスター クッション



コンパクトに収納できます。



重さ
12.7
kg

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-------|-----------|--------------|
| SKT-2 | 21-5279-0 | 00122-000320 |

前輪: 6インチ 後輪: 14インチ 折りたたみ: 全幅21×全高69.5×全長65cm

| | | | | | |
|------------------|------|------|--------|----------|--------|
| ご利用者 負担額 (1割) | 700円 | (2割) | 1,400円 | レンタル月極価格 | 7,000円 |
|------------------|------|------|--------|----------|--------|

介護保険
購入
対象品

販売品

情報



車いす・車いす付属品

ベッド・
ベッド
付属品

床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人
徘徊感知
機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

介護保険
購入
対象品

販売品

情報

オアシスポジティブ(介助用) OS-12TRSP(スイングアウト&エレベーター付)

松永製作所



座と背シートの角度はそのまま後方に倒れるティルト機能に加え背シートの角度調整も可能なリクライニング機能付き

全幅53cmのコンパクト設計。バックサポートの上部が、前方へ折れ曲がりバックサポート全体で活動的な前向き姿勢をキープします。

非課税

- 介助用ブレーキレバー
- ひじ当てウィング
- ひじ当て高さ調節
- スイングアウト
- 背張り調節
- グリップ高さ調節
- ノーバンクタイヤ
- ショックスキャスター
- クッション
- シートベルト
- ティルト
- リクライニング



重量 25.4kg

※前座高・後座高・ひじ高はクッションの厚み含まず

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--|-----------|----------------------|
| OS-12TRSP | 21-5724-0 | 00066-000296 |
| 前輪: 6インチ 後輪: 12インチ ティルト角度: 0°~25° リクライニング角度: 90°~115° クッション厚さ: 5cm | | |
| 折りたたみサイズ: 全幅 32 × 全高 95.5 × 全長 90.5cm 耐荷重: 75kg | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 900円 | レンタル月極価格 (2割) 1,800円 |
| | | 9,000円 |

TRC-2

ミキ



重量 23.9kg

座と背シートの角度はそのまま後方に倒れるティルト機能に加え背シートの角度調整も可能なリクライニング機能付き

ティルト、リクライニング機能に加え、マルチヘッドサポートなどの調整機能や介助者の腰の負担を軽減する足踏み連動式駐車ブレーキなど多機能な車いすです。

非課税

- 介助用ブレーキレバー
- ひじ当てウィング
- ひじ当て高さ調節
- スイングアウト
- 背張り調節
- グリップ高さ調節
- ノーバンクタイヤ
- ショックスキャスター
- クッション
- シートベルト
- ティルト
- リクライニング




マルチヘッドサポート



アームサポート

新機構のマルチヘッドサポートは上下、前後、左右、回転角度の多彩な調整が可能です。ウイング機構を有したアームサポートは6段階の高さ調整ができます。足踏み連動式駐車ブレーキは足でブレーキ操作を行えるため、介助者の腰への負担を軽減できます。



ティルト機能

おしり、太ももにかかる体重を背中や腰に分散させることができます。前ずれ防止にもなります。



リクライニング機能

ゆったりとくつろぎたい時や、障がいによって姿勢の変換が必要な時に、背もたれの角度を変えることができます。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|-----------|----------------------|
| TRC-2 | 21-5578-0 | 00122-000378 |
| 前輪: 6インチ 後輪: 16インチ 折りたたみ: 全幅 35 × 全高 73 × 全長 79cm | | |
| ティルト角度: 0~25° リクライニング角度: 90~120° | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 1,000円 | レンタル月極価格 (2割) 2,000円 |
| | | 10,000円 |

税込価格で表記しています。(※非課税 と表記のない商品に限る) サービスコード/車いす 介護給付: 171001 予防給付: 671001

グランドフリッチャーSP GF-SP

ミキ



重さ
26.0
kg




座と背シートの角度はそのまま後方に倒れるティルト機能に加え背シートの角度調整も可能なリクライニング機能付き

ティルト・リクライニング機構により、仰臥位から座位まで、状況に応じて車いす上で姿勢の変換ができます。その他にもシートやアームサポート、グリップ高さなど様々な調整機能が付いています。



- 非課税
- 介助用ブレーキパー
 - ひじ当てウイング
 - ひじ当て高さ調節
 - スイングアウト
 - 背張り調節
 - グリップ高さ調節
 - ノーパンクタイヤ
 - ショックスキャスター
 - クッション
 - ティルト
 - リクライニング



| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|-----------|--------------|
| GF-SP | 21-5227-0 | 00122-000274 |
| 前輪: 6インチ 後輪: 14インチ 折りたたみ: 全幅42×全高79.5・82・84.5×全長116.5cm ティルト角度: 0~40° リクライニング角度: 88~170° | | |

| | | | | | |
|--------------|--------|------|--------|----------|---------|
| ご利用者負担額 (1割) | 1,200円 | (2割) | 2,400円 | レンタル月極価格 | 12,000円 |
|--------------|--------|------|--------|----------|---------|

床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人
徘徊感知
機器

手すり

ネットiem

ラクヘルスケア




重さ
30
kg

座と背シートの角度はそのまま後方に倒れるティルト機能に加え背シートの角度調整も可能なリクライニング機能付き

姿勢の崩れを防ぐ機能を持った快適性の高い車いすです。座クッションと背クッションが標準装備されています。ひじ当て着脱式。



- 非課税
- 介助用ブレーキパー
 - ひじ当てウイング
 - ひじ当て高さ調節
 - スイングアウト
 - 背張り調節
 - グリップ高さ調節
 - ノーパンクタイヤ
 - ショックスキャスター
 - クッション
 - ティルト
 - リクライニング



| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|-----------|--------------|
| ネットiem | 21-6007-0 | 00245-000170 |
| 前輪: 5インチ 後輪: 16インチ ティルト角度: 5° ~20° リクライニング角度: 92° ~137° 折りたたみサイズ: 全幅58×全高74.5×全長82cm クッション厚さ: 8cm 耐荷重: 135kg | | |

| | | | | | |
|--------------|--------|------|--------|----------|---------|
| ご利用者負担額 (1割) | 1,200円 | (2割) | 2,400円 | レンタル月極価格 | 12,000円 |
|--------------|--------|------|--------|----------|---------|

歩行
補助杖

歩行器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

リクライニング型車いす MW-14 R-2 (抗菌シート仕様)

松永製作所




重さ
20.3
kg

アームサポートの取り外し、ふくらはぎサポートで移乗に便利な車いす



- 非課税
- 介助用ブレーキパー
 - ひじ当てウイング
 - ひじ当て高さ調節
 - スイングアウト
 - 背張り調節
 - グリップ高さ調節
 - ノーパンクタイヤ
 - ショックスキャスター
 - クッション
 - シートベルト
 - リクライニング



| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|-----------|--------------|
| MW-14 R-2 | 21-5305-0 | 00066-000042 |
| 前輪: 7インチ 後輪: 16インチ リクライニング角度: 95° ~160° 折りたたみサイズ: 全幅24×全高87×全長106.5cm 身長: 150~170cm 耐荷重: 75kg | | |

| | | | | | |
|--------------|------|------|--------|----------|--------|
| ご利用者負担額 (1割) | 750円 | (2割) | 1,500円 | レンタル月極価格 | 7,500円 |
|--------------|------|------|--------|----------|--------|

介護保険
購入
対象品

販売品

情報



床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人
徘徊感知
機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

介護保険
購入
対象品

販売品

情報

マルチエルゴエレベータィング

ミキ



装着例：TRC-2

| | |
|---------------|------------|
| エレベータィング角度可変域 | 12~71° 無段階 |
| フットサポート角度可変域 | ±45° |
| フットサポート位置可変域 | 前後40mm |
| フットサポート幅調整域 | 0~40mm |
| レッグサポート位置可変域 | 10mmピッチ4段階 |

ご利用者の体型や、脚部の状態に合わせて、左右独立して自在にフットサポートの位置を変えられます。フットサポートとレッグサポートの細かい調整が可能です。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|-----------|-----------------|
| マルチエルゴエレベータィング | 29-6338-1 | 00122-000436 |
| 左右別々に脚部の角度を無段階（12~71度）調節、ステップ（足台）角度調整（90度~120度） | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 200円 (2割) | 400円 |
| | | レンタル月極価格 2,000円 |

重さ
2.53
kg

テーブル MS-151

ミキ



※使用イメージ



横差し金具・受け金具
前後にスライドが可能です。

車いすに座ったまま読書や軽作業ができます。テーブルが前後にスライドします。抗菌仕様。

| 商品名 | 商品番号 | TAISコード |
|-------------------------------|-----------|-----------------|
| MS-151 | 29-0370-1 | 00122-000216 |
| サイズ：幅60×奥行45×厚さ1.5cm 重さ：2.5kg | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 100円 (2割) | 200円 |
| | | レンタル月極価格 1,000円 |

重さ
2.5
kg

ボンベ架 MS-134

ミキ



※機種により取り付けできない場合や機能に支障を来す場合があります。



酸素ボンベを携帯する際に使用します。
ベルトによって大きさの調整が可能です。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|----------------|-----------|---------------|
| MS-134 | 29-5918-1 | 00122-000214 |
| 適合ボンベ：最大直径16cm | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 50円 (2割) | 100円 |
| | | レンタル月極価格 500円 |

重さ
0.9
kg

介助用
ブレーキレバー

ひじ当て
ウイング

ひじ当て
高さ調節

スイング
アウト

背張り
調節

グリップ
高さ調節

ノーパンク
タイヤ

ショックス
キャスター

クッション

シート
ベルト

ティルト

リクライニング

単位: cm

ベッド・
ベッド
付属品

税込価格で表記しています。(※非課税 と表記のない商品に限る) サービスコード/車いす 介護給付: 171001 予防給付: 671001

延長用レバー MS-131

ミキ

長さ 短
長さ 長



ブレーキレバーの長さを延長することができます。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|------------|-----------|--------------|
| 延長用レバー (長) | 29-5303-1 | 00122-000426 |

ブレーキレバーを10cm延長

| | | | | | |
|--------------|-----|------|------|----------|------|
| ご利用者負担額 (1割) | 50円 | (2割) | 100円 | レンタル月極価格 | 500円 |
|--------------|-----|------|------|----------|------|

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|------------|-----------|--------------|
| 延長用レバー (短) | 29-5304-1 | 00122-000425 |

ブレーキレバーを5cm延長

| | | | | | |
|--------------|-----|------|------|----------|------|
| ご利用者負担額 (1割) | 50円 | (2割) | 100円 | レンタル月極価格 | 500円 |
|--------------|-----|------|------|----------|------|

ブレーキ延長棒

日進医療器

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--------|-----------|----------------------|
| + 18cm | 29-0213-1 | NISINWHEEL-PPEXT18MM |

| | | | | | |
|--------------|-----|------|------|----------|------|
| ご利用者負担額 (1割) | 50円 | (2割) | 100円 | レンタル月極価格 | 500円 |
|--------------|-----|------|------|----------|------|

松永製作所

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--------|-----------|--------------|
| + 5 cm | 29-5110-1 | 00066-000298 |

| | | | | | |
|--------------|-----|------|------|----------|------|
| ご利用者負担額 (1割) | 50円 | (2割) | 100円 | レンタル月極価格 | 500円 |
|--------------|-----|------|------|----------|------|

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---------|-----------|--------------|
| + 10 cm | 29-5111-1 | 00066-000298 |

| | | | | | |
|--------------|-----|------|------|----------|------|
| ご利用者負担額 (1割) | 50円 | (2割) | 100円 | レンタル月極価格 | 500円 |
|--------------|-----|------|------|----------|------|

カワムラサイクル

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---------|-----------|--------------|
| + 10 cm | 29-7584-1 | 00160-000170 |

| | | | | | |
|--------------|-----|------|------|----------|------|
| ご利用者負担額 (1割) | 50円 | (2割) | 100円 | レンタル月極価格 | 500円 |
|--------------|-----|------|------|----------|------|

杖入れ PO-09C

松永製作所



杖1本を収納します。車いすと杖を併用される方に。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--------|-----------|--------------|
| PO-09C | 29-0150-1 | 00066-000212 |

| | | | | | |
|--------------|-----|------|------|----------|------|
| ご利用者負担額 (1割) | 50円 | (2割) | 100円 | レンタル月極価格 | 500円 |
|--------------|-----|------|------|----------|------|

エルゴエレベータィングⅡ

長さ 2.2 kg

ミキ



ご利用者の体型や、脚部の状態に合わせて自在にフィットサポートの位置を変えられます。ステップに足を乗せたまま左右別々に脚部を上げ下げすることができます。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--------------|-----------|--------------|
| エルゴエレベータィングⅡ | 29-6014-1 | 00122-000383 |

左右別々に脚部の角度を無段階 (12~71度) 調節、ステップ (足台) 角度調整 (90度~120度)

| | | | | | |
|--------------|------|------|------|----------|--------|
| ご利用者負担額 (1割) | 200円 | (2割) | 400円 | レンタル月極価格 | 2,000円 |
|--------------|------|------|------|----------|--------|

スマートヘッドサポート MS-0009

ミキ

長さ 2.0 kg



枕位置調整は前後左右、角度それぞれ独立して行えます。



背パイプを挟んで取付します。穴あけ不要。



取付金具

幅のスライド調整により座幅30~44cmの車いすに取り付けできます。※1



装着例: BAL-1 (写真左-使用時、写真右-折りたたみ時)

車いすの背パイプに簡単に着脱ができます。車いすの背角度、座幅、利用者の姿勢に合わせて、枕の上下・左右・前後の位置、および角度をそれぞれ独立して調整できます。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---------|-----------|--------------|
| MS-0009 | 29-6760-1 | 00122-000461 |

対応可能な座幅 (カタログ値): 最小30/最大44cm ※1 一部特殊フレーム除く

| | | | | | |
|--------------|------|------|------|----------|--------|
| ご利用者負担額 (1割) | 200円 | (2割) | 400円 | レンタル月極価格 | 2,000円 |
|--------------|------|------|------|----------|--------|

床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人
徘徊感知
機器

手すり

歩行
補助杖

歩行
器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

介護保険
購入
対象品

販売品

情報



車いす・車いす付属品

床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人
徘徊感知
機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

介護保険
購入
対象品


販売品

情報

アシストホイール® こんな場面で!

力が
弱い方に…

急勾配の
スロープで…



芝生や砂利道
などで…



- 上り坂はラクラク電動アシスト
- 芝生、砂利道もラクラクスムーズ
- 下り坂は自動的にブレーキ
- 手動車いすと同様の簡単操作



アシストホイールライト

ナブテスコ



重さ
18.4
kg
(バッテリー含む)

気軽に利用できる“電動アシスト車いす”です


登り坂ではモーターがらくらくアシスト、下り坂では自動ブレーキで安心です。操作はシンプルで簡単です。電源を入れる以外にボタンやダイヤル設定は不要です。



センサ内蔵グリップで介護者の負担を自動検知。電源を入れたら、あとは手動車いすと同様に操作するだけです。

非課税

- 介助用ブレーキレバー
- ひじ当て
- ひじ当て高さ調節
- スイングアウト
- 背張り調節
- グリップ
- グリップ高さ調節
- ノーバンクタイヤ
- ジョックス
- ジョックスキャスター
- クッション
- シートベルト



| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--|-----------|--------------|
| アシストホイールライト | 25-5945-0 | 00025-000023 |
| 前輪：6インチ 後輪：16インチ 連続走行距離：約7km 登板角度：10° 耐荷重：75kg | | |
| 折りたたみサイズ：全幅33.5×全高68×全長106cm 満充電までの最大所要時間：130分 | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 1,300円 | レンタル月極価格 |
| (2割) | 2,600円 | 13,000円 |


ハイパワー型アシストホイール100 (自走用) NAW-22C-SD-HP-G-UT

ナブテスコ

少しでもご自分で動かすときがある方に。
※ご自分で操作する場合は必ずスイッチを切ってご利用ください。



重さ
24.6
kg



※前座高・後座高・ひじ高はクッションの厚み含まず

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|-----------|--------------|
| NAW-22C-SD-HP-G-UT | 25-5909-0 | 00025-000015 |
| 前輪：6インチ 後輪：22インチ クッション厚さ：前方5cm後方3cm | | |
| 連続走行距離：約8km 登板角度：14° 耐荷重：100kg | | |
| 折りたたみサイズ：全幅38×全高68.5×全長105cm 満充電までの最大所要時間：2時間 | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 1,800円 | レンタル月極価格 |
| (2割) | 3,600円 | 18,000円 |


ハイパワー型アシストホイール100 (介助用) NAW-16C-DT-HP-G-UT

ナブテスコ

介助者が付き添って車いすを利用される方に。



重さ
24.2
kg



※前座高・後座高・ひじ高はクッションの厚み含まず

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--|-----------|--------------|
| NAW-16C-DT-HP-G-UT | 25-5904-0 | 00025-000012 |
| 前輪：6インチ 後輪：16インチ クッション厚さ：前方5cm後方3cm | | |
| 連続走行距離：約8km 登板角度：14° 耐荷重：100kg | | |
| 折りたたみサイズ：全幅33×全高69×全長75.5cm 満充電までの最大所要時間：2時間 | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 1,800円 | レンタル月極価格 |
| (2割) | 3,600円 | 18,000円 |

税込価格で表記しています。(※非課税 と表記のない商品に限る) サービスコード/車いす 介護給付: 171001 予防給付: 671001

ベッド・
ベッド
付属品

マイピア BT40S

アテックス




重量 107kg
(バッテリー含む)

ヘッドライトは「昼間点灯機能」付き。音声案内機能、操作パネルのデジタル表示により、目と耳で大きな安心。

非課税



大きく見やすい表示パネル



※製品の色や仕様は変更となる場合があります。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--------------------------------------|-----------|--------------|
| BT40S | 25-5910-0 | 00228-000014 |
| 前輪: 3.00-4 後輪: 3.50-5 | | |
| 連続走行距離: 約29km 最高前進速度: 6km/h | | |
| 満充電までの最大所要時間: 12時間 重さ(バッテリー含): 107kg | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 2,000円 | (2割) 4,000円 |
| レンタル月極価格 | 20,000円 | |

床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人
徘徊感知
機器

手すり


マイメイト YM-10AG

ヤマハ

音声案内機能付き
握り込み停止機能、コーナー減速機能、
など機能充実



重量 100kg
(バッテリー含む)



※オプションを付ける場合、
道路交通法をご確認ください。

マイピア
オプション



※全て単品の価格です

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-------------------|-----------|--------------|
| フロントバスケット(S)セット | 29-5977-1 | 00228-000016 |
| ご利用者負担額 (1割) | 50円 | (2割) 100円 |
| レンタル月極価格 | 500円 | |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| リヤバッグセット | 29-5978-1 | 00228-000015 |
| ご利用者負担額 (1割) | 50円 | (2割) 100円 |
| レンタル月極価格 | 500円 | |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| 杖立て(S)セット | 29-5979-1 | 00228-000017 |
| ご利用者負担額 (1割) | 50円 | (2割) 100円 |
| レンタル月極価格 | 500円 | |
| マイピア・マイメイト共通オプション | | |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| 車体カバー | 85-5910-1 | |
| メーカー希望 小売価格 | 8,640円 | |

歩行
補助杖

歩行器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

軽量電動車いす JWX-1M

ミキ



重量 29.5kg
(バッテリー含む)

介助者用のコントローラーとプレーキが標準装備で安心
クラッチの切り替えで手動としても使用できます

非課税



介助者用操作部




スイングアウト機能



電動/手動切り替えクラッチ

- ニッケル水素バッテリー
- 電磁プレーキ標準装備



| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|-----------|--------------|
| JWX-1M | 25-5906-0 | 00122-000307 |
| 前輪: 6インチ 後輪: 22インチ 折りたたみ: 全幅39×全高69×全長76cm | | |
| 連続走行距離: 約15km 満充電までの最大所要時間: 2~3時間(常時) 最高前進速度: 4.5km/h | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 2,500円 | (2割) 5,000円 |
| レンタル月極価格 | 25,000円 | |

介護保険
購入
対象品

販売品

情報



車いす・車いす付属品


車いすクッション

足こぎしやすい ←

→ サポート機能が強い



アウル40レザー／40プラスレザー／40プラスレザー底面テーパー



尾骨や仙骨にかかる圧力を軽減し、床ずれの危険性を低減。

材質/本体: エクスジェル、ウレタンフォーム カバー: ポリエステル、ウレタンフォーム、ウレタンフィルム

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-------------------|-----------|--------------|
| アウル40レザー | 29-5975-1 | 00540-000012 |
| ご利用者負担額 (1割) | 200円 | (2割) 400円 |
| レンタル月極価格 | 2,000円 | |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| アウル40プラスレザー | 29-5974-1 | 00540-000013 |
| ご利用者負担額 (1割) | 250円 | (2割) 500円 |
| レンタル月極価格 | 2,500円 | |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| アウル40プラスレザー底面テーパー | 29-5973-1 | 00540-000014 |
| ご利用者負担額 (1割) | 250円 | (2割) 500円 |
| レンタル月極価格 | 2,500円 | |

アウルREHA




最も圧力がかかる坐骨付近と尾骨を効果的に減圧します。ハイトタイプは坐骨部の沈み込み量を確保した骨突出が顕著な方向への厚手タイプです。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--------------|--------------------------|--------------|
| レギュラー | 29-6999-1 | 00540-000028 |
| サイズ: | 幅40×奥行40×厚さ4cm | |
| ご利用者負担額 (1割) | 200円 | (2割) 400円 |
| レンタル月極価格 | 2,000円 | |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| ハイ | 29-7000-1 | 00540-000029 |
| サイズ: | 幅40×奥行40×厚さ8cm | |
| 材質/本体: | エクスジェル、ウレタンフォーム、ウレタン合成皮革 | |
| カバー: | ポリエステル・ウレタンフォーム・ウレタンフィルム | |
| ご利用者負担額 (1割) | 250円 | (2割) 500円 |
| レンタル月極価格 | 2,500円 | |

FC-コキュー君

アイ・ソネックス




手間いらずの自動調圧バルブのエアアクション。接触圧の分散をはかります。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--------------|-----------|--------------|
| FC-コキュー君 | 29-5971-1 | 00149-000016 |
| ご利用者負担額 (1割) | 150円 | (2割) 300円 |
| レンタル月極価格 | 1,500円 | |

ブレイラハイブリッド・ケアシート BRHS-400BL

ポテイドクターメディカルケア



優れた除圧性能で床ずれを防止。透湿防水面と通気面の両面仕様で使い易い。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-----------------|-----------|--------------|
| ブレイラハイブリッドケアシート | 29-6226-1 | 01149-000014 |
| ご利用者負担額 (1割) | 150円 | (2割) 300円 |
| レンタル月極価格 | 1,500円 | |

ベッド・ベッド付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

認知症老人徘徊感知機器

手すり

歩行補助杖

歩行器

車いす・車いす付属品

スロープ

移動用リフト・つり具

介護保険購入対象品

販売品

情報

介助用
ブレーキバー

ひじ当て
ウイング

ひじ当て
高さ調節

スイング
アウト

背張り
調節

グリップ
高さ調節

ノーパンク
タイヤ

ショックス
キャスター

クッション

シート
ベルト

ティルト

リクライニング

単位: cm


ベッド・
ベッド
付属品

税込価格で表記しています。(※非課税 と表記のない商品に限る) サービスコード/車いす 介護給付: 171001 予防給付: 671001

デュオジェルクッション

厚さ 7.5 cm 重さ 1.7 kg

ケーブ



座位保持が困難で仙骨座りや骨盤後傾を起こしやすい場合も、2種類のジェルで安定した姿勢をサポートします。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-------------|-----------|--------------|
| デュオジェルクッション | 29-5922-1 | 00206-000048 |


材質/本体: シリコンジェル+ウレタンフォーム
カバー: 上面 ポリエステル100% (防水・伸縮) 下面 ターポリン布 (すべり止め加工・防水・防災)

| ご利用者負担額 (1割) | (2割) | レンタル月極価格 |
|--------------|------|----------|
| 200円 | 400円 | 2,000円 |

エルダークッション

厚さ 7.8 cm 重さ 0.93 kg

アイ・ソネックス



立体形状で、前すべりの防止や姿勢の安定がはかれます。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-----------|-----------|--------------|
| エルダークッション | 29-5972-1 | 00149-000020 |

| ご利用者負担額 (1割) | (2割) | レンタル月極価格 |
|--------------|------|----------|
| 150円 | 300円 | 1,500円 |

床ずれ
防止用具

体位
変換器


認知症
老人
徘徊感知
機器

手すり

シーパス

厚さ 5~7 cm 重さ 1.3 kg

モルテン



からだのずり落ちを防止、お尻への圧迫を軽減します。通気性の高いカバーを採用。取りはずして洗濯も可能。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|------|-----------|--------------|
| シーパス | 29-0350-1 | 00054-000030 |


サイズ: 幅40×長さ40×厚さ5 (最厚部7) cm
材質/本体: ウレタンフォーム、ポリスチレンゲル、ウレタン合皮 カバー: 表面ポリエステル、裏面ナイロン+ポリウレタン

| ご利用者負担額 (1割) | (2割) | レンタル月極価格 |
|--------------|------|----------|
| 150円 | 300円 | 1,500円 |

バッククッション (ハイ・ロー) BAC-01/02BK

重さ 約0.5 kg 重さ 約1.1 kg

加地 「座る」を変える体圧「流動」分散。



ロータイプはおしり後部の隙間と両側の支持により適切な体幹および座位安定に。ハイタイプは円背傾向が強く更に体側の支持が必要な方に。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-------|-----------|--------------|
| ロータイプ | 29-7141-1 | 00540-000034 |

| ご利用者負担額 (1割) | (2割) | レンタル月極価格 |
|--------------|------|----------|
| 100円 | 200円 | 1,000円 |

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-------|-----------|--------------|
| ハイタイプ | 29-7142-1 | 00540-000035 |

| ご利用者負担額 (1割) | (2割) | レンタル月極価格 |
|--------------|------|----------|
| 150円 | 300円 | 1,500円 |

歩行
補助杖

歩行器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

エクスジェルサポートバック/エクスジェルサポートシート

重さ 0.9 kg 重さ 1.35 kg

加地

エクスジェルが身体の形に合わせて変形。包み込むようにサポートします。



適合する車いす

自走用 (モジュール型含む) / 介助用 (モジュール型含む) リクライニング型 (背もたれ取りはずし式) / 座幅: 40~42cm

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---------|-----------|--------------|
| サポートバック | 29-0603-1 | 00540-000021 |

材質/本体: エクスジェル・ウレタンフォーム カバー: ポリエステル

| ご利用者負担額 (1割) | (2割) | レンタル月極価格 |
|--------------|------|----------|
| 100円 | 200円 | 1,000円 |

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---------|-----------|--------------|
| サポートシート | 29-0602-1 | 00540-000020 |

材質/本体: エクスジェル・ウレタンフォーム カバー: ポリエステル、ウレタンフィルム

| ご利用者負担額 (1割) | (2割) | レンタル月極価格 |
|--------------|------|----------|
| 100円 | 200円 | 1,000円 |

FC-フィット (背・腰)

アイ・ソネックス

FC-フィット(背) ロングパット2ヶ付 厚さ 1 cm 重さ 0.53 kg FC-フィット(腰) 厚さ 0.5 cm 重さ 0.45 kg



FC-フィット(背)ロングパット2ヶ付は長いパットで体幹をしっかり支えます。円背や斜め座りの方に。FC-フィット(腰)は骨盤を立ててしっかり支えます。骨盤が回旋、後傾している方に。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---------------------|-----------|--------------|
| FC-フィット(背)ロングパット2ヶ付 | 29-6158-1 | 00149-000023 |

| ご利用者負担額 (1割) | (2割) | レンタル月極価格 |
|--------------|------|----------|
| 100円 | 200円 | 1,000円 |

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|------------|-----------|--------------|
| FC-フィット(腰) | 29-6168-1 | 00149-000022 |

| ご利用者負担額 (1割) | (2割) | レンタル月極価格 |
|--------------|------|----------|
| 50円 | 100円 | 500円 |

介護保険
購入
対象品

販売品

情報



床ずれ
防止用具


スロープの走行における注意点

降りる時は、介助者が後ろ向きになり、支えるように降りましょう。

体位
変換器

認知症
老人
徘徊感知
機器

手すり



歩行
補助杖

スロープの選び方

※適用傾斜角度は車いすの種類やご利用者、介助者の体力等により変化します。下記表は目安としてお使いください。
※段差に対し最低でも4倍以上の長さのスロープをお使いください。

歩行器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

介護保険
購入
対象品

販売品

情報

| 段差の高さ | 5cm | 10cm | 15cm | 20cm | 25cm | 30cm | 35cm | 40cm | 45cm | 50cm | 60cm | 70cm |
|--------|-------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 65cm | Green | Yellow | Purple | | | | | | | | | |
| 70cm | Green | Yellow | Purple | | | | | | | | | |
| 85cm | Green | Yellow | Purple | | | | | | | | | |
| 87.5cm | Green | Yellow | Purple | | | | | | | | | |
| 100cm | Green | Yellow | Purple | | | | | | | | | |
| 120cm | Green | Yellow | Purple | | | | | | | | | |
| 125cm | Green | Yellow | Purple | | | | | | | | | |
| 135cm | Green | Yellow | Purple | | | | | | | | | |
| 150cm | Green | Yellow | Purple | | | | | | | | | |
| 165cm | Green | Yellow | Purple | | | | | | | | | |
| 175cm | Green | Yellow | Purple | | | | | | | | | |
| 200cm | Green | Yellow | Purple | | | | | | | | | |
| 205cm | Green | Yellow | Purple | | | | | | | | | |
| 240cm | Green | Yellow | Purple | | | | | | | | | |
| 245cm | Green | Yellow | Purple | | | | | | | | | |
| 255cm | Green | Yellow | Purple | | | | | | | | | |
| 285cm | Green | Yellow | Purple | | | | | | | | | |




でも5°は
ぎつい~!

傾斜角度 5°未満

傾斜角度 10°未満


傾斜角度 10~15°未満



ダンスロープライト・スリム

ダンロップホームプロダクツ

R-85SL 材質：グラスファイバー FRP
R-125SL～R-285SL：カーボンファイバー FRP



より軽く、より安全なスリム設計のスロープです。エッジ(高さ3.5cm。R-85SLは高さ2.5cm)により脱輪の危険性を低減。
※製法上サイズに若干の誤差が生じる場合がございます。

| 商品名 | A(cm) | 重さ(kg) | 商品番号 | 商品コード | ご利用者負担額 | レンタル月極価格 |
|---------|-------|--------|-----------|-------------------|--------------------|----------|
| R-85SL | 85 | 約4 | 28-0973-1 | 00532-000022 (1割) | 400円 (2割) 800円 | 4,000円 |
| R-125SL | 125 | 約5 | 28-0974-1 | 00532-000021 (1割) | 600円 (2割) 1,200円 | 6,000円 |
| R-165SL | 165 | 約7 | 28-0975-1 | 00532-000020 (1割) | 600円 (2割) 1,200円 | 6,000円 |
| R-205SL | 205 | 約9 | 28-0976-1 | 00532-000019 (1割) | 700円 (2割) 1,400円 | 7,000円 |
| R-245SL | 245 | 約11 | 28-0977-1 | 00532-000018 (1割) | 800円 (2割) 1,600円 | 8,000円 |
| R-285SL | 285 | 約13 | 28-0972-1 | 00532-000017 (1割) | 1,200円 (2割) 2,400円 | 12,000円 |

床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人
徘徊感知
機器

手すり

歩行
補助杖


歩行器

車いす・
車いす
付属品

二つ折り携帯用スロープ ダンスロープ ライト

ダンロップホームプロダクツ

材質：カーボンファイバー



両端の落下防止エッジで、より安全に。(S-85には落下防止エッジがついていません)
軽量で、移動の多い場合も携帯しやすいタイプです。最大荷重300kg。軽くても丈夫なカーボンファイバー製。

| 商品名 | A(cm) | 重さ(kg) | 商品番号 | 商品コード | ご利用者負担額 | レンタル月極価格 |
|-------|-------|--------|-----------|-------------------|------------------|----------|
| S-85 | 85 | 約4 | 28-0920-1 | 00532-000013 (1割) | 400円 (2割) 800円 | 4,000円 |
| S-125 | 125 | 約6 | 28-0921-1 | 00532-000012 (1割) | 600円 (2割) 1,200円 | 6,000円 |
| S-165 | 165 | 約8 | 28-0922-1 | 00532-000011 (1割) | 600円 (2割) 1,200円 | 6,000円 |
| S-205 | 205 | 約10 | 28-0923-1 | 00532-000010 (1割) | 750円 (2割) 1,500円 | 7,500円 |
| S-255 | 255 | 約14 | 28-0924-1 | 00532-000016 (1割) | 800円 (2割) 1,600円 | 8,000円 |

スロープ

移動用
リフト・
つり具

介護保険
購入
対象品

販売品

情報



ケアスロープ

材質：FRP+アルミ


ケアメディックス



[ケアスロープ紹介動画]



最大耐荷重
300kg
《日本製》



折り畳み時
全幅 35cm



| 商品名 | A(cm) | 重さ(kg) | 商品番号 | 商品コード | ご利用者負担額 | レンタル月極価格 |
|---------|-------|--------|-----------|-------------------|------------------|----------|
| CS-65 | 65 | 約3 | 28-0979-1 | 00093-000015 (1割) | 300円 (2割) 600円 | 3,000円 |
| CS-100 | 100 | 約5 | 28-0980-1 | 00093-000016 (1割) | 400円 (2割) 800円 | 4,000円 |
| CS-120 | 120 | 約6 | 28-0981-1 | 00093-000017 (1割) | 500円 (2割) 1,000円 | 5,000円 |
| CS-150 | 150 | 約8 | 28-0982-1 | 00093-000018 (1割) | 600円 (2割) 1,200円 | 6,000円 |
| CS-175 | 175 | 約9 | 28-0983-1 | 00093-000019 (1割) | 600円 (2割) 1,200円 | 6,000円 |
| CS-200 | 200 | 約10 | 28-0984-1 | 00093-000020 (1割) | 650円 (2割) 1,300円 | 6,500円 |
| CS-240C | 240 | 約12 | 28-1015-1 | 00093-000021 (1割) | 750円 (2割) 1,500円 | 7,500円 |

STEP 1



- ・ 介助者の状況を確認し、選定してください。
- ・ 段差の高さを確認し、スロープの長さだけでなく角度も含めて選定してください。

老老介護の場合 推奨角度8°
スロープの長さ
||
段差の高さ × 8倍以上

ケアスロープ選定理由例

《CS-175》
玄関に約20cmの段差があり、間口が71cmの為、設置可能であり、転倒を防止し介助負担を軽減するために選定。

《CS-240C》
玄関に約30cmの段差があり、間口が71cmの為、設置可能で脱輪防止エッジがあり車いすが安全に移動できるスロープとして選定。

STEP 2

- ・ 日本家屋に多い狭い間口・場所でも設置可能な、幅狭設計です。




- ・ 下端部までエッジが無いので、狭い場所で車いすが直角に乗り入れしやすい設計です。

- ・ アルミ製脱輪防止エッジにより衝撃に強く、丈夫で安全に走行することができます。

STEP 3

- ・ 収納しやすい自立設計です。
- ・ 様々な段差に応じて長さを選択できる豊富なラインナップを取り揃えております。



- ・ スロープの先端までアルミ加工を施すことにより、設置時にしっかりと固定できます。

STEP 4



- ・ 設置の際は必ず上端が4cm以上かかっていること、ガタツキがないこと、走行面に異物がないことを確認したうえでご使用ください。
- ・ 走行面にソフトなすべり止めを採用しているため、室内使用時にスロープの上を裸足でも歩いても痛みありません。

スロープ

移動用
リフト・
つり具

介護保険
購入
対象品

販売品

情報

エコ段差スロープN

マツ六

置くだけで「つまずき」の原因の
段差を解消!



76

| 商品名 | 高さ (cm) | 奥行き (cm) | 重さ (kg) | 商品番号 | 商品コード | ご利用者負担額 | レンタル月極価格 |
|-----|---------|----------|---------|-----------|-------------------|---------------|----------|
| 10N | 1 | 4 | 0.2 | 28-1030-1 | 01265-000120 (1割) | 50円 (2割) 100円 | 500円 |
| 14N | 1.4 | 6 | 0.3 | 28-1016-1 | 01265-000095 (1割) | 50円 (2割) 100円 | 500円 |
| 20N | 2 | 8 | 0.6 | 28-1017-1 | 01265-000096 (1割) | 50円 (2割) 100円 | 500円 |
| 25N | 2.5 | 10 | 1 | 28-1018-1 | 01265-000097 (1割) | 50円 (2割) 100円 | 500円 |
| 30N | 3 | 12 | 1.3 | 28-1019-1 | 01265-000098 (1割) | 50円 (2割) 100円 | 500円 |
| 35N | 3.5 | 14 | 1.9 | 28-1026-1 | 01265-000116 (1割) | 50円 (2割) 100円 | 500円 |
| 40N | 4 | 16 | 2.3 | 28-1027-1 | 01265-000117 (1割) | 50円 (2割) 100円 | 500円 |
| 45N | 4.5 | 18 | 2.9 | 28-1028-1 | 01265-000118 (1割) | 50円 (2割) 100円 | 500円 |
| 50N | 5 | 20 | 3.6 | 28-1029-1 | 01265-000119 (1割) | 80円 (2割) 160円 | 800円 |
| 55N | 5.5 | 22 | 4.7 | 28-1031-1 | 01265-000121 (1割) | 80円 (2割) 160円 | 800円 |
| 60N | 6 | 24 | 5.7 | 28-1032-1 | 01265-000122 (1割) | 80円 (2割) 160円 | 800円 |

床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人
徘徊感知
機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器


車いす・
車いす
付属品

安心のご提案

滑りにくく、足にソフトな素材



端部は安心のラウンド加工



車イスや歩行者が
側面からアプローチしても
ラウンド加工されているので
安心です。


安心のずれ防止仕様

置くだけでずれにくい
特殊仕様



勾配は全タイプ14°

断面図 ※敷居にピッタリと付けてください。



車イスでの段差越えや歩行での
つまずき防止に安心です。

対応段差 全11タイプで室内の段差に幅広く対応します!

スロープ

移動用
リフト・
つり具

介護保険
購入
対象品

販売品

情報



移動用リフト・つり具

移動用リフトの選び方

移動用リフトは使用場所と使用目的の確認をしましょう。

また使い場所により座位保持が可能かどうかという身体機能でリフトの使い分けをすることがあります。

座位バランスがいいが立ち上がりが困難なのか、座位保持が困難なのかをまず確認するようにしましょう。

移動用リフトの種類と特長

| | | | | | | | |
|----------|-----------------------|--|---------------------|--|---|---|--|
| 自立 ↑ | 屋外で | 外から中へ。中から外へ。段差がある場所でも車いすに乗ったまま安全に移動できます。 | 居室で | 床や椅子からの立ち座りや移乗の動作をサポートします。 | ベッドから車いすやポータブルトイレへの移乗など、居室や寝室での利用に。 | 浴室で | 滑りやすく事故の危険性が高い浴室や浴槽への出入りを、より安全にスムーズに。 |
| | 車いすに乗ったままでの移動に |  UD-320CS | 床や椅子からの立ち座りに |  エコライト | ベッドからの離床や室内での移動に | 浴槽への出入りに |  バスリフト |
| ↓ 全介助 | UD-320CL |  UD-310S | | マイティライトⅢ |  つるペーBセット | 浴室での移動や浴槽への出入りに |  つるペーF1セット |
| | | | | | |  つるペーF2Rセット | |

つり具の種類と特長

介護保険対象購入品

リフトの種類により専用のつり具が必要です。移動用リフトのつり具とは、リフトを使用するときを身体を包み込んで持ち上げる部分です。身体機能、使用場面、介護者の状況などに応じて種類を選択する必要があります。



ハーフサイズシート

からだが比較的安定して座位がとれる方に。



フルサイズシート

座位が安定していない方に。からだ全体をしっかり包みます。



ベルト型シート

装着が簡単。取扱いやすいタイプです。



トイレ用シート

臀部が大きく開いています。下着の着脱に便利です。

※ご利用になるリフトの種類によって対応するつり具があります。各移動用リフトごとに適したつり具をお選びください。つり具のサイズについてはグリーンケア取扱店にご相談ください。

ベッド・ベッド付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

認知症老人徘徊感知機器

手すり

歩行補助杖

歩行器

車いす・車いす付属品

スロープ

移動用リフト・つり具

介護保険購入対象品

販売品

情報

車椅子用電動昇降機 UD-320CS


いちら



重さ
75
kg



ロールカーテンや停電時の非常降下スイッチ、いたずら防止のキースイッチなど安全面には細心の注意を払っています。平らな場所があれば設置のための基礎工事は必要ありません。



建物の寸法
次の各部の寸法をご確認ください。
①地面から出入り口までの高さ: 65cm 以下
②出入り口の開口寸法: 72cm 以上
③壁から出入り口までの寸法: 16cm 以上
④敷地幅の寸法: 149.5cm 以上
設置面
水平な場所に設置してください。
土の上には直接設置しないでください。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--------------------------|-------------|-------------------------|
| UD-320CS | 22-5867-1 | 00084-000093 |
| 全長 (スロープを下げたとき): 145.5cm | | 全幅: 93cm |
| 全高: 111.5~172cm | | テーブル内寸: 幅68×長さ114cm |
| 昇降範囲: 5.5~65cm | | スロープ: 幅68.5×長さ27.5cm |
| ブリッジ: 幅68.5cm×長さ27.5cm | | 昇降時間: 50Hz=52秒/60Hz=43秒 |
| 重さ: 75kg | | 耐荷重: 150kg |
| スロープ角度: 10度 | | 使用電源: AC100V |
| ご利用者負担額 (1割) | 2,200円 (2割) | 4,400円 |
| | | レンタル月極価格 22,000円 |

使用場所: 屋外
使用条件: 直進進入

床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人
徘徊感知
機器

手すり

車椅子用電動昇降機 UD-320CL


いちら



重さ
79
kg



建物の構造に合わせて、L字乗り込みができます。平らな場所があれば設置のための基礎工事は必要ありません。



建物の寸法
次の各部の寸法をご確認ください。
①地面から出入り口までの高さ: 65cm 以下
②出入り口の開口寸法: 72cm 以上
③壁から出入り口までの寸法: 16cm 以上
④敷地幅の寸法: 130cm 以上
設置面
水平な場所に設置してください。
土の上には直接設置しないでください。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|------------------------|-------------|-------------------------|
| UD-320CL | 22-5864-1 | 00084-000094 |
| 全長 (ブリッジを立てたとき): 126cm | | 全幅 (スロープを下げたとき): 129cm |
| 全高: 111.5~172cm | | テーブル内寸: 幅73.5×長さ114cm |
| 昇降範囲: 5.5~65cm | | スロープ: 幅99×長さ35cm |
| ブリッジ: 幅68.5cm×長さ27.5cm | | 昇降時間: 50Hz=52秒/60Hz=43秒 |
| 重さ: 79kg | | 耐荷重: 150kg |
| スロープ角度: 6度 | | 使用電源: AC100V |
| ご利用者負担額 (1割) | 2,200円 (2割) | 4,400円 |
| | | レンタル月極価格 22,000円 |

使用場所: 屋外
使用条件: L字進入

歩行
補助杖

歩行器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

車椅子用電動昇降機 UD-310S


いちら



重さ
78
kg



テーブル下面への入り込み防止などがあり、安全です。



建物の寸法
次の各部の寸法をご確認ください。
① 65cm 以下
② 76cm 以上
③ 16.2cm 以上
設置面
水平な場所に設置してください。土の上には直接設置しないでください。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--------------------------|-------------|------------------------------|
| UD-310S | 22-5745-1 | 00084-000067 |
| 全長 (スロープを下げたとき): 145.5cm | | 全幅: 103cm |
| 全高: 131~193.5cm | | テーブル内寸: 幅68.5×長さ106.5cm |
| 昇降範囲: 6~65cm | | スロープ: 幅73×長さ30cm |
| 重さ: 78kg | | 耐荷重: 150kg |
| ブリッジ: 幅73cm×長さ30cm | | 昇降時間無負荷時: 50Hz=52秒, 60Hz=43秒 |
| スロープ角度: 10度 | | 使用電源: AC100V |
| ご利用者負担額 (1割) | 2,200円 (2割) | 4,400円 |
| | | レンタル月極価格 22,000円 |

使用場所: 屋外
使用条件: 直進進入

介護保険
購入
対象品

販売品

情報



移動用リフト・つり具

独立宣言エコライト DSERA

コムラ製作所

ベッド・
ベッド
付属品

床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人
徘徊感知
機器

手すり

使用場所：居室
使用条件：立ち上がり


歩行
補助杖



昇降座いすのスタンダードモデルです。アームレスト跳ね上げ式。



肘掛け先端の大型レバーを上へ引けばアップ、下へ押せばダウン。



| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-----------------------|-----------|------------------|
| DSERA | 22-5744-1 | 00088-000012 |
| 耐荷重：100kg 使用電源：AC100V | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 1,000円 | (2割) 2,000円 |
| | | レンタル月極価格 10,000円 |

バスリフト EWB101N

TOTO

歩行器

車いす・
車いす
付属品

スロープ




電動でシートが上下し、浴槽での立ち座りや出入りをサポートします。

重さ
20
kg

～バスリフトはこんな方におすすめです～

- ひとりで立ち座りができない方
介助者への負担が少なく、気軽に入浴を楽しめます。
- 浴槽をまたいで立ち座りが不安な方
バスリフトに座ったまま入浴でき安心です。
- ひざや腰を曲げるのがツライ方
電動で昇降するので、膝や腰への負担がかかりません



| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|-----------|------------------|
| EWB101N | 22-0701-1 | 00187-000111 |
| ご利用可能体重：35～100kg 充電時間：50分 (1回の充電で約10往復) バッテリー：DC12V | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 1,400円 | (2割) 2,800円 |
| | | レンタル月極価格 14,000円 |

移動用
リフト・
つり具

使用場所：浴室
身体機能：端座位可

介護保険
購入
対象品

販売品

情報

バスリフト EWB101N アームレスト乗越えキット付


TOTO



重さ
20.8
kg

介護保険対象購入品

トランスファーボード
EWB200R 接続キット付



乗越えキット



浴槽にアームレストが付いている場合はこちらをご利用ください。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|-----------|------------------|
| EWB101N アームレスト乗越えキット付 | 22-0702-1 | 00187-000111 |
| ご利用可能体重：35～100kg 充電時間：50分 (1回の充電で約10往復) バッテリー：DC12V | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 1,500円 | (2割) 3,000円 |
| | | レンタル月極価格 15,000円 |

| 商品番号 |
|----------------|
| 41-6897-1 |
| 耐荷重：100kg |
| メーカー希望 小売価格 |
| 34,776円 |

使用場所：浴室
身体機能：端座位可

床走行式リフト マイティライトⅢ

ミクニ

非課税 重量 34.5kg




[手動降下装置]



万が一、リモコン操作による上昇降下が出来ない場合、樹脂部を回転させる事で、吊られた人を下ろす事が可能です。

[折りたたみ可能]



工具を使用せずに折りたたむ事が可能です。車内への積込も可能となり、外出先で使用する事も可能です。

[動画] マイティライトⅢ使用例


～ベッドからの移動編～



～車いすからベッドへの移動編～



コンパクトな仕様かつ、6輪キャスター(前輪Wキャスター)で、小回りに優れています。



前脚高さが6.1cm。低床ベッドでも使用できるリフトです。手動降下装置、電圧低下時降下機構を装備。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---------------------|-------------|--------------------|
| マイティライトⅢ | 22-5888-0 | 00139-000027 |
| 前脚高さ: 6.1cm | | バッテリー: 電源AC100Vで充電 |
| 前輪: 3.5cm (Wキャスター式) | | 後輪: 7.5cm (ブレーキ付) |
| | | 耐荷重: 160kg |
| ご利用者負担額 (1割) | 1,200円 (2割) | 2,400円 |
| | | レンタル月極価格 |
| | | 12,000円 |

使用場所: 居室
使用できるベッド: ケア優/ミオレット・フォーユー/楽匠Z/楽匠S(要ハイトスペーサー)

マイティライトⅢ用つり具

ミクニ

※掲載以外のつり具も取り扱っております。お気軽にお問い合わせ下さい。

介護保険対象購入品



ハイバック4点式

| 商品番号 |
|--------------------------|
| 43-5592-1 |
| 適応身長: 140cm以上 耐荷重: 100kg |
| メーカー希望小売価格 |
| 59,400円 |



スリングローバック・スタンダード

| サイズ | 商品番号 |
|--------------------------|-----------|
| S | 43-5640-1 |
| 適応身長: 155cm未満 耐荷重: 100kg | |
| サイズ | 商品番号 |
| M | 43-5629-1 |
| 適応身長: 155cm以上 耐荷重: 100kg | |
| メーカー希望小売価格 | 43,200円 |

床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人
徘徊感知
機器

手すり

歩行
補助杖

歩行
器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

介護保険
購入
対象品

販売品

情報



移動用リフト・つり具

ベッド・
ベッド
付属品

床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人
徘徊感知
機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

介護保険
購入
対象品

販売品

情報

つるべー Bセット (寝室用)

モリトー




使用場所: 居室

使用できるベッド:



アームが360度回転するため、広い範囲で使用できます。


非課税



| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|-----------|------------------|
| 85cm | 22-5720-0 | 00229-000005 |
| 本体重さ: 51.3kg 電装品重さ: 5.1kg 電源: AC100V 耐荷重: 100kg | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 1,800円 | (2割) 3,600円 |
| | | レンタル月極価格 18,000円 |

つるべー F1セット (浴室用)

モリトー



使用場所: 浴室

身体機能: 座位困難


| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|------|-----------|--------------|
| 70cm | 22-5722-0 | 00229-000002 |
| 85cm | 22-5723-0 | 00229-000002 |

本体重さ: (アーム70cm)21.2kg, (アーム85cm)21.6kg 電装品重さ: 5.1kg 電源: AC100V 耐荷重: 100kg

| | | | |
|--------------|--------|-------------|------------------|
| ご利用者負担額 (1割) | 3,500円 | (2割) 7,000円 | レンタル月極価格 35,000円 |
|--------------|--------|-------------|------------------|

つるべー F2Rセット (浴室用)

モリトー



使用場所: 浴室

身体機能: 座位困難

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---------------------|-----------|--------------|
| 第1アーム30cm 第2アーム70cm | 22-5725-0 | 00229-000016 |
| 第1アーム30cm 第2アーム85cm | 22-5726-0 | 00229-000016 |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| 第1アーム40cm 第2アーム70cm | 22-5728-0 | 00229-000016 |
| 第1アーム40cm 第2アーム85cm | 22-5729-0 | 00229-000016 |

本体重さ: (第1アーム30cm×第2アーム70cm)26.2kg (第1アーム30cm×第2アーム85cm)26.6kg (第1アーム40cm×第2アーム70cm)27kg (第1アーム40cm×第2アーム85cm)27.4kg

電装品重さ: 5.1kg 電源: AC100V 耐荷重: 100kg

| | | | |
|--------------|--------|-------------|------------------|
| ご利用者負担額 (1割) | 3,500円 | (2割) 7,000円 | レンタル月極価格 35,000円 |
|--------------|--------|-------------|------------------|

つるべー用つり具

モリトー




エヴァスリング ハーフ

| サイズ | 商品番号 |
|-----|-----------|
| 中 | 43-5511-1 |

耐荷重: 140kg

メーカー希望
小売価格

42,120円



エヴァスリング フル

| サイズ | 商品番号 |
|-----|-----------|
| 中 | 43-5528-1 |

耐荷重: 140kg

メーカー希望
小売価格

51,840円



入浴シート パオ
メッシュブルー (ハーフサイズ)

| 商品番号 |
|-----------|
| 43-5507-1 |

耐荷重: 140kg

メーカー希望
小売価格

42,120円


介護保険対象購入品



介護保険購入対象品 腰掛便座・入浴補助用具

単位: cm / 税込価格で表記しています。(※非課税 と表記のない商品に限る)

家具調トイレ セレクトRコンパクト アロン化成



標準

| | パケツ容量 | 重さ | 付属品 |
|----------|-------|---------|---------------|
| 標準 | 9L | 約14.0kg | 防臭消耗品、吸着便座シート |
| ソフト便座 | | 約14.0kg | 防臭消耗品 |
| 暖房便座 | | 約14.7kg | 防臭消耗品 |
| 標準・快適脱臭 | | 約14.6kg | 消臭剤フォームタイプ1本 |
| ソフト・快適脱臭 | | 約14.6kg | 消臭剤フォームタイプ1本 |
| 暖房・快適脱臭 | | 約15.3kg | 消臭剤フォームタイプ1本 |

| 便座タイプ | 商品番号 | メーカー希望小売価格(税込) |
|----------|-----------|----------------|
| 標準便座 | 35-6753-1 | 38,880 円 |
| ソフト便座 | 35-6754-1 | 45,360 円 |
| 暖房便座 | 35-6755-1 | 55,620 円 |
| 標準・快適脱臭 | 35-6756-1 | 63,720 円 |
| ソフト・快適脱臭 | 35-6757-1 | 70,200 円 |
| 暖房・脱臭 | 35-6758-1 | 79,920 円 |

安寿 折りたたみシャワーベンチFSフィット アロン化成


コンパクトで狭い浴室でも場所をとりません。



レッド

ブルー

グリーン



単位: cm

| | |
|--------|--------------------|
| 折りたたみ時 | 幅46×奥行15×高さ80~91cm |
| 座面 | 幅41×奥行33cm |
| 重さ | 4kg |

| 商品番号 |
|--------------------|
| 41-7085-1 レッド |
| 41-7086-1 ブルー |
| 41-7087-1 グリーン |
| メーカー希望 小売価格(税込) |
| 29,160 円 |

ベッド・
ベッド
付属品

床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人
徘徊感知
機器

手すり

安寿 高さ調節付浴槽手すり UST-130N/UST-200N アロン化成

アロン化成



レッド

ブルー

またぎ動作のしやすさを重視した
ループ形状のグリップです。

| | |
|-----------------|---|
| 取付け可能な 浴槽の壁厚 | (130N)4.5~13cm (200N)11.5~20cm |
| サイズ | 幅18×奥行(130N)29~38 (200N)36~43×高さ42cm |
| 浴槽上面~ 手すり高さ | 11・14・17・20・23・ 26cm(6段階) |


| 商品名 | 商品番号 | メーカー希望小売価格(税込) |
|----------|---------------|----------------|
| UST-130N | 41-6948-1 レッド | 28,620 円 |
| | 41-6949-1 ブルー | |
| UST-200N | 41-6950-1 レッド | 29,700 円 |
| | 41-6951-1 ブルー | |

歩行
補助杖

歩行者

安寿 ポータブルトイレ FX-CP アロン化成

アロン化成



ベージュ



さくら

※便座高は補高スペーサーを含む

| | パケツ容量 | 重さ | 付属品 |
|---------|-------|---------|---------------|
| 標準 | 10L | 約10.8kg | 防臭消耗品、便座カバー1枚 |
| ソフト便座 | | 約10.9kg | 防臭消耗品 |
| 暖房便座 | | 約11.5kg | 防臭消耗品 |
| 快適脱臭 | | 約11.7kg | 消臭剤フォームタイプ1本 |
| 暖房・快適脱臭 | | 約12.3kg | 消臭剤フォームタイプ1本 |

| 便座タイプ | 商品番号 | メーカー希望小売価格(税込) |
|----------|----------------|----------------|
| 標準便座 | 35-6355-1 ベージュ | 27,540 円 |
| | 35-6717-1 さくら | |
| ソフト便座 | 35-6357-1 ベージュ | 34,020 円 |
| | 35-6719-1 さくら | |
| 暖房便座 | 35-6359-1 ベージュ | 44,280 円 |
| | 35-6720-1 さくら | |
| ソフト・快適脱臭 | 35-6361-1 ベージュ | 58,860 円 |
| | 35-6721-1 さくら | |
| 暖房・快適脱臭 | 35-6363-1 ベージュ | 68,580 円 |
| | 35-6722-1 さくら | |

※カタログ掲載以外の商品も多数取り扱っております。お気軽にお問い合わせください。
※別途配送料がかかる場合があります。


ステンレス浴槽台Rあしぴたジャスト15-20 アロン化成

浴槽にくっつく中央吸盤付脚ゴムで安心です。



レッド

ブルー



単位: cm

| | 重さ | 商品番号 | メーカー希望小売価格(税込) |
|--------|-------|-------------------|----------------|
| 標準 | 2.9kg | 41-6993-1 標準 レッド | 19,440 円 |
| ソフト | 2.8kg | | |
| ■浴槽内専用 | | | |
| | | 41-6994-1 標準 ブルー | 20,520 円 |
| | | 41-7000-1 ソフト レッド | |

介護保険
購入
対象品

販売品

情報

※地域によっては介護保険を適用できない場合があります。

※地域によっては介護保険を適用できない場合があります。



トロミダイヤ

三菱商事フードテック

飲み物を選ばず、何にでも簡単にとろみがつきます。無味無臭なので、水やお茶といった味の薄い飲み物でも味を損なうことがありません。刻み食のあんかけや、ミキサー食のトロみづけにもご利用頂けます。分散性、溶解性に優れ、だまになりにくいのが特徴です。



500g

| 商品名 | 商品番号 |
|-----------------|-----------|
| トロミダイヤ 500g×10袋 | 85-6563-1 |

原材料：デキストリン、増粘多糖類

賞味期限：製造日から1年半

保存方法：直射日光避け、常温保存

メーカー希望
小売価格

28,080 円

| 商品名 | 商品番号 |
|---------------|-----------|
| トロミダイヤ 2kg×4袋 | 85-6681-1 |

原材料：デキストリン、増粘多糖類

賞味期限：製造日から1年半

保存方法：直射日光避け、常温保存

メーカー希望
小売価格

オープン価格 円

ご使用方法

各飲料をよくかき混ぜながら必要量を一気に加え、1分位攪拌してください。牛乳、スポーツドリンク、濃厚流動食など、トロみのつきにくい飲料は、一度よくかき混ぜた後、5～10分程おいてから、再びかき混ぜてください。

トロミダイヤの各種硬さ別使用量

各種飲料100gへの使用量

| 飲料の種類 | 飲料温度 (°C) | 使用量の基準 | | |
|--------|-----------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| | | 必要となる添加量 (g) | | |
| | | ポタージュ状 (200N/m ²) | とんかつソース状 (400N/m ²) | ケチャップ状 (700N/m ²) |
| 水 | 20°C | 1.3g | 2.9g | 4.8g |
| お茶 | 85°C | 1.8g | 3.3g | 5.4g |
| 100%果汁 | 20°C | 2.0g | 3.4g | 4.7g |
| 牛乳 | 20°C | 2.9g | 4.1g | 5.5g |
| 味噌汁 | 85°C | 1.8g | 3.0g | 4.2g |

※お召し上がりになる方の状態に応じて調整を行ってください。

トロミダイヤ栄養成分表 (100g)

| | |
|-------|---------|
| エネルギー | 312Kcal |
| 水分 | 6.4g |
| たんぱく質 | 0.5g |
| 脂質 | 0.1g |
| 糖質 | 65.0g |
| 食物繊維 | 25.1g |
| 灰分 | 3.0g |
| ナトリウム | 457mg |
| カルシウム | 270mg |
| カリウム | 868mg |
| リン | 43mg |
| 鉄 | 0.4mg |

使用例



お茶

味噌汁

牛乳

使い捨て プラスチック手袋

リブドゥコーポレーション

オムツ交換時の必須アイテム。
使いやすいリフレのプラスチック手袋。

作業がしやすいぴったりフィットタイプで、耐久性にも優れています。
左右兼用なので、ムダなくお使いいただけます。

●素材 / 塩化ビニール樹脂 (フタル酸系可塑剤)



| 商品名 | サイズ | 商品番号 | 袋入数 | ケース入数 | メーカー希望小売価格(税込) |
|-----|-----|-----------|-------|-------|----------------|
| 粉付き | S | 39-6461-1 | 100枚入 | 20箱入 | オープン価格 |
| | M | 39-6463-1 | | | |
| | L | 39-6465-1 | | | |
| 粉なし | S | 39-6467-1 | | | |
| | M | 39-6469-1 | | | |
| | L | 39-6471-1 | | | |

製品サイズ：(S)23×8.5cm (M)23×9.5cm (L)23×10.5



床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人
徘徊感知
機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

介護保険
購入
対象品

販売品

情報

あゆみシューズ

徳武産業

足の悩みは人それぞれ。お悩みに合わせての靴選び。

皆様のたくさんの「声」で生まれる「あゆみ」
お客様の足元を守るため、様々な工夫をしています

特長 1

あゆみカーブでつまずきにくい

年とともに変わる歩行の変化を考え、つま先は適度な反り返りでつまずきを防止します

あゆみカーブはやさしさの角度でつまずきを防止します



特長 5

靴の内側でも調整できる

中敷を取り外したり挿入することで微調整ができます



特長 2

軽量

軽量でありながら安心の履き心地です

特長 3

かかとをしっかり支える

カップインソールが足をやさしく包み、かかと部のカウンターがしっかり支えます

特長 4

調整しやすい

足の状態に合わせてベルトやひもで調整が可能です

マジックベルトで簡単調整

※画像はダブルマジックⅢです

施設用

軽くて履き心地良く1日中履いていても疲れにくい

室内用

足をふんわり包み込むように…お家の中でも安心、快適です

外出用

さりげなく履けて、お出かけをサポートします

それぞれの目的に合わせて

| | 施設用 | 室内用 | 室内用 | 室内用 | 外出用 | 外出用 |
|-----------------|------------------|-------------------|-------------|------------|-------------|------------------|
| 商品名 | デイウォーク | モカスリッポン | エスパダマカロン | 結 | Boa®ウォーク | さざなみ |
| サイズ | S~5L | S~5L | S~3L | M~LL | S~5L | S~3L |
| メーカー希望小売価格 (両足) | 5,724~ 円 | 6,048~ 円 | 2,484~ 円 | 4,104~ 円 | 14,580~ 円 | 6,480~ 円 |
| 商品名 | ウイングストレッチ | ダブルマジックⅡ/Ⅲ | チャルパー | スリットベルト | GBストレッチ | ウイングストレッチ合皮 |
| サイズ | S~3L | S~5L(Ⅲ) 6L(Ⅱ) | M~3L | M~LL | 21.5~24.5 | S~3L |
| メーカー希望小売価格 (両足) | 6,480~ 円 | 6,048~ 円 | 3,888~ 円 | 2,808~ 円 | 7,560~ 円 | 6,480~ 円 |
| 商品名 | ダブルマジックⅡ/Ⅲ | オープン和 | ワイドベルト | ワイドベルトワッフル | Boa®オープン | コンフォートⅢ |
| サイズ | S~5L(Ⅲ) 6L(Ⅱ) | S~5L | S~3L | M~3L | S~5L | S~5L |
| メーカー希望小売価格 (両足) | 6,048~ 円 | 6,480~ 円 | 3,888~ 円 | 3,456~ 円 | 15,660~ 円 | 7,992~ 円 |
| 商品名 | ダブルマジックⅡ/Ⅲワイドサイズ | オープンマジックⅡ/Ⅲワイドサイズ | オープンルームメッシュ | ワイドボアオープン | ケアフルⅢワイドサイズ | ダブルマジックⅡ合皮ワイドサイズ |
| サイズ | S~5L(Ⅲ) 6L(Ⅱ) | S~5L | M~3L | M~LL | S~5L | S~5L |
| メーカー希望小売価格 (両足) | 7,776~ 円 | 7,776~ 円 | 3,888~ 円 | 3,456~ 円 | 9,720~ 円 | 9,180~ 円 |

※掲載商品は一例となります

床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人
徘徊感知
機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

介護保険
購入
対象品

販売品

情報



特別 企画 住宅改修

制作：(株)CSS

介護保険で住宅改修に適用される特定6項目

- 1 手すりの取り付け
- 2 段差の解消
- 3 滑り防止及び移動の円滑化のための床材の変更
- 4 引き戸等への扉の取替え
- 5 洋式便器等への便器の取替え
- 6 その他(住宅改修に付帯して必要となる住宅改修)

[介護保険の場合]

支給される
限度額は **200,000円**

事前申請 が必要です

ご注意

- ① **補助金が適用される工事と補助金が適用されない工事がある**ので注意が必要です。
- ② **適用される工事費用の1割**(所得により負担割合が変更される場合もあります。) **を、対象者が負担する必要があります。**
- ③ **支給限度額以内であれば、複数回に分けて行った場合でも保険給付を受けることができます。**

詳しくは、ご担当のケアマネジャーや福祉住環境コーディネーターにご相談ください。

バリアフリーを考える

お困りの場所は どこですか？

1日の生活の中で、
「場所別」に色々な介護シーンから検証しましょう！





お困りの場所はどこですか??

1 居室・寝室

空調管理 に配慮しましょう！

気分転換、熱中症予防、ニオイ対策など



熱中症予防

見やすい温湿度計



ルームエアコン




ニオイ対策

おむつポット



空気清浄機



脱臭器




床材の変更 が介護の質を飛躍的に向上させることもあります。

- ①介護リフトやベッドの移動
- ②車いす操作性の向上
- ③掃除のしやすさ→清潔の保ちやすさ

フローリング




洗える畳




福祉用具等の配置 は、移動の利便性、介護の軽減から重要な検討事項です。


外の景色やテレビなど視覚や意識の変化もあるようにして、認知症予防をはかることも重要です！




転落予防



出入口に近い



両サイドから介護




便器を見せない

生活の中心になるところだから、 居心地と機能性に気づかいを。

閉じこもりがちにならないようにすることと、見守れることも重要です。

尊厳(プライバシー)の確保に配慮しましょう！

衝立やカーテンの活用





呼出し装置の活用



コンセントの増設は防火対策

福祉用具は電気製品が多い！

- 介護ベッド
- 特殊尿器
- エアーマット
- 移動リフト
- ネプライザー
- 吸引器
- 徘徊感知器



トイレ・浴室が近いのは便利！押入れを利用するユニットタイプ

押入れトイレユニット



押入れシャワーユニット





お困りの場所はどこですか??

2 廊下・階段

歩行移動の場合

全体的に、
明るくなる照明

足元灯


伝え歩きができる
連続の手すり

7つの
チェックポイント



- 段差
- 手すり
- 床材
- 幅員
- 各扉の開閉
- 照度
- 構造

主に屋内で車いすを使用する場合

廊下側面の入り口は車いすで通行が難しい



入り口の幅を広げると通りやすくなる



傷防止のために
キックプレート



スイッチの位置



コンセントの位置

小まわりの良い
屋内6輪車いす




屋内の移動には、思いがけない危険がいっぱい。 転倒防止などの安全性を確保。

移動しやすい環境は、運動機能向上の機会としても機能します。

階段の手すり

ここが
ポイント!

階段の手すりは、両側に設置するのが理想的！でも、幅員や費用の面で難しくて、片側だけに設置する場合は、降りる時を優先して、降りる際の利き手側に設置するのが基本です。



階段のすべり止め




階段の昇降機 2階や3階を使う頻度が多い場合

階段昇降機

上階では乗降りの安全のため座面が回転します。



折りたたみ



ホームエレベーター





お困りの場所はどこですか??

3 トイレ

扉対策 (出入り・介助軽減) と、便器の洋式化



狭いトイレでも、
出入り口を広げる
事で大幅に動作や
介助が改善される
こともあります。



トイレ動作 (立ち座り)

手すり



補高便座




電動昇降便座



トイレ介助

温水洗浄便座

世紀の発明品は、
介護の分野でも大活躍!



洋式便器に使えるキャリー



移動→下着の着脱→方向転換→
立ち座りに役立つトイレの
手すり



かがむ、まわる、脱ぐ、座る、拭く、立つなど
狭い空間なのにたくさんの動作が必要な場所。


動作補助や介助軽減に、リフォームによる簡便性の向上と用具導入の視点も大切です。

空間・スペース(介助スペースと車いすスペース)

必要な介助スペース




手動車いすの場合



φ=1,500mm以上

電動車いすの場合




φ=1,800mm以上

その他、トイレ介護の便利グッズ

呼び鈴・ブザー

待つ側、待たせる側、
どちらにも優しい



ワンハンドカッター



シートクリーナー



シャワー水栓

尿瓶や
バケツ等が洗える
シャワー水栓は
便利モノ



据付け手すり



足元多機能ヒーター

- 急速暖房
- 強力消臭
- 自動運転







お困りの場所はどこですか??

4 縁側・ベランダ・庭・ガレージ

玄関以外からの出入りを考えた方が効果的な場合もあります。




ベランダや縁側のご利用


バリアフリー(ノンレール)サッシ




大きな取っ手



大きなクレスト




バリアフリーフラットレール



お庭などでの屋外活動

アニマルセラピー・運動療法



園芸療法




介護の環境整備や バリアフリー・リフォームでは見逃されがちな場所。

QOLや人の尊厳から検討することで、身近で生活の潤いなどが楽しめる場と変わります。


楽しむ 日光浴や団らん、バーベキューも出来たらいいのに

(電動・手動)折畳み開閉式オーニング

コンクリートでスロープを
作ってしまうと、
撤去しづらいが、木製スロープは
比較的楽に撤去できます。



ガレージ 車の乗車・下車および雨の日の対策



福祉車両 用途に応じていろんな方法があります。

サイドリフト(回転シート)



折たたみ式リアスロープ



車いす収納装置



電動リアリフト





お困りの場所はどこですか??

5 LDK

洋室 寝室から離れた生活のご提案




電動リクライニング/起立補助椅子



和洋折衷 家族との団らんのご提案




高床式畳ユニット(大収納タイプ)



和室 コタツや座卓ご利用でのご提案



電動昇降リクライニング/回転座椅子




くつろぎや家族、友人との語らいなど、 気がねのない生活が在宅療養の良い点。

料理やその補助で自立心を保持したり、楽しい食事が低栄養対策になることにも期待できます。

料理する

車いす対応のキッチン(流し台)は調理時の作業性を良くする為に、天板が高くないようにシンクが浅い仕様になっています。それでも高さがあり料理しにくい場合は車いすテーブル等に対応可能にする事も考えましょう。

自動食洗機も
介護シーンで活躍中



座れる歩行器が料理を楽にする

料理や洗い物など立ち作業、煮込み物の待ち時間など、座位姿勢で安心した作業ができたり、休憩できるキッチンツールとして利用できる座れる歩行器もあります。



食事を楽しむ！（低栄養を防ぎましょう！）

自助具やとろみ調整剤などで
食事の自立支援





床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人
徘徊感知
機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

介護保険
購入
対象品


販売品

情報


お困りの場所はどこですか??

6 洗面・脱衣

家族みんなで使える昇降洗面台



口腔ケアもいろいろ




洗濯

車いすの方にも使用しやすい
ななめドラム洗濯乾燥機



ドラム洗濯機の上部空間の活用と
キャスター付きすき間ラック



三大介護と呼ばれる「台所・浴室・トイレ」への 動線にあたる非常に重要なゾーン。

衛生面や口腔ケア、介護の工夫など、生活と介護の質向上を目指す工夫をしてみましょう。

ヒートショック対策 ヒートショックによる年間死者数は交通事故による 死者の約4倍

出典：東京都健康長寿医療センター研究所の調査




脱衣ベンチから入浴 脱衣用ヒーターもオススメ

「温度のバリアフリー」も
考えましょう。



壁撤去による一体化で機能性向上の一例

- ・トイレ壁撤去 → アコーディオンカーテンへ
- ・ドア2枚分 → 3枚式引き戸へ
- ・浴室ドア → 引き戸へ





お困りの場所はどこですか??

7 浴室




入浴時の介助スペースが狭い場合やシャワーキャリー等を使用する場合は
浴室の扉が課題になることがあります。



折戸

引戸




3枚引戸




湯船には、腰をかけてから入るのが安全！

移乗台やバスボード活用

入浴用電動昇降リフトの活用




手元で操作できる
スイッチ付きシャワーは、
節水になり、入浴介助にも
活躍します。



片手でもソープや
シャンプーが出せる容器は、
片麻痺の方や
介助シーンでも便利です！


移乗台と
入浴用リフトとの併用例




いつまでも清潔でいたい、 安全で安心して快適なお風呂の利用を続けたい。

入浴シーンは危険性も高く、リフォームだけでなく便利な福祉用具活用も考えましょう。

バランス釜改修 (浴槽・給湯器)




深くて(またぎが高い)狭い




浅くなり(またぎも低くなり)
バスボードを使って入りやすくなります。

ホイスト式リフトを活用した入浴介助




入浴スリングシートのいろいろ

2ピースベルトタイプ



ハーフバックタイプ



フルバックタイプ



吊りざぶタイプ



シャワーキャリー
分離タイプ





お困りの場所はどこですか??

8 玄関

扉対策 (幅員と操作性)

独自で開けれる

3枚引き戸



通れる

親子ドア




玄関の扉段差をフラットにする際は、グレーチング増設も検討しましょう。

かまち対策

ベンチなどで腰かけて



かまちが高いご自宅の場合は、踏み台と手すり



すべり止め防止ネット



スッキリタイプの、
壁付け折りたたみ式!




靴や防災用品を収納できます。



行ってきます。ただいま。が
あたり前にできる普遍性を保持したいところ。

「家の顔」とも言われる場所では、困ったことや不安な表情が出ないようにしましょう。

かまち片側スロープ対応



かまち片側昇降リフト対応


埋込みタイル貼り仕様



玄関収納

車いす専用収納

玄関の外側に「物置」を
置いて玄関収納の改善を
考えた事例




屋内で車いす使用時のタイヤの汚れ対策


玄関わきに水栓を設置して、
洗えるようにする。



車いすスタンド等の工夫



室内使用時に使える
タイヤカバー






お困りの場所はどこですか??

9 アプローチ

外出・帰宅をスムーズに！

雨対策




待機場所対策

敷地内に車いす1台分(1.5m以上)のフラットな場所を設けられると理想的です。

夜間対策

人感センサーによる自動照明。
(人通りが多いところでは不向きな場合もあります。)

門扉の引き戸事例



第2玄関としてのアプローチ事例




地域社会と関係性を結ぶ 大切な「架け橋」としての視点から再検討。

内にも外にも、雨の日や一人の時でも「渡りやすい橋」として在宅生活の可能性が広がります。

リフトによるアプローチ対応



高所対応リフト




鍵の金庫

介護サービスを受ける時にも
便利！



訪問者への対応と、施錠の遠隔操作



聴覚に障害のある方や
難聴の場合は、
光で知らせる方法も
考えましょう！







福祉用具と住宅改修の活用





こちらは、**福祉用具相談員**に相談しましょう！
.....
高齢者の状態は変化します。福祉用具のレンタル品を活用することで、住宅改修の効果をより高めることができます。

介護保険でレンタルが適応される特定福祉用具13種目

| | | | | |
|--|--|---|---|--|
|  車いす |  車いす付属品 |  特殊寝台 |  特殊寝台付属品 | |
|  体位変換器 |  床ずれ防止用具 |  手すり |  スロープ |  歩行器 |
|  歩行補助杖 |  徘徊感知器 |  自動排泄処理装置 |  移動用リフト | |

介護保険で購入が適応される特定福祉用具5種目

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
|  腰掛便座 (ポータブルトイレ) | |  入浴補助用具 | |  リフトの つり具部分 |  簡易浴槽 |
| | | | | |  排泄処理装置の 交換可能部品 |

お気軽にご相談ください！

バリアフリー工事についてのご相談やお見積りはもちろん、各種の補助金申請にあたっての書類の作成・提出など、お気軽にご相談下さい。

補助金情報

介護保険
(住宅改修)(福祉用具)

高齢者住宅改修
助成補助金

障害者住宅改修
助成事業

日常生活用具給付

補装具給付

その他



実績・経験による専門情報

疾病や病状に対応するご提案

専門家としての施工技術情報

実績を通じての効果的なご提案

設備品・製品情報

新製品情報

新機能情報

キャンペーンなどお得情報

リサイクル品情報

補助金にかかわる書類作成と提出等のお手伝い

申請～支給までのご説明

役所等への届け出の代行

スケジュールの立案、ほか

複雑な書類作成の代行

- ・申請書の作成
- ・理由書の作成
- ・承諾書の手配
- ・計画図面の作成
- ・お見積書の作成
- ・請負工事契約書作成
- ・工事内訳書の作成
- ・証明写真の作成
- ・改修完了届
- ・受領委任対応
- ・領収書
- など

注意 ケアマネジャーとの連携・調整が必要となることが多くあります。



住宅改修の事例

写真提供：マツ六(株)

玄関

手すりを付けて、玄関土間～上がりかまち～廊下の動きをサポートします。




before




after

廊下

収納扉の前を遮断機式ブラケットを使って手すりを連続させました。



before



after

アプローチ

玄関前アプローチに手すりを設置しました。



before




after

住宅改修の事例

床ずれ
防止用具

浴室

浴槽出入用の手すりを設置しました。



体位
変換器

認知症
老人
徘徊感知
機器

手すり

歩行
補助杖

トイレ

立ち座りの動作の為、L字型手すりを設置しました。



歩行器


車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

庭・ガレージ

家につながる階段に、手すりを設置しました。



介護保険
購入
対象品

販売品

情報

介護保険制度について

介護保険制度の概要や利用手順をご紹介します。


■介護保険対象者

| 加入する方 | 介護サービスの利用 | 保険料の支払い |
|--|---|--------------------|
| 第1号被保険者 (65歳以上の方)  | 右表の想定される状態にあてはまる要支援状態または要介護状態の方。 | 原則として老齢・退職年金からの天引き |
| 第2号被保険者 (40歳から64歳までの医療保険に加入している方)  | 初老期認知症、脳血管疾患など16種類の病気により要介護状態や要支援状態になった方。 | 加入している医療保険と併せて徴収 |

※支払い方法は自治体により異なる方法がとられている場合もあります。

■介護保険の利用手続きとサービスの内容

平成29年4月現在



在宅サービスの利用限度額

| 要介護・ 要支援区分 | 想定される状態 | 居宅介護サービス費等及び介護予防サービス費等 | | |
|---------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|
| | | 支給限度額 (月額) | ご利用者 1割負担額(月額) | ご利用者 2割負担額(月額) |
| 要支援1 | 日常生活上の基本動作をほぼ自分で行うことができるが、日常生活動作の介助や現在の状態の防止により要介護状態となることの予防に資するよう、手段的日常生活動作において何らかの支援を要する状態。 | 50,030円 | 5,003円 | 10,006円 |
| 要支援2 | 要支援1の状態から、手段的日常生活動作を行う能力がさらに低下し、何らかの支援が必要となる状態。 | 104,730円 | 10,473円 | 20,946円 |
| 要介護1 | 要支援2の状態から、手段的日常生活動作を行う能力が一部低下し、部分的な介護が必要となる状態。 | 166,920円 | 16,692円 | 33,384円 |
| 要介護2 | 要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態。 | 196,160円 | 19,616円 | 39,232円 |
| 要介護3 | 要介護2の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態。 | 269,310円 | 26,931円 | 53,862円 |
| 要介護4 | 要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態。 | 308,060円 | 30,806円 | 61,612円 |
| 要介護5 | 要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を行うことがほぼ不可能な状態。 | 360,650円 | 36,065円 | 72,130円 |

床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人
徘徊感知
機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車いす・
車いす
付属品

- 限度額の範囲内でサービスを利用したときは、実際にかかった費用の1割(2割)が自己負担となります。
- 平成27年8月より介護保険負担割合証に基づいた負担割合が適用されます。
- 限度額を超えてサービスを利用した時は、超えた分が全額自己負担となります。

スロープ

自己負担額の上限額 (高額介護サービス費)

平成29年4月現在

| 区分 | | 世帯の上限額 | 個人の上限額 |
|-----------------------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 生活保護受給者の方等 | | 15,000円 | 15,000円 |
| 市世帯 町全 村員 税が 非課 税で | 老齢福祉年金受給者の方 | 24,600円 | 15,000円 |
| | 合計所得額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方等 | 24,600円 | 15,000円 |
| | 合計所得額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方等 | 24,600円 | 24,600円 |
| 市町村民税課税世帯の方 | | 37,200円 | 37,200円 |
| 現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方 | | 44,400円 | 44,400円 |

移動用
リフト・
つり具

介護保険
購入
対象品

販売品

情報

- 支払った自己負担が、ある一定額を超えたときは、その超えた分が払い戻されます。
- また所得の低い方は、その上限が減額されます。
- 医療保険と介護保険の両方に自己負担額がある世帯は「高額医療・高額介護合算制度」の申請ができます。

レンタル福祉用具ご提供の流れ

ベッド・
ベッド
付属品

床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人
徘徊感知
機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

介護保険
購入
対象品

販売品

情報

ご利用者の状況確認

ご利用者のご自宅を訪問し、身体状況やご家族の状況、お住まいの環境などを確認します。その上で生活機能の維持・向上のためにどのような福祉用具が適切かを検討します。



サービスの必要性の検討と選定

サービス担当者会議では、ケアマネジャーなどと連携し、専門的な立場から介護予防や自立支援、介護の負担軽減に役立つ最適な福祉用具を提案します。そしてご利用者やご家族のご意見をうかがいながら選定します。



福祉用具のお届け

納品前に、福祉用具をしっかり点検。安全を確認した後、ご指定の日時、場所にスタッフがお届けし、取付や調整を行います。その際、ご利用者の環境や状況に適合しているかどうかを再確認します。また、練習もさせていただきます。



使用方法のご説明

暮らしに上手にとり入れ、目的に応じて役立てていただけるよう、また、安全にお使いいただけるよう、納得していただけるまで使用方法をご説明し、必要な場合は一緒に使い方の練習もします。



アフターサービス

ご利用中は定期的におうかがいし、ご利用者の状況や環境に変化はないか、福祉用具が生活向上に役立っているか、福祉用具の不具合や故障はないかを確認します。



サービスの再検討

サービス担当者会議においてケアマネジャーなどと連携し、ご利用者のお話をお聞きした上で、福祉用具の利用の継続を再検討し、必要に応じて迅速に対応します。



緊急時の対応

● 事故やトラブルなど、福祉用具に関する緊急事態が発生した場合は専門スタッフが対応しますのでグリーンケア取扱店までご連絡ください。

購入対象品

レンタルの場合と同様、ご利用者とご家族の立場に立ってご相談におこたえします。下記の商品群についてもグリーンケア取扱店が責任をもっておうかがいいたします。お気軽にご相談ください。

- 腰掛便座
- 入浴補助用具・簡易浴槽
- 住宅改修用品
- 介護保険対象外販売品

レンタル終了とお引取り

● レンタル期間中にレンタル契約を終了し引取りを希望される場合は、事前に取扱店にお電話ください。レンタル契約を終了する日とお引取り日時をご相談の上、引取りにおうかがいします。

● レンタル期間満了日の7日前までにお客様から契約終了のご連絡がない場合は、レンタル期間満了日の翌日から更に1ヶ月間、同じ契約内容で自動的に更新されます。

● レンタル期間中にご利用者の身体状況やご自宅の状況の変化などにより他の福祉用具に変更される場合は、前のレンタル契約を終了し、新しく変更後の商品についてレンタル契約書を作成します。

■介護予防福祉用具貸与

<福祉用具の貸し出に関する要件 >

| 種目 | 要支援1・2、要介護1 | 要介護2～3 | 要介護4～5 |
|--|------------------------|--------|--------|
| 手すり・歩行器・歩行補助杖・スロープ | ○ | ○ | ○ |
| 特殊寝台・特殊寝台付属品・車いす・車いす付属品 床ずれ防止用具・体位変換器・移動用リフト・徘徊感知機器 | ×例外あり※ | ○ | ○ |
| 自動排泄処理装置 | (尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く) | ×例外あり※ | ○ |
| | (尿のみを自動的に吸引する機能のもの) | ○ | ○ |

※例外として認められる「使用が想定される状態像」とは、要介護認定調査における基本調査結果をもとに福祉用具ごとに判断されます。

■軽度者等における福祉用具貸与の例外給付に関する取扱いについて

<例外給付に関する要件 >

福祉用具が使用できる状態像及び、直近の認定基本調査の結果により、福祉用具の例外給付が適用されます。

●例外給付の必要性は、サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより、判断されます。【「※」については認定基本調査項目が無い場合、「主治医から得た情報」及び「福祉用具専門相談員のほか軽度者の状態像について適切な助言が可能参加者が参加するサービス担当者会議」などを通じた適切なケアマネジメントにより判断されます。】また、がん末期の急速な状態悪化など、一定の状態に該当する者も、所定の手続きをふむことで、例外給付が認められます。

| 福祉用具の種目 | 使用が想定しにくい要介護度 | 福祉用具が使用できる状態像 (平成24年厚生労働省第95号告示第25号のイ) | 認定基本調査の結果 |
|--------------------------------|----------------------------------|--|---|
| 車いす・ 車いす付属品 | 要支援1、要支援2、 要介護1 | 次のいずれかに該当する者 ① 日常的に歩行が困難な者 ② 日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者 | ① 認定調査において歩行が「できない」 ② ※ |
| 特殊寝台・ 特殊寝台付属品 | 要支援1、要支援2、 要介護1 | 次のいずれかに該当する者 ① 日常的に起き上がりが困難な者 ② 日常的に寝返りが困難な者 | ① 認定調査において起き上がりが「できない」 ② 認定調査において寝返りが「できない」 |
| 床ずれ防止用具・ 体位変換器 | 要支援1、要支援2、 要介護1 | 日常的に寝返りが困難な者 | 認定調査において寝返りが「できない」 |
| 認知症老人 徘徊感知機器 | 要支援1、要支援2、 要介護1、要介護5 | 次のいずれにも該当する者 ① 意志の伝達、介護者への反応、記憶・理解のいずれかに支障がある者 ② 移動において全介助を必要としない者 | ① 下記のいずれかに該当する者 ・認定調査において意志の伝達が「他者にできる」以外 ・認定調査において認知機能(3群の3-2～3-7)のいずれかが「できない」 ・認定調査において精神・行動障害(4群+3-8、3-9)のいずれかが「ない」以外 ・その他、主治医意見書において、認知症の症状がある旨が記載されている場合 ② 認定調査において移動が「全介助」以外 |
| 移動用リフト (つり具の部分を除く) | 要支援1、要支援2、 要介護1、要介護2 | 次のいずれかに該当する者 ① 日常的に立ち上がりが困難な者(注：昇降座椅子以外) ② 移動が一部介助又は全介助を必要とする者 ③ 生活環境において段差の解消が必要と認められる者(段差解消機のみ) | ① 認定調査において立ち上がりが「できない」 ② 認定調査において移乗が「一部介助」又は「全介助」 ③ ※ |
| 自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く) | 要支援1、要支援2、 要介護1、要介護2、 要介護3 | 次のいずれにも該当する者 ① 排便が全介助を必要とする者 ② 移乗が全介助を必要とする者 | ① 認定調査において排便が「全介助」 ② 認定調査において移乗が「全介助」 |

注：昇降座椅子については、認定調査項目で判断する場合、「立ち上がり」ではなく「移乗」で判断する。「立ち上がり」は椅子やベッド、車いすに座っている状態からの立ち上がりを評価するものである。昇降座椅子は「床からの昇降」を補助するものであるため、「畳からポータブルトイレへの乗り移り」を評価する「移乗」の認定調査項目を用いる必要がある。(H19.3.30付老健局振興課長通知Q&Aより)

■個人情報の取扱いについて

個人情報の利用範囲は、お客様に開示した利用目的の範囲とし、目的外の利用は行わないものとします。

また、個人情報保護法の重要性を認識し、ガイドライン等を考慮するとともに、個人情報を取扱うために関係諸法令を遵守します。

床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人
徘徊感知
機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

介護保険
購入
対象品

販売品

情報

介護給付費早見表 平成 29 年 4 月施行版 (抜粋)

見方

本表は介護給付費の中から、特に利用頻度が多いと考えられる居宅サービス系給付項目から抜粋したものです。数字はすべて単位であり、標準のサービスコード表で確認してください。尚、加算の詳細については、介護報酬単位表でご確認ください。

床ずれ
防止用具

〔訪問介護〕 1 回につき

| 所要時間 | 身体介護 | 生活援助 |
|-------------|-------|------|
| 20分未満 | 165 | — |
| 20分～30分未満 | 245 | — |
| 20分～45分未満 | — | 183 |
| 45分以上 | — | — |
| 30分～1時間未満 | 388 | 225 |
| 1時間～1.5時間未満 | 564 | |
| 1.5時間～2時間未満 | 644 | |
| 2時間～2.5時間未満 | 724 | |
| 2.5時間～3時間未満 | 804 | |
| 3時間～3.5時間未満 | 884 | |
| 3.5時間～4時間未満 | 964 | |
| 4時間～4.5時間未満 | 1,044 | |
| 4.5時間～5時間未満 | 1,124 | |
| 5時間～5.5時間未満 | 1,204 | |
| 5.5時間～6時間未満 | 1,284 | |

※2級サービス提供責任者を配置している場合（都道府県知事に届け出た場合を除く。）は30%減算。

体位
変換器

認知症
老人
徘徊感知
機器

手すり

●通院等のための乗車・降車の介助

| | |
|-------|----|
| 1回につき | 97 |
|-------|----|

●生活機能向上連携加算(介護予防訪問介護も対象)

| | |
|-------|-----|
| 1月につき | 100 |
|-------|-----|

歩行
補助杖

歩行者

〔介護予防訪問介護〕 1月につき

| | 週1回程度必要 | 週2回程度必要 | 週3回以上必要 |
|--------|---------|---------|---------|
| 要支援1・2 | 1,168 | 2,335 | 3,704 |

〔訪問入浴介護〕 1回につき

| 訪問入浴介護 | 清拭または部分浴 |
|--------|----------|
| 1,234 | 863 |

車いす・
車いす
付属品

〔介護予防訪問入浴介護〕 1回につき

| 訪問入浴介護 | 清拭または部分浴 |
|--------|----------|
| 834 | 583 |

スロープ

〔訪問リハビリ/介護予防訪問リハビリ〕

| | |
|-------|-----|
| 1回につき | 302 |
|-------|-----|

移動用
リフト・
つり具

●短期集中リハビリテーション実施加算

| | |
|-------|-----|
| 1日につき | 200 |
|-------|-----|

〔訪問看護/介護予防訪問看護〕 1回につき

| 所要時間 | 訪問看護 ステーション | 病院または 診療所 |
|-------------|----------------|--------------|
| 20分未満※ | 310 | 262 |
| 30分未満 | 463 | 392 |
| 30分～1時間未満 | 814 | 567 |
| 1時間～1.5時間未満 | 1,117 | 835 |

※週1回以上保健師・看護師が1回20分以上訪問した場合に算定可能。(介護予防は除く)

介護保険
購入
対象品

●定期巡回・随時対応型訪問看護事業所と連携(介護予防サービスは除く)

| | |
|--------------------|-------|
| 1月につき | 2,935 |
| 准看護師による訪問が1回でもある場合 | 2,876 |

販売品

●看護体制強化加算

| | |
|-------|-----|
| 1月につき | 300 |
|-------|-----|

●緊急時介護予防訪問看護加算(1月につき)

| 訪問看護ステーション | 病院または診療所 |
|------------|----------|
| 540 | 290 |

情報

〔上記訪問系サービス共通〕

①事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは同一の建物に居住する利用者又は事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20名以上居住する建物の利用者にサービスを行う場合は10%減算。

〔通所介護〕 1回につき

| | 小規模型 | | |
|------|---------|---------|---------|
| | 3～5時間未満 | 5～7時間未満 | 7～9時間未満 |
| 要介護1 | 426 | 641 | 735 |
| 要介護2 | 488 | 757 | 868 |
| 要介護3 | 552 | 874 | 1,006 |
| 要介護4 | 614 | 990 | 1,144 |
| 要介護5 | 678 | 1,107 | 1,281 |
| | 通常規模型 | | |
| | 3～5時間未満 | 5～7時間未満 | 7～9時間未満 |
| 要介護1 | 380 | 572 | 656 |
| 要介護2 | 436 | 676 | 775 |
| 要介護3 | 493 | 780 | 898 |
| 要介護4 | 548 | 884 | 1,021 |
| 要介護5 | 605 | 988 | 1,144 |
| | 大規模型Ⅰ | | |
| | 3～5時間未満 | 5～7時間未満 | 7～9時間未満 |
| 要介護1 | 374 | 562 | 645 |
| 要介護2 | 429 | 665 | 762 |
| 要介護3 | 485 | 767 | 883 |
| 要介護4 | 539 | 869 | 1,004 |
| 要介護5 | 595 | 971 | 1,125 |
| | 大規模型Ⅱ | | |
| | 3～5時間未満 | 5～7時間未満 | 7～9時間未満 |
| 要介護1 | 364 | 547 | 628 |
| 要介護2 | 417 | 647 | 742 |
| 要介護3 | 472 | 746 | 859 |
| 要介護4 | 524 | 846 | 977 |
| 要介護5 | 579 | 946 | 1,095 |

※小規模型：前年度の月平均利用延人員数が300人以下/通常規模型：前年度の月平均利用延人員数が300人超
※大規模型Ⅰ：前年度の月平均利用延人員数が750人超/大規模型Ⅱ：前年度の月平均利用延人員数が900人超

〔介護予防通所介護〕

| | | |
|-------|------|-------|
| 1月につき | 要支援1 | 1,647 |
| | 要支援2 | 3,377 |

〔定期巡回・随時対応型訪問看護看護〕 1月につき

| | 定期巡回・随時対応型訪問看護看護費Ⅰ(一体型) | | | |
|------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| | (1)訪問看護サービスを行わない場合 | | (2)訪問看護サービスを行う場合 | |
| | 基本単位 | 通所サービス利用 時の調整 (1日につき) | 基本単位 | 通所サービス利用 時の調整 (1日につき) |
| 要介護1 | 5,658 | -62 | 8,255 | -91 |
| 要介護2 | 10,100 | -111 | 12,897 | -141 |
| 要介護3 | 16,769 | -184 | 19,686 | -216 |
| 要介護4 | 21,212 | -233 | 24,268 | -266 |
| 要介護5 | 25,654 | -281 | 29,399 | -322 |
| | 定期巡回・随時対応型 訪問看護看護費Ⅱ(連携型) | | | |
| | 基本単位 | | 通所サービス利用時の調整 (1日につき) | |
| 要介護1 | 5,658 | -62 | | |
| 要介護2 | 10,100 | -111 | | |
| 要介護3 | 16,769 | -184 | | |
| 要介護4 | 21,212 | -233 | | |
| 要介護5 | 25,654 | -281 | | |

※通常規模の事業所：前年度の月平均利用延人員数が300人超/大規模事業所Ⅰ：前年度の月平均利用延人員数が750人超/大規模事業所Ⅱ：前年度の月平均利用延人員数が900人超

●サービス提供体制強化加算

| | |
|-----------------------|-------|
| | 1月につき |
| (1) サービス提供 体制強化加算(Ⅰ)イ | 640 |
| (2) サービス提供 体制強化加算(Ⅰ)ロ | 500 |
| (3) サービス提供 体制強化加算(Ⅱ) | 350 |
| (4) サービス提供 体制強化加算(Ⅲ) | 350 |

●総合マネジメント体制強化加算

| | |
|-------|-------|
| 1月につき | 1,000 |
|-------|-------|

●退院時共同指導加算

| | |
|-------|-----|
| 1回につき | 600 |
|-------|-----|

【通所リハビリテーション】1回につき

| | 通常規模の事業所 | | | | |
|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 病院または診療所／介護老人保健施設 | | | | |
| | 1～2時間 未満 | 2～3時間 未満 | 3～4時間 未満 | 4～6時間 未満 | 6～8時間 未満 |
| 要介護1 | 329 | 343 | 444 | 559 | 726 |
| 要介護2 | 358 | 398 | 520 | 666 | 875 |
| 要介護3 | 388 | 455 | 596 | 772 | 1,022 |
| 要介護4 | 417 | 510 | 673 | 878 | 1,173 |
| 要介護5 | 448 | 566 | 749 | 984 | 1,321 |
| | 大規模事業所Ⅰ | | | | |
| | 病院または診療所／介護老人保健施設 | | | | |
| | 1～2時間 未満 | 2～3時間 未満 | 3～4時間 未満 | 4～6時間 未満 | 6～8時間 未満 |
| 要介護1 | 323 | 337 | 437 | 551 | 714 |
| 要介護2 | 354 | 392 | 512 | 655 | 861 |
| 要介護3 | 382 | 448 | 587 | 759 | 1,007 |
| 要介護4 | 411 | 502 | 662 | 864 | 1,152 |
| 要介護5 | 441 | 558 | 737 | 969 | 1,299 |
| | 大規模事業所Ⅱ | | | | |
| | 病院または診療所／介護老人保健施設 | | | | |
| | 1～2時間 未満 | 2～3時間 未満 | 3～4時間 未満 | 4～6時間 未満 | 6～8時間 未満 |
| 要介護1 | 316 | 330 | 426 | 536 | 697 |
| 要介護2 | 346 | 384 | 500 | 638 | 839 |
| 要介護3 | 373 | 437 | 573 | 741 | 982 |
| 要介護4 | 402 | 491 | 646 | 842 | 1,124 |
| 要介護5 | 430 | 544 | 719 | 944 | 1,266 |

※通常規模の事業所：前年度の月平均利用延人員数が300人超／大規模事業所Ⅰ：前年度の月平均利用延人員数が750人超／大規模事業所Ⅱ：前年度の月平均利用延人員数が900人超

【介護予防通所リハビリテーション】

| 1月につき | 要支援1 | 1,812 |
|-------|------|-------|
| | 要支援2 | 3,715 |

【認知症対応型共同生活介護】1日につき

| | 認知症対応型共同生活介護費 | |
|------|----------------------|----------------------|
| | 認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ) | 認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ) |
| 要介護1 | 759 | 747 |
| 要介護2 | 795 | 782 |
| 要介護3 | 818 | 806 |
| 要介護4 | 835 | 822 |
| 要介護5 | 852 | 838 |
| | 短期利用認知症対応型共同生活介護費 | |
| | 短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ) | 短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ) |
| 要介護1 | 787 | 775 |
| 要介護2 | 823 | 811 |
| 要介護3 | 847 | 835 |
| 要介護4 | 863 | 851 |
| 要介護5 | 880 | 867 |

| | | |
|---|--------------|-----|
| 認知症専門ケア加算(1日につき) <small>(認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)を算定する場合にのみ算定)</small> | 認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 3 |
| | 認知症専門ケア加算(Ⅱ) | 4 |
| 夜間支援体制加算(Ⅰ)(1日につき) | | 50 |
| 夜間支援体制加算(Ⅱ)(1日につき) | | 25 |
| 認知症行動・心理症状緊急対応加算(1日につき(7日を限度)) | | 200 |
| 若年性認知症利用者受け入れ加算(1日につき) | | 120 |
| 医療連携体制加算(1日につき) | | 39 |
| 退居時相談援助加算(利用者1人につき1回を限度) | | 400 |

利用限度額(月額)

| 居宅介護サービス費等及び介護予防サービス費等 | 利用限度額(単位) |
|------------------------|-----------|
| 要支援1 | 5,003 |
| 要支援2 | 10,473 |
| 要介護1 | 16,692 |
| 要介護2 | 19,616 |
| 要介護3 | 26,931 |
| 要介護4 | 30,806 |
| 要介護5 | 36,065 |

年齢早見表(平成29年現在)

| 年号 | 西暦 | 干支 | 年齢 | 年号 | 西暦 | 干支 | 年齢 |
|-----|------|----|-----|-------------|------|----|----|
| 大正6 | 1917 | 巳 | 100 | 大正15 昭和元 | 1926 | 寅 | 91 |
| 7 | 1918 | 午 | 99 | 2 | 1927 | 卯 | 90 |
| 8 | 1919 | 未 | 98 | 3 | 1928 | 辰 | 89 |
| 9 | 1920 | 申 | 97 | 4 | 1929 | 巳 | 88 |
| 10 | 1921 | 酉 | 96 | 5 | 1930 | 午 | 87 |
| 11 | 1922 | 戌 | 95 | 6 | 1931 | 未 | 86 |
| 12 | 1923 | 亥 | 94 | 7 | 1932 | 申 | 85 |
| 13 | 1924 | 子 | 93 | 8 | 1933 | 酉 | 84 |
| 14 | 1925 | 丑 | 92 | 9 | 1934 | 戌 | 83 |

※年齢は満年齢数(誕生日前の場合は1を減ずること)

| 年号 | 西暦 | 干支 | 年齢 | 年号 | 西暦 | 干支 | 年齢 |
|------|------|----|----|------|------|----|----|
| 昭和10 | 1935 | 亥 | 82 | 昭和19 | 1944 | 申 | 73 |
| 11 | 1936 | 子 | 81 | 20 | 1945 | 酉 | 72 |
| 12 | 1937 | 丑 | 80 | 21 | 1946 | 戌 | 71 |
| 13 | 1938 | 寅 | 79 | 22 | 1947 | 亥 | 70 |
| 14 | 1939 | 卯 | 78 | 23 | 1948 | 子 | 69 |
| 15 | 1940 | 辰 | 77 | 24 | 1949 | 丑 | 68 |
| 16 | 1941 | 巳 | 76 | 25 | 1950 | 寅 | 67 |
| 17 | 1942 | 午 | 75 | 26 | 1951 | 卯 | 66 |
| 18 | 1943 | 未 | 74 | 27 | 1952 | 辰 | 65 |

床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人
徘徊感知
機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

介護保険
購入
対象品

販売品

情報

わたしたち「グリーンケア」取扱店にご相談ください。

【福岡支店】 事業所番号：4071101309

〒816-0851 福岡県春日市昇町 3 丁目 164 番地
TEL：092-584-1911 FAX：092-584-1915

【福岡西営業所】 事業所番号：4073501100

〒819-1118 福岡県糸島市前原北 3-8-7
TEL：092-332-8964 FAX：092-332-8965

【北九州支店】 事業所番号：4070704814

〒806-0067 福岡県北九州市八幡西区引野 1-26-16
TEL：093-622-5541 FAX：093-622-5564

福祉用具のことなら
レンタル

丸屋